


Philips Sonicare
AirFloss Pro/Ultra za
interdentalno čišćenje

s četkicom DiamondClean
s 1 mlaznicom i 1 glavom četkice
Staklena čaša za punjenje, torbica



HX8491/03

Zajamčeno zdravije desni u roku od 2 tjedna*

Dizajnirano za osobe koje ne koriste konac redovito

Za one koji ne čiste zube koncem redovito, AirFloss Pro/Ultra**** predstavlja najjednostavniji način za učinkovito čišćenje područja između zuba. AirFloss Pro/Ultra može se upotrebljavati s vodicom za ispiranje usta ili vodom, a klinički je dokazano da je za zdravlje desni učinkovit kao zubni konac.**

Improves oral health

- Klinički dokazano učinkovit kao zubni konac**
- Uklanja do 99,9 % naslaga***
- Pomaže u sprječavanju karijesa između zuba
- Izbjeljuje zube dva puta bolje u odnosu na običnu četkicu za zube

Provides a superior clean

- DiamondClean glava četkice za najbolje Sonicare izbjeljivanje
- Dizajn koji maksimalno iskorištava sonično kretanje

Superior technology

- Tehnologija mlaza zraka i mikro kapi
- Mlaznica iznimnih karakteristika
- Postavke za prilagodbu trostrukog mlaza

The easiest way to effectively clean between teeth

- Traje svega 60 sekundi: Usmjerite, pritisnite i očistite!
- Jednostavan način za razvijanje zdrave navike

PHILIPS
sonicare

Istaknute značajke

2X bolje izbjeljuje zube



Četkica za zube Philips Sonicare izbjeljuje zube više nego dvostruko bolje u odnosu na običnu četkicu za zube u roku od samo tjedan dana. Uklanja do 100 % više mrlja radi postizanja bjeljih zuba u samo tjedan dana.

Maksimalno iskorišteno sonično kretanje




Glave četkice Sonicare tvrtke Philips od ključne su važnosti za našu temeljnu tehnologiju pokreta četkice visoke frekvencije i visoke amplitude koja osigurava više od 31 000 pokreta četkice u minuti. Naša nenadmašna sonična tehnologija u potpunosti prenosi snagu s drške četkice pa sve do vrha glave četkice. To sonično kretanje stvara dinamično djelovanje kojim se tekućina usmjerava duboko između zuba i uzduž linije desni radi superiornog, a ipak nježnog, čišćenja svaki put.

Uklanja do 99,9 % naslaga




AirFloss Pro/Ultra uklanja do 99,9 % naslaga na područjima primjene.**

Tehnologija mikrokapljica



Naši klinički dokazani rezultati mogući su zahvaljujući jedinstvenoj tehnologiji koja kombinira zrak i vodicu za ispiranje usta ili vodu za snažno i nježno čišćenje područja između zuba i uzduž linije desni.

Jednostavno razvijte zdravu naviku



Čišćenje područja između zuba vrlo je važno za oralno zdravlje. AirFloss Pro/Ultra pruža jednostavan način čišćenja dublje između zuba, čime vam pomaže da razvijete zdravu naviku.

Zdravije desni



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra klinički dokazano poboljšava zdravlje desni kao i zubni konac.** Poboljšava zdravlje desni za samo dva tjedna.

Čišćenje za svega 60 sekundi




Uz AirFloss Pro/Ultra, za čišćenje cijele usne šupljine bit će vam potrebno svega 60 sekundi dnevno. Jednostavno odaberite vrstu mlaza (jednostruki, dvostruki ili trostruki) i zadržite pritisak gumba za aktivaciju kontinuiranih automatskih mlazova ili pritisnite i otpustite gumb za ručno ispuštanje mlaza.

Pomaže u sprječavanju karijesa



Nježno mlazom uklanjajući naslage koje ste propustili četkanjem, Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra pomaže u sprječavanju karijesa u prostoru između zuba.

Mlaznica iznimnih karakteristika



Nova AirFloss Pro/Ultra mlaznica iznimnih karakteristika pojačava učinak tehnologije mlaza zraka i mikro kapi, što je čini učinkovitijom nego ikada prije.

Specifikacije

Snaga

- Napon: Višenaponski punjač

Tehničke specifikacije

- Baterija: Može se puniti
- Vrsta baterije: Linij-ionska
- Vrijeme punjenja: 24 sata za potpuno punjenje

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna

Servis

- Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

Jednostavnost uporabe

- Indikator baterije: LED indikatori na drški pokazuju razinu napunjenosti
- Drška: Tanak ergonomski dizajn
- Sustav glave četkice: Glave četkice lako se postavljaju pritiskom
- Zaslon: Osvijetljeni zaslon
- Nastavak s mlaznicom: Jednostavno se postavlja i odvaja
- Trajanje baterije: 1 – 3 tjedna****

Predmeti u kompletu

- Drška: 1 DiamondClean
- Putna torbica: Putni USB punjač

- Glave četkice: 1 standardna DiamondClean
- Punjač: 1
- Staklena čaša za punjenje: 1
- AirFloss Pro/Ultra drška: 1
- AirFloss Pro/Ultra mlaznica: 1

Radne značajke čišćenja

- Prednosti za zdravlje: Čisti cijela usta u roku od 60 sekundi, Poboljšajte zdravlje desni u 2 tjedna*
- Brzina: Do 31 000 vibracija četkice u minuti
- Rad: Uklanja do 99,9 % naslaga**
- Klinički dokazani rezultati: Učinkovit kao zubni konac, za bolje zdravlje desni, za smanjenje naslaga, za smanjenje krvarenja desni
- Prilagodljive postavke: Automatski ili ručni mlaz, Jednostruki/dvostruki/trostruki mlaz***
- Za najbolje rezultate: Mlaznicu mijenjajte svakih 6 mjeseci
- Prednosti izbjeljivanja: 2X bolje izbjeljuje zube*
- Mjerač vremena: Quadpacer i Smartimer

Načini rada

- Clean (čišćenje): Za odlično svakodnevno čišćenje
- Njega desni: Nježna masira desni
- White (izbjeljivanje): Uklanja mrlje s površine zuba
- Poljski: Posvijetlite i ispolirajte zube
- Osjetljivo: Nježno čišćenje zuba i desni



Datum izdavanja
2024-02-18

Verzija: 5.0.2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* ili vraćamo novac

** kada se koristi u kombinaciji s običnom četkicom i antimikrobnom vodicom za ispiranje usta, kod pacijenata s blagim do umjerenim gingivitisom; AirFloss je dizajniran kako bi osobama koje ne koriste redovito konac pomogao razviti zdravu naviku svakodnevnog čišćenja prostora između zuba. Dodatne pojedinosti potražite u odjeljku Pitanja i odgovori kartice Podrška.

*** Na područjima primjene; U laboratorijskom istraživanju, stvarni rezultati mogu se razlikovati

****AirFloss Ultra i Pro isti su proizvod, ali se nazivi mogu razlikovati ovisno o državi i kanalu.

***** ovisno o postavci mlaza koja se upotrebljava