



Philips Sonicare Power  
Flosser 3000  
フィリップス ソニック  
アーパワーフロッサー  
3000

X 型水流で歯間や矯正器具の  
広範囲の歯垢を除去  
やさしい音  
歯間移動ガイド



HX3711/22

×（エックス）型水流で歯間の食べカス・汚れもスッキリ  
爽快！

フロスの最大3倍<sup>\*1</sup>の歯垢を除去する据え置きモデル <sup>\*1</sup>強さ8でカド  
ストリームノズルを使用し手磨きと併用時／フロスと手磨きの併用時と  
比較（個人差があります）

ソニックアーパワーフロッサー 3000 は、×型の4方向ノズルから出る水流が、歯間や歯  
と歯ぐきの間の歯垢をしっかりと洗い流し、電動歯ブラシと合わせてお使いいただくこと  
でお口全体をきれいにします。クリーンとディープクリーンの2つのモードがあり、強  
さも10段階から選べるので好みの強さに設定できます。

**最新テクノロジーで簡単に洗浄**

- 給水しやすい約550mLタンク
- X型水流で歯間や矯正器具の広範囲の歯垢を除去
- スタンダードノズル
- 歯間移動ガイドで次の歯間に移るタイミングをお知らせ
- やさしい音
- 4方向にワイドに広がるX型水流を生み出すカドストリームノズル

**PHILIPS**

**sonicare**

# 特長

## X 型水流で歯間や矯正器具の広範囲の歯垢を除去



X 型の 4 方向に広がる水流が歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかりと除去。簡単に早く洗浄できます。

## 歯間移動ガイドが歯間から歯間に移るタイミングをお知らせ



一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるので、その間に次の歯間ノズルを移動させることができます。(ディープクリーンモードのみ)

## やさしい音



周囲をあまり気にすることなく効果的に洗浄できます。

## 2 つのモード、10 段階の強さ設定



クリーンモード（標準水圧）とディープクリーンモード（一定間隔で強弱をつけた水圧・歯間移動ガイドあり）の 2 つからモードを選べます。また、ダイヤル式で 10 段階からお好みの強さを選べます。

## スタンダードノズル



ジェット水流で食べかすや歯垢を取り除きます。

## 4 方向にワイドに広がる X 型水流を生み出すカドストリームノズル



口内全体の洗浄におすすめ。4 方向にワイドに広がる水流で歯垢をしっかりと取り除くことができる、歯ぐきにやさしいソフトラバー仕様のノズルです。

## 約 550mL の水を入れることができる水タンク



水タンクには 1 回分（約 550mL）の水が入ります。給水も簡単で、タンクを取り外し水を入れてセットするだけです。

# 仕様

## 電源

- 対応電圧：100-240V ( 海外電圧対応 )

## サービス

- 本体保証：2 年間保証

## 使いやすさ

- ハンドル：スリムなデザイン
- ノズル装着方式：はめ込み式

## 性能

- クリーニング：クリーンモードで 1 分間（標準水圧）、ディープクリーンモードで 1 分半（一定間隔で強弱をつけた水圧）

## 内容・付属品

- F1 スタンダードノズル：1

- F3 カドストリームノズル：1
- Power Flosser: 1
- USB ウォールアダプター：1

## モード

- クリーン：歯をキレイに
- ディープクリーンプラス：歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す
- 強さ：10

## 健康上の利点

- 歯ぐきの健康：歯ぐきの健康を推進 \*\* 電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します。
- 歯垢の除去：○、○



Philips Japan, Ltd.

発行日 2023-09-25

バージョン：3.3.2

EAN: 87 10103 94714 1

株式会社フィリップス・ジャパン  
© 2023 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*  
\*  
\*