

Philips Sonicare AirFloss
Sonicare AirFloss

Oplaadbaar



HX8141

Een eenvoudigere flosmethode

Verbetert de gezondheid van uw gebit op vriendelijke en effectieve wijze

Als u van flossen geen dagelijkse routine voor mondverzorging hebt gemaakt, worden de bacteriën tussen uw tanden niet goed verwijderd en kunnen er infecties ontstaan.

Sonicare AirFloss helpt bij een grondige gebitsreiniging zonder gedoe met tandzijde.

Achieve a 30-second clean

- Eenvoudig met één druk op de knop te gebruiken; net zo eenvoudig als een muisklik

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Verwijdert tot 99,9% tandplak

Eenvoudig: richten en activeren

- Eenvoudig vulbaar reservoir
- Geleidetip voor eenvoudige plaatsing
- Met de Microburst-technologie reinigt u met één druk op de knop
- Klein, gebogen mondstuk om eenvoudig moeilijk bereikbare plekken te reinigen
- Slank, gemakkelijk vast te houden handvat
- Geschikt voor standaard Sonicare-opladers
- Na twee weken opladen

PHILIPS
sonicare

Kenmerken

Eenvoudig vulbaar reservoir



Het eenvoudig vulbare reservoir gebruikt maar een klein beetje water voor minder geknoei. Vul het reservoir met mondspoeling voor een betere mondhygiëne.

Na twee weken opladen



U kunt de AirFloss twee weken gebruiken voordat u deze weer hoeft op te laden.

Eenvoudig met één druk op de knop te gebruiken



Eenvoudig met één druk op de knop te gebruiken voor een eenvoudige reiniging in 60 seconden.

Geschikt voor Sonicare-opladers




U hebt maar één oplader nodig om uw Sonicare-producten op te laden.

Microburst-technologie



De Microburst-technologie geeft een korte stoot lucht en kleine waterdruppeltjes af om diep tussen de tanden te reinigen op plekken waar een tandenborstel niet kan komen.

Kleine, gebogen spuitkop




Klein, gebogen mondstuk om eenvoudig moeilijk bereikbare plekken te reinigen.

Geleidentip



Glijd met de geleidentip langs de tandvleesrand tot u voelt dat de tip tussen de tanden komt. De geleidentip biedt een gemakkelijke plaatsing zelfs bij de moeilijk bereikbare kiezen.

Verwijdert tot 99,9% tandplak



AirFloss gebruikt lucht en microdruppels van water of mondwater om tot 99% van het tandplak tussen de tanden te verwijderen*

Slank, gemakkelijk vast te houden handvat



Moeiteloos te hanteren in de mond.

Specificaties

Vermogen

- Spanning: Oplader voor verschillende voltages

Technische specificaties

- Batterij: Oplaadbaar
- Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): 2 weken of 14 keer een volledig gebruik
- Gebruiksduur: Vervang de spuitkop iedere 6 maanden
- Opladtid: 24 hr

Service

- Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

- Batterij-indicator: Het lampje in de aan-uitknop knippert om aan te geven dat de batterij moet worden opgeladen
- Handvat: Slank, ergonomisch design



Publicatiedatum
2023-01-12

Versie: 2.0.1

EAN: 08 71010 35357 82

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com