

PHILIPS

Стандартные насадки для
звуковой зубной щетки

A3 Premium All-in-One

2 шт. в упаковке

Стандартный размер

Сменные

Поддержка BrushSync



HX9092/11



Одна чистящая насадка для комплексного ухода Оптимальный результат чистки

Чистящая насадка A3 Premium All-in-One — это все, что вам нужно для отбеливания зубов***, избавления от налета и ухода за деснами. Она удаляет до 20 раз больше налета*, до 100 % больше потемнений** и делает десны до 15 раз более здоровыми всего за 6 недель**

Создано для вас

- Создано для вас с помощью экспертов
- Форма щетинок повторяет особенности прикуса

Максимально интуитивная


- Сменная насадка обеспечит оптимальный результат чистки
- Сменная насадка для простой и быстрой замены

Эффективность премиум-класса

- В 20 раз более эффективное удаление налета даже в труднодоступных местах*
- Устраняйте до 100 % больше потемнений всего за два дня***
- Состояние десен в 15 раз лучше всего за 6 недель**
- Ультразвуковая чистка зубов: мастер-класс по эффективной чистке

Основные особенности

Щетинки под углом




Оцените наше самое эффективное удаление налета**** вне зависимости от вашего стиля чистки. Щетинки на чистящей насадке Premium All-in-One расположены под идеальным углом и обеспечивают максимально эффективное удаление налета.

Скругленная форма



Изогнутый дизайн обеспечивает эффективную чистку даже труднодоступных участков. После тщательных исследований нам удалось создать устройство для исключительного комплексного ухода за здоровьем полости рта.

Кончики треугольной формы



Бережно устраняйте потемнения благодаря кончикам треугольной формы, предназначенным для их более эффективного удаления. Эта форма обеспечивает больше контакта с поверхностью зубов для эффективного избавления от потемнений.

Более длинные щетинки



Боковые щетинки чистящей насадки обеспечивают бережную чистку линии десен даже при акценте на чистке зубов. Их гибкая форма также позволяет избежать повреждения десен при излишнем давлении.

Проверенная сила ультразвука



Удаляйте налет с помощью ультразвуковой технологии — это наш стандарт эффективной и бережной чистки. Щетинки совершают до

62 000 плавных движений за сеанс, что позволит очистить даже труднодоступные места для максимальной чистоты и здоровья зубной полости.

Создано с помощью экспертов



Эта чистящая насадка "Все в одном" была создана в результате наших самых длительных исследований и разработок. Мы применили знания профессиональных стоматологов, экспертов по здоровью полости рта, инженеров и проектировщиков, чтобы претворить в жизнь концепцию оптимальной чистящей насадки.

Легко использовать

Чистящая насадка A3 Premium All-in-One полностью совместима с ручкой Philips Sonicare (см. список ниже). Просто вставьте ее до щелчка и снимите для удобной замены или очистки.

Сменная чистящая насадка



Чистящие насадки становятся менее эффективны через 3 месяца использования, однако BrushSync заранее напомнит вам о необходимости замены. Зубная щетка с поддержкой BrushSync анализирует данные об использовании и уведомляет пользователя при необходимости заменить насадку на новую.

Характеристики

Дизайн и отделка

Распознавание чистящей насадки

Жесткость щетинок: Средняя

Цвет: Черный

Индикаторные щетинки: Синие индикаторные щетинки выцветают

Материал насадки щетки: Мягкие и гибкие резиновые ребра

Размер: Стандартный

Совместимость

Система чистящих насадок: Сменные

Подходит для этих моделей: 2 Series Plaque Control, 2 Series Plaque Defense, Серия 2100, 3 Series для более здоровых десен, DiamondClean, DiamondClean 9000, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, ExpertClean, ExpertResults, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For

Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, Prestige 9900, ProtectiveClean, Серия 1100, Серия 3100

Несовместимо: Philips One, Essence

В комплекте

Насадки: A3 Premium All-in-One, 2 шт.

Качество и эффективность

Замена: Каждые 3 месяца

Протестировано: для оптимального использования



* по сравнению с обычной зубной щеткой

** в режиме Clean (Чистка) по сравнению с обычной зубной щеткой; по оценке модифицированного индекса десны (MGI) на 6 неделе.

*** лабораторное тестирование по сравнению с обычной зубной щеткой

**** На основании предварительных лабораторных исследований