

PHILIPS

sonicare

Sonický elektrický
zubní kartáček

ProtectiveClean
4300

Zabudovaný tlakový senzor

1 režim čištění

1 x funkce BrushSync



HX6888/98



Zdravější dásně. Šetrné čištění.

Zlepšuje zdraví dásní až o 100 % oproti manuálnímu kartáčku

Díky našemu tlakovému senzoru poznáte rozdíl šetrného čištění a zároveň budete mít až o 100 % zdravější dásně, než při používání manuálního kartáčku.

Proven to improve oral health

- Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare

Innovative technology

- Jemné upozornění, že máte zmírnit
- Pacienti využijí své kartáčkové hlavice co nejúčinněji
- Propojení chytrého těla kartáčku s chytrými hlavicemi

Improves patients' oral health

- Zlepšuje zdraví dásní až o 100%
- Plomby, korunky nebo citlivá místa? Žádný strach.

Designed around your patient

- Skvělý způsob, jak si zvyknout na nový kartáček
- Motivace k důkladnému čištění

Přednosti

Zlepšuje zdraví dásní



Hustě osázená, vysoce kvalitní vlákna nabízí mimořádně jemné čištění, které odstraní plak podél linie dásní a tím přispívá ke zdraví dásní až o 100 % více než manuální zubní kartáček. A díky speciálně tvarované špičce hlavice kartáčku snadno dosáhnete na zuby v zadní části ústní dutiny.

Přiliš velký tlak?



Pacienti si nemusí všimnout, že na zuby při čištění přiliš tlačí, ale jejich kartáček ano. Pokud pacienti na dásně vyvíjejí přiliš velký tlak, kartáček začne vydávat pulzující zvuk jako připomínku, že mají tlak zmírnit.

Bezpečný a šetrný



Můžete si být jisti, že vám zubní kartáček zajistí při čištění pocit bezpečí: naše sonická technologie je vhodná pro použití s rovnátky, výplněmi, korunkami a fasetami, předchází tvorbě zubního kazu a zlepšuje zdraví dásní.

Technologie Philips Sonicare



Inovativní sonická technologie kartáčků Philips Sonicare vhání vodu mezi zuby, stěry kartáčku odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné každodenní čištění.

Automatické upozornění na potřebu výměny



Všechny kartáčkové hlavice se časem opotřebují. O to jsme se také postarali: naše chytrá technologie pro rozpoznání čištění sleduje, jak dlouho pacienti používají kartáčkové hlavice a jakou silou si čistí zuby. Až nastane čas výměny, upozorní je světélko na těle kartáčku. Díky tomu mohou mít jistotu, že jejich kartáčková hlavice bude vždy vykonávat prvotřídní práci.

Technologie BrushSync




Technologie využívající mikročip rozpozná a synchronizuje chytré tělo a chytrou hlavici kartáčku. Tato dvojice představuje výkonnou kombinaci, která zajišťuje automatické upozornění na potřebu výměny.

Užitečné časovače



Náš časovač QuadPacer dá pacientům vědět, že strávili tu správnou dobu čištění v každé části úst. Časovač Smartimer je zase upozorní, že si zuby čistili po doporučenou dobu 2 minut.

Program Easy-start



Když začínáme s něčím novým, může chvíli trvat, než si na to zvykneme. Proto vám náš program Easy start poskytuje možnost postupného, mírného zvyšování čistícího výkonu v průběhu prvních 14 použití vašeho nového zubního kartáčku.

Specifikace

Design a provedení

Barva: Polomodrá

Spotřeba

Napětí: 110–220 V

Technické údaje

Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až 2 týdny

Baterie: Nabíjecí

Typ baterie: Lithium-iontová

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

Snadné použití

Kompatibilita s tělem kartáčku: Zacvakávací hlavice kartáčku

Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav baterie

Rukojeť: Tenký ergonomický design

Výdrž baterie: Až 2 týdny

Ukazatel výměny: Pro ty nejlepší výsledky, ikona připomenutí se rozsvítí

Balení obsahuje

Rukojeť: 1 ProtectiveClean

Kartáčkové hlavice: 1 kartáčková hlavice G3 Premium Gum Care, 1 ks InterCare, standardní velikost, 1 ks W2 Optimal White, kompaktní velikost

Nabíječka: 1

Výkon čištění

Frekvence: Až 62 000 pohybů za minutu
Přínos pro zdraví: Zlepšuje zdraví dásní během dvou týdnů, Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu

Časovač: Quadpacer a SmartTimer

Kontrola tlaku: Vibrace těla kartáčku jako upozornění

Režimy

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

Technologie Smart Sensor

Připomenutí výměny technologie BrushSync:

Vždy víte, kdy, vyměnit hlavice kartáčku

Tlakový senzor: Upozornění na příliš velký tlak čištění

