

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
électrique

EasyClean

1 mode

2 têtes de brosse

HX6512/02



Meilleure élimination de la plaque dentaire

La transition depuis une brosse à dents manuelle devient un jeu d'enfant

L'action de nettoyage dynamique exclusif de la brosse à dents électrique Philips Sonicare nettoie efficacement les espaces interdentaires et le sillon gingival, tout en douceur.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Les tests cliniques ont montré que l'utilisation de cette brosse à dents est douce pour les gencives.
- La brosse à dents Philips Sonicare aide vos dents à retrouver leur blancheur naturelle

Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste

- Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée
- Le minuteur Quadpacer à intervalles favorise un brossage soigneux

Assure un nettoyage optimal

- Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents
- Tête de brosse courbée pour un meilleur accès aux dents du fond
- Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
- Grâce au mouvement de nettoyage dynamique, les fluides sont projetés entre les dents

Permet un brossage personnalisé

- Fonction Easystart, pour s'habituer au système Philips Sonicare en douceur

Points forts

Brossage sûr, tout en douceur



La brosse à dents électrique douce Philips Sonicare est adaptée aux appareils dentaires (les têtes de brosse s'usent plus vite sur les appareils dentaires). Elle peut également être utilisée en toute sécurité sur les restaurations dentaires (plombages, couronnes, facettes) et les poches parodontales.

Technologie Sonique



La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.

SmarTimer




Le minuteur de 2 minutes de la brosse à dents électrique Philips Sonicare vous permet de respecter la durée de brossage recommandée.

Tête de brosse courbée




L'inclinaison unique de la tête de brosse permet d'atteindre plus facilement les dents du fond afin d'éliminer la plaque dentaire dans ces zones difficiles d'accès.

Fonction Easystart



Augmentation progressive de la puissance lors des 14 premières utilisations pour s'habituer en douceur à la brosse à dents électrique Philips Sonicare.

Quadpacer



Les sonneries à intervalles de 30 secondes vous assurent de bien nettoyer chaque quadrant de votre bouche, pour garantir un brossage complet de la bouche.

Aide vos dents à retrouver leur blancheur naturelle



La brosse à dents électrique Philips Sonicare aide à éliminer et réduire les taches sur vos dents, pour un sourire plus éclatant.

Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire



La technologie Sonique brevetée élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Technologie Sonique brevetée



La brosse à dents électrique Philips Sonicare offre une action de nettoyage unique qui permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival, tout en douceur.



Caractéristiques

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 2 semaines

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Vert glacier

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique ultracompact

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

Autonomie de brossage: Jusqu'à 2 semaines

Accessoires inclus

Manches: 2 EasyClean

Têtes de brosse: 2 ProResults standard

Chargeur: 1

Performances de brossage

Performances: Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire*

Bénéfices santé: Des gencives plus saines

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Efficacité blancheur: Éclaircit les dents jusqu'à 2 teintes

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

