

PHILIPS

sonicare

(wcześniej: ProResults
Gum Health)

G2 Optimal Gum Care

2 sztuki w opakowaniu

Rozmiar standardowy

Jedno przyciśnięcie

Funkcja Brush Sync

HX9032/10



Bezłitosna dla płytki nazębnej, bardzo łagodna dla dziąseł.

Skuteczne usuwanie płytki nazębnej zapewnia poprawę stanu dziąseł

Główka szczoteczki Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care (wcześniej znana jako ProResults Gum Health) nadaje się idealnie dla osób, które potrzebują delikatnego, a jednocześnie optymalnie skutecznego usuwania płytki nazębnej. Zewnętrzne włosie łagodnie usuwa płytkę z linii dziąseł.

Innovative technology

- Rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych
- Automatycznie wybiera optymalny program, dając wspaniałe efekty**
- Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare

Designed to optimize performance

- Mocowanie na kliknięcie ułatwia zakładanie główki szczoteczki
- Wymieniaj końcówkę co 3 miesiące

For exceptional gum care

- Poprawa zdrowia dziąseł nawet o 100%*

Zalety

Poprawa zdrowia dziąseł



Gęsto ułożone włosie wysokiej jakości umożliwia bardzo delikatne szczotkowanie, które pozwala usunąć płytkę nazębną wzdłuż linii dziąseł i uzyskać nawet o 100% lepszy stan dziąseł niż przy zwykłej szczoteczce. Dzięki specjalnie zakrzywionej precyzyjnej końcówce można bez problemu dotrzeć do zębów w głębi jamy ustnej.

Parowanie w programie BrushSync™



Dzięki funkcji parowania w programie BrushSync™ osiągniesz najwyższy możliwy poziom czystości**. Główna szczoteczki Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care synchronizuje się z wyposażoną w program BrushSync™ rączką Philips Sonicare*** oraz wybiera najlepszy program i intensywność szczotkowania, zapewniając wyjątkowo skuteczne wybielanie. Wystarczy tylko zacząć szczotkować.

Wymiana końcówki szczoteczki



Pamiętaj wymieniaj końcówki co 3 miesiące dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Funkcja BrushSync™ przypomni Ci o zbliżającym się terminie wymiany. Funkcja szczoteczki rejestruje, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby i informuje, gdy nadejdzie czas na wymianę końcówki. Jeśli nie masz funkcji BrushSync™, wystarczy, że będziesz obserwować niebieskie włókna — zmiana koloru na biały świadczy o konieczności wymiany końcówki na nową.

Jedyna prawdziwa technologia soniczna




Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare wtłacza wodę w szczeliny międzyzębowe i usuwa płytkę nazębną pociągnięciami szczoteczki.

Łatwy montaż



Główna Optimal Gum Care pasuje do wszystkich rączek szczoteczek do zębów Philips Sonicare z wyjątkiem Philips One i Essence. Prosty montaż ułatwia wymianę i czyszczenie.

Pełen komfort psychiczny podczas szczotkowania



Wszystkie końcówki szczoteczek Philips Sonicare są skuteczne w czyszczeniu, ale i bezpieczne dla zębów i dziąseł. Poddane wszechstronnym i wymagającym testom, gwarantują najwyższą jakość i wyjątkową skuteczność przy każdym szczotkowaniu.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Biały

Miękkość włosia: Średni

Włókna Przypominające: Zanikający niebieski kolor włosia

Wymiary: Standardowa

Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśnięcie

Pasujące modele: Seria 2 — ochrona przed płytką nazębną, Seria 2 — ochrona przed

płytką nazębną, Seria 3 — zdrowie dziąseł, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean
Parowanie w programie BrushSync

Elementy zestawu

Końcówki szczoteczki: 2 G2 Optimal Gum Care

Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące

Testowane: pod kątem optymalnego użytkowania

Korzyści dla zdrowia

Zdrowie dziąseł: Pomaga poprawić zdrowie dziąseł

Usuwanie płytki nazębnej: Usuwanie do 7 razy więcej płytki nazębnej*



* Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka

** Program parowania BrushSync™ jest zgodny tylko z rączkami szczoteczek Philips Sonicare obsługującymi tę funkcję