

Philips Sonicare
AirFloss Pro/Ultra -
nettoyage interdentaire

2 buses

1 chargeur de voyage
1 sac de voyage
avec station de recharge



HX8452/23

Des gencives plus saines en 2 semaines garanties*

Conçu pour les personnes utilisant de la soie dentaire de façon irrégulière

Pour les personnes utilisant de la soie dentaire de façon irrégulière, le AirFloss Pro/Ultra**** est la façon la plus simple de nettoyer les zones interdentaires. Le AirFloss Pro/Ultra peut être utilisé avec du rince-bouche ou de l'eau et des essais cliniques ont démontré qu'il est aussi efficace que la soie dentaire pour la santé des gencives.**

Améliore la santé bucco-dentaire

- Des études cliniques ont prouvé une efficacité équivalente au fil dentaire pour la santé des gencives.**
- Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire***
- Aide à réduire les caries dans les espaces interdentaires

Technologie avancée

- Technologie qui allie air et micro-gouttelettes
- Réglages personnalisables triple jet
- Canule haute performance


Nettoie simplement et efficacement les espaces interdentaires

- Nettoie en 60 secondes seulement : visez, appuyez, nettoyez
- Pour prendre facilement de bonnes habitudes
- Toujours prêt à l'emploi
- Une bouche fraîche et propre avec du bain de bouche

PHILIPS
sonicare

Caractéristiques

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire




AirFloss Ultra élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées.**

Technologie de micro-gouttelettes



Nos résultats cliniquement prouvés ont été rendus possibles grâce à notre technologie exclusive associant de l'air à du bain de bouche ou à de l'eau pour nettoyer efficacement mais en douceur les espaces interdentaires et le sillon gingival.

Prenez facilement de bonnes habitudes



Le nettoyage interdentaire est très important pour la santé bucco-dentaire. Facile à utiliser, l'appareil AirFloss Ultra permet de prendre de bonnes habitudes.

Des gencives plus saines



Il est cliniquement prouvé que l'AirFloss Ultra de Philips Sonicare améliore la santé des gencives autant que le fil dentaire.** Des gencives plus saines en seulement deux semaines.

Nettoie en 60 secondes seulement



Avec AirFloss Ultra, vous nettoyez la totalité de votre bouche en moins de 60 secondes par jour. Il vous suffit de sélectionner la fréquence du jet (simple, double ou triple). Maintenez le bouton d'activation enfoncé pour des jets continus automatiques, ou appuyez ponctuellement sur ce bouton pour le mode de jet manuel.

Une bouche fraîche et propre avec du bain de bouche




Utilisation avec du bain de bouche pour une fraîcheur exceptionnelle et une action antimicrobienne.

Aide à réduire les caries




En éliminant en douceur la plaque dentaire oubliée lors du brossage, AirFloss Ultra de Philips Sonicare aide à prévenir la formation de caries entre les espaces interdentaires.

Canule haute performance



La nouvelle canule haute performance AirFloss Ultra amplifie la puissance de notre technologie qui allie air et micro-gouttelettes, pour une efficacité inégalée.

Personnalisation triple jet



Personnalisez le puissant jet de votre AirFloss Ultra selon vos préférences, en optant pour des jets simples, doubles ou triples à chaque fois que vous appuyez sur le bouton d'activation.

Spécifications

Alimentation

- Tension: Chargeur multitenion

Spécificités techniques

- Batterie: Rechargeable
- Type de batterie: Lithium ION
- Temps de charge: Charge complète en 24 heures

Design et finition

- Couleur: Blanc avec des touches de gris

Entretien

- Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

- Manche: Design ergonomique ultracompact
- Indicateur d'autonomie: LED sur le manche indiquant le niveau de charge
- Fixation de la canule: Se clipse et se déclipse facilement
- Autonomie de la batterie: Jusqu'à 2 semaines

Accessoires inclus

- Chargeur: 1

- Station de remplissage et de charge: 1
- Manche AirFloss Ultra: 1
- Canule AirFloss Ultra: 2
- Bain de bouche: 0,27 ml (8 oz) BreathRX

Performances de brossage

- Bénéfices santé: Des gencives plus saines en 2 semaines*, Nettoie entièrement la bouche en 60 secondes
- Performances: Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire**
- Résultats cliniquement prouvés: Aussi efficace que le fil dentaire, pour des gencives plus saines, pour réduire le saignement des gencives, pour une réduction de la plaque dentaire
- Réglages personnalisables: Auto-burst ou jet manuel, Jet simple/double/triple***
- Pour des résultats optimaux: Remplacer la canule tous les 6 mois

Ingrédients

- Bain de bouche antibactérien: 0,075 % CPC, Zytex



Date de publication
2023-12-10

Version: 2.2.3

UPC: 0 75020 07884 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* ou vous serez remboursé.

** Lorsqu'il est utilisé avec une brosse à dents manuelle et un rinçage antibactérien chez les patients souffrant d'une gingivite légère à modérée; AirFloss a été conçu pour aider les personnes utilisant la soie dentaire de façon irrégulière à adopter une routine de nettoyage interdentaire saine au quotidien. Veuillez consulter les Q et R sous l'onglet Soutien pour plus de détails.

*** Dans les zones traitées; en étude de laboratoire, les résultats réels dans la bouche peuvent varier

**** AirFloss Ultra et Pro sont les mêmes produits mais peuvent être nommés différemment selon le pays et le canal.

***** en fonction du réglage de jet utilisé