

PHILIPS

sonicare

(anteriormente Cuidado de las encías ProResults)

G2 Optimal Gum Care

2 unidades

Tamaño estándar

Fácil montaje

Emparejamiento de modo
BrushSync

HX9032/10



Eficaz con la placa. Suavidad extra en las encías.

Excepcional eliminación de la placa para una mejor salud de las encías

El cabezal de cepillado Philips Sonicare Cuidado de las encías Optimal C2 (anteriormente Cuidado de las encías ProResults) es perfecto para aquellos que desean una eliminación de placa óptima y suave. Las cerdas exteriores eliminan la placa de la línea de las encías con suavidad.

La más innovadora tecnología

- Probado para satisfacer las necesidades de tu salud bucodental
- Selecciona automáticamente el modo óptimo para obtener los mejores resultados**
- Avanzada tecnología sónica de Philips Sonicare

Diseñado para optimizar el rendimiento

- Diseño de fácil montaje para una colocación del cabezal de cepillado sencilla
- Siempre sabrás cuándo es necesario sustituir el cabezal. Disfruta de una limpieza efectiva en cada ocasión.

Para un excepcional cuidado de las encías

- Mejora la salud de las encías en hasta un 100 %*

G2 Optimal Gum Care

(anteriormente Cuidado de las encías ProResults)

HX9032/10

Destacados

Mejora la salud de las encías



Las cerdas de alta densidad y calidad ofrecen un cepillado extrasuave para eliminar la placa a lo largo de la línea de las encías y mejorar la salud de las encías hasta un 100 % más que un cepillo dental manual. Además, las potentes puntas especialmente curvadas llegan fácilmente a los dientes de la parte posterior de la boca.

Emparejamiento de modo BrushSync™



Siempre disfrutarás de la mejor limpieza posible con nuestra función de emparejamiento de modo BrushSync™**. El cabezal Philips Sonicare Cuidado de las encías Optimal G2 se sincroniza con los mangos Philips Sonicare compatibles con BrushSync™** y selecciona el modo de cepillado y el nivel de intensidad óptimos para conseguir un cuidado de las encías excepcional. Todo lo que tienes que hacer es comenzar el cepillado.

Recambios del cabezal de cepillado



Los cabezales pierden eficacia después de 3 meses de uso, pero con BrushSync™ se te avisará antes de que suceda. El cepillo dental inteligente controlará la frecuencia y la intensidad con la que te cepillas y te avisará cuando llegue el momento de sustituir el cabezal. ¿No tienes un cepillo dental inteligente Philips Sonicare? Solo tienes que estar atento a las cerdas azules de sustitución, de modo que cuando se pongan blancas, sabrás que ha llegado el momento de cambiar de cabezal.

La única tecnología sónica verdadera



Philips Sonicare es la avanzada tecnología sónica que impulsa agua entre los dientes. Sus movimientos de cepillado fragmentan la placa y la retiran para una limpieza diaria excepcional.

Fácil de colocar



El cabezal Cuidado de las encías Optimal encaja perfectamente en el mango de cualquier cepillo dental Philips Sonicare, excepto en Philips One y Essence. Solo tienes que ponerlo y quitarlo para sustituirlo y limpiarlo con facilidad.

Cepillado con tranquilidad



Todos los cabezales Philips Sonicare son seguros y suaves con los dientes y las encías. Durante las pruebas, se pone cada cabezal a prueba para garantizar que ofrezca durabilidad y un rendimiento excepcional en cada cepillado.

G2 Optimal Gum Care

(anteriormente Cuidado de las encías ProResults)

HX9032/10

Especificaciones

Diseño y acabado

Color: Blanco

Dureza de cerdas: Mediano

Cerdas de cepillo con aviso: El color azul de las cerdas va desapareciendo

Tamaño: Estándar

Compatibilidad

Sistema de cabezal de cepillado: Fácil montaje

Emparejamiento de modo BrushSync

Adecuado para estos modelos: Serie 2 Control

antiplaca, Serie 2 Defensa antiplaca, Serie 3 Cuidado de las encías, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum conectado, FlexCare+, Para niños, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean
No adecuado para: Philips One

Piezas incluidas

Cabezales: 2 Cuidado de las encías Optimal G2

Calidad y rendimiento

Sustitución: Cada 3 meses

Probado: para un uso óptimo

Beneficios para la salud

Eliminación de la placa: Elimina hasta 7 veces más placa*

Cuidado de las encías: Mejora la salud de las encías

