

# PHILIPS

Elektrische sonische tandenborstel met app

ExpertClean 7500

Verbind eenvoudig met de app

Ingebouwde poetsdruksensor

Slimme herkenning van opzetborstels

4 poetsstanden, 3 sterktes



HX9691/02



## Alles wat u nodig hebt voor een uitstekende mondhygiëne

### Verwijdert tot wel 10x meer tandplak

Het is lastig om goede poetsgewoonten vast te houden. In de periode tussen controles bij de tandarts helpt ExpertClean u hierbij. Dankzij de ingebouwde slimme sensoren weet u wanneer u de druk moet aanpassen en het voortgangsrapport in de app helpt u om uw tandenpoetsroutine vast te houden.

#### **Geniet van een stijlvol en gebruiksvriendelijk design**

- Eenvoudig om op te laden en ook nog eens stijlvol
- Maakt reizen makkelijker voor u

#### **Gebruikers van ExpertClean merken dat hun mondhygiëne verbetert**

- Reinigt diep en beschermt gevoelig tandvlees
- Tot wel 7x gezonder tandvlees\* in slechts 2 weken
- Verwijdert tot wel 10x meer tandplak\* voor een grondige reiniging
- Hard tegen tandplak, zacht voor het tandvlees

#### **ExpertClean past zich aan naar uw behoeften**

- Gepersonaliseerde poetservaring
- Laat u weten wanneer u te hard poetst
- Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen
- BrushSync selecteert automatisch de beste stand voor u

#### **Houd uw doelen vol met gepersonaliseerde begeleiding**

- Begeleiding om te beginnen met gezonde gewoontes en ze vast te houden


# Kenmerken

## Verwijdert tot wel 10 keer meer tandplak\*



Dankzij de C3 Premium Plaque Defence elektrische tandenborstel met tandplakverwijdering weet u zeker dat uw gebit grondig wordt gereinigd. De zachte, flexibele borstelharen hebben een gebogen design, waardoor ze de contouren van uw tanden volgen, 4x meer contact\*\* maken en tot 10x meer plak verwijderen op moeilijk bereikbare plekken.

## Tot 7x gezonder tandvlees\*




Verbeter de gezondheid van uw tandvlees met de G3 Premium Gum Care-opzetborstel. Het kleinere formaat en de tandvleesborstels zijn ideaal om uw tandvlees gezond te houden. Gebruikers van deze opzetborstel hebben 100% minder tandvleesontstekingen\* en tot 7x gezonder tandvlees in slechts twee weken.\*

## C3 Premium Plaque Defence




De C3 Premium Plaque Defence-opzetborstel is ontworpen voor de diepste reiniging ooit. Zachte, flexibele zijanten en gebogen borstelharen bewegen mee met de contouren van uw tanden, maken 4x meer contact met het oppervlak en helpen u aandacht te besteden aan moeilijk bereikbare plekken\*.

## G3 Premium Gum Care-opzetborstel



De G3 Premium Gum Care-opzetborstel is ontworpen om de gezondheid van uw tandvlees te verbeteren. Het kleinere formaat en de tandvleesborstels reinigen de tandvleesrand voorzichtig maar effectief, precies op de plekken waar tandvleesproblemen gewoonlijk ontstaan.

## Voortgangsrapport



ExpertClean geeft u de begeleiding die u nodig hebt om gezonde poetsgewoonten te verbeteren en vast te houden tussen de tandartscontroles door. De ingebouwde slimme sensoren laten u weten wanneer u te hard poetst. Door uw tandenborstel aan de Sonicare-app te verbinden, krijgt u een gepersonaliseerd voortgangsrapport dat u helpt om uw poetsgewoontes vast te houden en krijgt u een overzicht van uw verbeteringen.


## 4 poetsstanden, 3 sterktes



ExpertClean heeft de standen Clean, White+, Gum Health en Deep Clean+ voor al uw poetsbehoeften. De Clean-poetsstand is bedoeld voor buitengewone dagelijkse reiniging, White+ is voor het verwijderen van vlekken, Gum Health reinigt het tandvlees

voorzichtig maar effectief en Deep Clean+ geeft u een verfrissende, grondige reiniging. De tandenborstel heeft drie sterktes, zodat u kunt kiezen voor een sterkere reiniging of een mildere reiniging voor een gevoelige mond.

## Ingebouwde poetsdruksensor



U merkt wellicht niet dat u te hard poetst maar uw ExpertClean ontgaat dat niet. Als u te hard drukt, gaat de intelligente tandenborstel licht pulseren en weet u dat u minder hard moet poetsen. Laat de borstel het werk doen. 7 van de 10 personen vonden deze functie handig en gingen daardoor beter hun tanden poetsen.

## Slimme herkenning van opzetborstels



Slimme opzetborstels zorgen ervoor dat u de juiste stand en sterkte gebruikt voor de best mogelijke reiniging. Als u bijvoorbeeld de G3 Premium Gum Care-opzetborstel gebruikt, koppelt de BrushSync-technologie van uw ExpertClean uw opzetborstel aan de Gum Health-stand. Dit helpt u om uw tandvlees gezond te houden.

# Specificaties

## Connectiviteit

**Draadloze Bluetooth®-technologie:** Verbonden tandenpoetsapp

## Vermogen

**Spanning:** 110-220 V

## Technische specificaties

**Batterij:** Oplaadbaar

**Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):** 14 dagen\*\*\*

**Batterijtype:** Lithium-ion

## Ontwerp en afwerking

**Kleur:** Wit en goud

## Service

**Garantie:** 2 jaar beperkte garantie

## Compatibiliteit

**Compatibiliteit met Android:** Android-telefoons, Tablets met Bluetooth 4.0

**Compatibel met iOS:** iPad 3e generatie of hoger, iPhone 4S of hoger, met iOS7 of hoger, met iOS7-besturingssysteem

## Gebruiksgemak

**Handvat:** Slang, ergonomisch design

**Compatibel met handvat:** Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

**Vervangingsherinnering:** Altijd de beste resultaten, herinneringsicoon gaat branden

## Meegeleverde artikelen

**Opzetborstels:** 1 C3 Premium Plaque Defence, 1 Premium Gum Care

**Handvat:** 1 ExpertClean

**Docking station:** 1

**Reisetui:** Oplaadrijsset met USB

## Reinigingsprestaties

**Prestaties:** Verwijdert tot wel 10 keer meer tandplak\*

**Gezondheidsvoordelen:** Tot 7x gezonder tandvlees\*

**Snelheid:** Tot 62.000 poetsbewegingen/min

**Timer:** BrushPacer en SmarTimer

**Feedback bij te veel druk:** Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

## Poetsstanden

**3 sterktes:** Laag, Medium, Hoog

**Deep Clean+:** Biedt een verkwikkende, diepe reiniging

**Gum Health:** Geeft u een zachte, maar grondige reiniging van tandvlees

**White+:** Is bedoeld om vlekken te verwijderen

**Clean-modus:** Is bedoeld voor een uitzonderlijke dagelijkse reiniging

## BrushSync-koppeling van poetsstanden

**C3 Premium Plaque Defence:** Koppelt met de Clean-poetsstand

**G3 Premium Gum Care:** Koppelt met de Gum Health-poetsstand

## Slimme sensortechnologie

**BrushSync-ervangingsherinnering:** Weet altijd wanneer u de, opzetborstel moet vervangen

**Poetsdruksensor:** Waarschuwt wanneer u te hard poetst

**BrushSync-technologie:** Koppelt de slimme tandenborstel met, slimme opzetborstel

## Software-ondersteuning

**Software-updates:** Philips biedt relevante software-updates aan gedurende 2 jaar na de aankoopdatum.

