

PHILIPS

sonicare

Älykäs sähköhammasharja
ja sovellus

DiamondClean Smart

Henkilökohtaista opastusta
suunhoitoon

Auttaa parantamaan
harjaustekniikkaa

Älykäs harjaspään tunnistus

Ylelliset lisätarvikkeet



HX9924/03



Kaikkien aikojen paras hammasharjamme.
Puhdistaa koko suun.

100-prosenttista varmuutta suunhoitoon

DiamondClean Smart on paras hammasharjamme, joka tarjoaa kattavaa suunhoitoa. Neljän tehokkaan harjaspään ansiosta voit keskittyä kaikkiin suun terveyden puoliin. Smart Sensor -tekniikka antaa sinulle henkilökohtaista palautetta ja vinkkejä.

Parantaa todistetusti suun terveyttä

- Syväpuhdistus poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia*
- Jopa seitsemän kertaa terveemmät ikenet vain 2 viikossa
- Poistaa jopa 100 % enemmän värjäytymiä** jo 3 päivässä
- Nauti raikkaasta hengityksestä pitkään

Täydellinen puhdistustulos opastustoiminnon ansiosta

- Tallentaa tiedot jo harjatuista kohdista ja näyttää, missä pitää parantaa
- Palautus kohtiin, jotka ovat ehkä jääneet vähemmälle huomiolle
- Ongelma-alueista huolehtiminen
- Paineanturi varoittaa, jos harjaat liian kovaa
- Auttaa vähentämään liiallista hankaamista

Optimaalinen harjaustulos

- Harjaspää valitsee ihanteelliset asetukset automaattisesti
- Varmista, että saat kaiken irti harjaspäästä
- Voit valita sopivan 5 käyttötilasta ja kolmesta tehotasosta

Kohokohdat

Jäähyväiset plakille




Ota käyttöön pakkaukseen kuuluva Premium Plaque Control -harjaspää ja koe uskomattoman tehokas syväpuhdistus. Pehmeiden, joustavien sivujen ansiosta harjakset mukautuvat hampaiden pintoihin, jolloin harjaspää saa viisi kertaa laajemman pintakosketuksen*** ja poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkaa hankalista paikoista*.

Huolehdi ikenistäsi



Valitse Premium Gum Care -harjaspää, jos haluat parantaa ikeniesi terveyttä. Hellävaraisen, mutta tehokkaan puhdistuksen mahdollistaa pieni koko ja harjakset, jotka on suunnattu ienrajaan, missä iensairauksia voi alkaa kehittyä. Sen on kliinisesti osoitettu vähentävän ientulehdusta jopa 100 prosenttia ja tekevän ikenistä jopa seitsemän kertaa terveemmät vain kahdessa viikossa*.

Valkoisemmat hampaat, nopeammin




W3 Premium White -harjaspää poistaa pintavärjäytymät ja tuo esiin valkoisen hymysi. Tiheästi keskelle asetetut värjäytymien poistoharjakset poistavat kliinisten tutkimuksien mukaan jopa 100 % enemmän värjäytyimiä jo kolmessa päivässä.**

TongueCare+-kieliharja




TongueCare+-kielenpuhdistin poistaa pahanhajuisia bakteereita kielen huokosista. 240 MicroBristle-harjasta puhdistavat tehokkaasti kielen pinnassa olevat urat ja harjanteet. Puhdistin poistaa bakteereita ja hiukkasia, jotka aiheuttavat pahanhajuista hengitystä. Yhdessä antibakteerisen BreathRx-kielisuihkeen kanssa saat yliverstaista puhtautta ja uskomattoman raikkaan hengityksen.

Puhdista jokainen pinta




Älykkään paikannusanturin ansiosta tiedät aina, mistä olet jo harjannut ja mistä pitää vielä harjata. Reaaliaikaisen seurannan ansiosta Philips Sonicare -sovellus tietää, mitkä kohdat on harjattu hyvin. Sovellus auttaa saavuttamaan paremman ja huolellisemman puhdistuksen.

TouchUp-toiminto



Jos sinulta jää jokin kohta huomaamatta harjauksen aikana, sovelluksen TouchUp-toiminto näyttää sen. Voit sitten tehdä uuden kierroksen ja varmistaa täydellisen puhdistuksen.

Painopistealueet ja tavoitteet



Älykkään paikannusanturin ansiosta tiedät aina, mistä olet jo harjannut ja mistä pitää vielä harjata. Reaaliaikaisen seurannan ansiosta Philips Sonicare -sovellus tietää, mitkä kohdat on harjattu hyvin. Sovellus auttaa saavuttamaan paremman ja huolellisemman puhdistuksen.

Harjaatko sinä liian kovaa?



Et ehkä itse huomaa kun harjaat liian kovaa, mutta DiamondClean Smart tekee sen puolestasi. Jos harjaat liian kovaa, kahvan alaosassa oleva valorengas välkkyy. Se on hienovarainen muistutus siitä, ettei sinun tarvitse painaa harjaa, vaan antaa sen tehdä työn puolestasi. Seitsemän kymmenestä oli sitä mieltä, että toiminto auttoi parantamaan harjaustulosta.

Äärimmäistä helpoutta



DiamondClean Smart sähköhammasharjan ansiosta voit antaa laitteen hoitaa tehtävän. Olemme kehittäneet hankausanturin, joka muistuttaa hienovaraisesti välttämään liiallista hankaamista. Näin voit parantaa tekniikkaasi, ja puhdistuksesta tulee entistä hellävaraisempaa ja tehokkaampaa.

Tekniset tiedot

Liitännät

Langaton Bluetooth® -tekniikka: Yhdistetty harjaussovellus

Virta

Jännite: 110–220 V

Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): 14 päivää*****

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Valkoinen

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Yhteensopivuus

Android-yhteensopivuus: Android-puhelimet, Bluetooth 4.0 -yhteensopivat tablet-laitteet
iOS-yhteensopivuus: iPad (3. sukupolvi tai uudempi), iPhone 4S tai uudempi, iOS7 tai uudempi

Helppokäyttöinen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Yhteensopiva kahva: Helposti kiinni

napsautettavat harjaspäät

Näyttö: Valaistu näyttö

Latauksen ilmaisin: Valaistu kuvake osoittaa

akun latauksen

Harjaspään tunnistus: Synkronoidaan

optimaalisen tilan kanssa

Muistutus vaihtamisesta: Muistutuskuvake syttyy varmistaen, parhaan lopputuloksen

Pakkauksen sisältö

Kahva: 1 DiamondClean Smart

Harjaspäät: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3

Premium Gum Care, 1 W3 Premium White, 1

TongueCare+-kieliharja

Kuljetuskotelo: USB-latauskuljetuslaukku

Antibakteerinen kielisuihke: 2 oz

Lasilaturi: 1

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä minuutissa

Suorituskyky: Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia*

Terveysedut: Jopa 7 kertaa terveemmät ikenet****

Valkaiseva ominaisuus: Jopa 100 % vähemmän värjäytymiä*****

Ajastin: BrushPacer ja SmarTimer

Painepalaute: Rengas palaa violettina,

Varoittaa rungon värinällä

TouchUp: Varmistaa 100-prosenttisen

käsittelyn

Ainekset

Kielisuihkeen ainesosat: Vesi, propyleeniglyseroli, PEG-40 hydrattu risiiniöljy, Aromit, sinkkiglukonaatti, PEG-12 dimetikoni, Setyylipyridiniumkloridi, Sitruunaeukalyptusöljy, Tymoli, natriumsakariini, limoneeni, CI42090

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

3 tehoa: Korkea, M, Matala

Deep Clean+: Perusteellinen syväpuhdistus

Ikenien hyvinvointi: Erityistä huomiota

poskihampaisiin

TongueCare+: Pitkäkestoinen raikas hengitys

White+: Poistaa pintavärjäytymiä

BrushSync-tilanvalinta

C3 Premium Plaque Control: Clean-tila

G3 Premium Gum Care -harjaspää: Gum

Health -tila

W3 Premium White -harjaspää: White+-tila

TongueCare+-kieliharja: TongueCare-tila

Älykäs tunnistintekniikka

Paineanturi: Ilmoittaa, kun harjaat liian voimakkaasti

Paikannusanturi: Seuraa ja tehostaa harjausta

Hankaamisanturi: Neuvoa vähentämään

hankaamista

3D-suukartta: Näyttää ongelmakohdat

TouchUp: Näyttää väliin jääneet kohdat

Asentotunnistin: Ohjaa alueille, jotka ohitit

Ohjelmistotuki

Ohjelmistopäivitykset: Philips tarjoaa asiaankuuluvia ohjelmistopäivityksiä 2 vuoden ajan ostopäivästä.



* Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
* * verrattuna tavalliseen hammasharjaan, johtavan valkaisevan hammastahnan kanssa
* * verrattuna DiamondClean-hammasharjaan
**** Gum Health -tilassa verrattuna tavalliseen hammasharjaan 2 viikon jälkeen
***** 3 päivän käytön jälkeen White+-tilassa verrattuna tavalliseen hammasharjaan
***** perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjaukseen perustilassa