

PHILIPS

IPL脉冲光脱毛仪

飞利浦小极光

适用于身体和面部

含有肤色传感器

15 分钟照射小腿



SC1997/83



至少保持3个月的光滑肌肤*

3次使用后毛发至少减少85%**

飞利浦小极光能够奇迹般地让毛囊休眠，抑制毛发再生。用柔和的脉冲光定期照射，即可令您的肌肤每天如丝般柔滑。

IPL 技术，持久脱毛


- 适合各种毛发和皮肤类型
- 免费Lumea应用程序犹如您掌心中的私人美容医师
- 源自专业IPL脉冲光技术，与皮肤科专家合作开发

安全、快速、高效，适用于身体及面部

- 经验证，可安全高效地照射


产品亮点

持久丝滑



IPL表示强脉冲光。飞利浦小极光以柔和的脉冲光深入照射毛发根部，从而使毛囊进入休眠期。如此一来，毛量会逐渐减少。重复照射可使您的肌肤美丽柔滑且触感光滑。即使在敏感部位，照射也可安全而柔和地抑制毛发再生。飞利浦小极光经临床验证，且和皮肤科专家合作开发，便于您在舒适地在家中轻松、高效地照射。

实验表明，效果出众




客观研究表明只需照射 3 次即可减少至少 85% 的毛发。前 4 次照射必须每 2 周进行一次，之后，您可以看到理想效果。要保持效果，只需每 4 周修整一次。在 8 次修整照射后，您可以享受至少 3 个月无毛时光*。要放大此图片，请单击此页面顶部图片集中的图片。

合适的毛发和皮肤类型



飞利浦小极光可对各种毛发和皮肤有效、轻松、安全地发挥作用。它适用于天然暗金色、棕色和黑色的毛发，以及从纯白色到深棕色的肤色。与其他基于 IPL 的照射疗法一样，飞利浦 Lumea 不适合用于白色/灰色、浅金色或红色的毛发，也不适用于颜色过深的皮肤，这是因为它要求毛发中的色素与皮肤中的色素保持高对比度。

免费Lumea应用程序



Lumea应用程序可免费下载，并提供独一无二的个性化 IPL 体验，专为您而设计。您的私人美容医师将确保您充分利用小极光，通过正确的照射方式来实现持久的结果。该应用程序可帮助您为每个身体部位创建个性化的使用计划，并在每次使用期间提供提示和建议。您只需定期检查应用程序，以确保接收到最新的通知或提醒。

规格

应用领域

身体区域: 比基尼区域, 腋下, 手臂, 腿部, 腹部
面部区域: 下巴, 鬓角, 嘴唇上方

安全性和可调节设置

集成紫外线滤光器: 防止皮肤受到紫外线伤害

5 种光能设置: 可根据您的皮肤类型进行调节

集成式安全系统: 防止意外闪光

肤色传感器: 检测肤色

照射模式

滑动和闪光: 适于简单移动照射

重压和闪烁: 适于照射弯曲部位

有线/无线使用: 有线

功率

电压: 100-240 伏

服务

保修: 2 年全球保修

包含

使用说明书: 用户手册

存储: 旅行软袋

适配器: 24 伏/1500 毫安

照射时间

小腿: 15 分钟

腋下: 2.5 分钟

面部区域: 2 分钟

