

# PHILIPS

## sonicare

Älykäs sähköhammasharja  
ja sovellus

DiamondClean Smart

Henkilökohtaista opastusta  
suunhoitoon

Auttaa parantamaan  
harjaustekniikkaa

Älykäs harjaspään tunnistus

Ylelliset lisätarvikkeet



HX9924/43



## Kaikkien aikojen paras hammasharjamme. Puhdistaa koko suun.

### 100-prosenttista varmuutta suunhoitoon

DiamondClean Smart on paras hammasharjamme, joka tarjoaa kattavaa suunhoitoa. Neljän tehokkaan harjaspään ansiosta voit keskittyä kaikkiin suun terveyden puoliin. Smart Sensor -tekniikka antaa sinulle henkilökohtaista palautetta ja vinkkejä.

#### **Parantaa todistetusti suun terveyttä**

- Syväpuhdistus poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia\*
- Jopa seitsemän kertaa terveemmät ikenet vain 2 viikossa
- Poistaa jopa 100 % enemmän värjäytymiä\*\* jo 3 päivässä
- Nauti pitkäkestoisesta raikkaasta hengityksestä

#### **Täydellinen puhdistustulos opastustoiminnon ansiosta**

- Palaa kohtiin, jotka ovat ehkä jääneet vähemmälle huomiolle
- Paineanturi varoittaa, jos harjaat liian kovaa
- Ongelma-alueista huolehtiminen
- Ohjaa harjausta ja korostaa välistä jääneet kohdat
- Auttaa vähentämään liiallista hankaamista

#### **Optimaalinen harjaustulos**

- Yksinkertainen lataus – kotona ja matkoilla
- Harjaspää valitsee ihanteelliset asetukset automaattisesti
- Voit valita sopivan 5 käyttötilasta ja kolmesta tehotasosta

# Kohokohdat

## Jäähyväiset plakille




Ota käyttöön pakkaukseen kuuluva Premium Plaque Control -harjaspää ja koe uskomattoman tehokas syväpuhdistus. Pehmeiden, joustavien sivujen ansiosta harjakset mukautuvat hampaiden pintoihin, jolloin harjaspää saa viisi kertaa laajemman pintakosketuksen\*\*\* ja poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia hankalista paikoista\*.

## Huolehdi ikenistäsi



Valitse Premium Gum Care -harjaspää, jos haluat parantaa ikeniesi terveyttä. Hellävaraisen, mutta tehokkaan puhdistuksen mahdollistaa pieni koko ja harjakset, jotka on suunnattu ienrajaan, missä iensairauksia voi alkaa kehittyä. Sen on kliinisesti osoitettu vähentävän ientulehdusta jopa 100 prosenttia ja tekevän ikenistä jopa seitsemän kertaa terveemmät vain kahdessa viikossa\*.

## Valkoisemmat hampaat, nopeammin



W3 Premium White -harjaspää poistaa pintavärjäytymät ja tuo esiin valkoisen hymysi. Tiheästi keskelle asetetut värjäytymien


poistoharjakset poistavat kliinisten tutkimuksien mukaan jopa 100 % enemmän värjäytymiä jo kolmessa päivässä.\*\*

## TongueCare+-kieliharja




TongueCare+-kieliharja poistaa hellävaraisesti hajuja aiheuttavat bakteerit kielen huokosista. Sen 240 erityisesti suunniteltua mikroharjasta poistavat kielen harjanteista ja urista bakteereja ja likaa, jotka aiheuttavat pahanhajuista hengitystä. Kun käytät kieliharjaa yhdessä antibakteerisen BreathRx-kielisuihkeen kanssa, saat nauttia ylivertaisesta puhdistuksesta ja todella raikkaasta hengityksestä.

## Painopistealueet ja tavoitteet




Onko hammaslääkärisi kertonut suusi ongelma-alueista? Ne merkitään sovellukseen ja omasta suustasi tehtyyn 3D-karttaan, joiden avulla sinua muistutetaan siitä mihin kannattaa keskittyä.

## Yksikään hammas ei jää puhdistamatta




Philips Sonicare -sovellus ilmoittaa, kun puhdistus on tehty perusteellisesti, ja opastaa harjaamaan hampaat ajatuksella.

## Äärimmäistä helpoutta



DiamondClean Smart sähköhammasharjan ansiosta voit antaa laitteen hoitaa tehtävän. Olemme kehittäneet hankausanturin, joka muistuttaa hienovaraisesti välttämään liiallista hankaamista. Näin voit parantaa tekniikkaasi, ja puhdistuksesta tulee entistä hellävaraisempaa ja tehokkaampaa.

## BrushSync-yhteensovitus



Mietkö, mikä tila ja teho sinun pitäisi valita? Harjaspään mikrosiru ilmoittaa DiamondClean Smart -hammasharjalle, mitä tilaa ja tehoa käytät. Jos siis valitset esimerkiksi ikenille hellävaraisen harjaspään, hammasharja valitsee ihanteellisen tilan ja tehon, joka on hellävarainen, mutta tehokas ikenille. Sinun tarvitsee vain painaa painiketta.

# Tekniset tiedot

## Liitännät

**Langaton Bluetooth®-tekniikka:** Yhdistetty harjaussovellus

## Virta

**Jännite:** 110–220 V

## Tekniset tiedot

**Käyttöaika (täydestä tyhjään):** 14 päivää\*\*\*\*\*

**Paristo:** ladattava

**Akun/pariston tyyppi:** Litiumioni

## Muotoilu ja pinnoitus

**Väri:** Hopea

## Huolto

**Takuu:** 2 vuoden rajoitettu takuu

## Yhteensopivuus

**Android-yhteensopivuus:** Android-puhelimet, Bluetooth 4.0 -yhteensopivat tablet-laitteet  
**iOS-yhteensopivuus:** iPad (3. sukupolvi tai uudempi), iPhone 4S tai uudempi, iOS7 tai uudempi

## Helppokäyttöinen

**Kahva:** Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

**Näyttö:** Valaistu näyttö

**Latauksen ilmainen:** Valaistu kuvake osoittaa akun latauksen

**Yhteensopiva kahva:** Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät

**Harjaspään tunnistus:** Synkronoidaan

optimaalisen tilan kanssa

**Muistutus vaihtamisesta:** Muistutuskuvake syttyy varmistaen, parhaan lopputuloksen

## Pakkauksen sisältö

**Harjaspäät:** 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White, 1 TongueCare+-kieliharja

**Kahva:** 1 DiamondClean Smart

**Kuljetuskotelo:** USB-latauskuljetuslaukku

**Antibakteerinen kielisuihke:** 2 oz

**Lasilaturi:** 1

## Puhdistusteho

**Nopeus:** Jopa 62 000 harjausliikettä minuutissa

**Suorituskyky:** Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia\*

**Terveysedut:** Jopa 7 kertaa terveemmät ikenet\*\*\*\*

**Valkaiseva ominaisuus:** Jopa 100 % vähemmän värjäytyksiä\*\*\*\*\*

**Ajastin:** BrushPacer ja SmarTimer

**Painepalaute:** Rengas palaa violetina, Varoittaa rungon värinällä

**TouchUp:** Varmistaa 100-prosenttisen käsittelyn

## Ainekset

**Kielisuihkeen ainesosat:** Vesi, propyleeniglyseroli, PEG-40 hydrattu risiiniöljy, Aromit, sinkkiglukonaatti, PEG-12 dimetikoni,

Setyylipyridiniumkloridi, Sitruunaeukalyptusöljy, Tymoli, natriumsakariini, limoneeni, CI42090

## Tilat

**Puhdistus:** Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

**3 tehoa:** Korkea, M, Matala

**Deep Clean+:** Perusteellinen syväpuhdistus

**Ikenien hyvinvointi:** Erityistä huomiota poskihampaisiin

**TongueCare+:** Pitkäkestoinen raikas hengitys

**White+:** Poistaa pintavärjäytyksiä

## BrushSync-tilanvalinta

**C3 Premium Plaque Control:** Clean-tila

**G3 Premium Gum Care -harjaspää:** Gum Health -tila

**W3 Premium White -harjaspää:** White+-tila

**TongueCare+-kieliharja:** TongueCare-tila

## Älykäs tunnistintekniikka

**Paineanturi:** Ilmoittaa, kun harjaat liian voimakkaasti

**Paikannusanturi:** Seuraa ja tehostaa harjausta

**Hankaamisanturi:** Neuvoo vähentämään hankaamista

**3D-suukartta:** Näyttää ongelmakohdat

**TouchUp:** Näyttää väliin jääneet kohdat

## Ohjelmistotuki

**Ohjelmistopäivitykset:** Philips tarjoaa asiaankuuluvia ohjelmistopäivityksiä 2 vuoden ajan ostopäivästä.



\* Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

\*\* verrattuna tavalliseen hammasharjaan, johtavan valkaisevan hammastahnan kanssa

\*\* verrattuna DiamondClean-hammasharjaan

\*\*\*\* Gum Health -tilassa verrattuna tavalliseen hammasharjaan 2 viikon jälkeen

\*\*\*\*\* 3 päivän käytön jälkeen White+-tilassa verrattuna tavalliseen hammasharjaan

\*\*\*\*\* perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjaukseen perustilassa