


Philips Sonicare AirFloss
Pro/Ultra
Прибор для чистки
межзубных промежутков

с зубной щеткой DiamondClean
с 1 насадкой и 1 чистящей
насадкой
Зарядный стакан, дорожный
футляр



HX8491/01

Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

Для тех, кто нерегулярно выполняет очищение межзубных промежутков

Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Ultra — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.**

Улучшает состояние полости рта

- Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить**
- Удаляет до 99,9 % налета***
- Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

Обеспечивает тщательное очищение

- На выбор представлено 5 режимов, таких как Polish (Полировка) и Sensitive (Деликатная чистка)
- Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

Технология высшего качества

- Высокоэффективная насадка
- Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

Простой способ эффективного очищения межзубных промежутков

- Простой способ развить здоровую привычку
- Требуется всего 60 секунд: направьте насадку, нажмите на кнопку, начните чистку!


PHILIPS
sonicare

Прибор для чистки межзубных промежутков
с зубной щеткой DiamondClean с 1 насадкой и 1 чистящей насадкой, Зарядный стакан, дорожный футляр

HX8491/01

Основные особенности

Удаляет до 99,9 % налета




AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках***.

Технология использования мельчайших каплей воды



Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.

Развивать здоровые привычки — это легко



Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. AirFloss помогает легко сформировать полезную привычку — тщательно очищать промежутки между зубами.

Более здоровые десны



Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.

Помогает предотвратить развитие кариеса



Бережно удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.

Высокоэффективная насадка




Новая высокоэффективная насадка AirFloss Ultra увеличивает мощность нашей технологии микроструи из мельчайших каплей воды и потока воздуха, позволяя без труда добиться наилучших результатов.

Чистка всего за 60 секунд



С AirFloss Ultra чистка всей полости рта занимает не более 60 секунд в день. Просто выберите частоту распыления (однократное, двойное или тройное), а затем удерживайте кнопку для продолжительного автоматического распыления или нажмите и отпустите ее для включения режима распыления вручную.

5 режимов на выбор



DiamondClean обеспечивает ежедневную освежающую чистку зубов. Вы можете выбрать один из пяти режимов в соответствии с индивидуальными потребностями: Clean (Чистка) — для отличной ежедневной чистки; Gum Care (Уход за деснами) — для бережного массажа десен; Polish (Полировка) — для гладкости и сияния зубов; Sensitive (Деликатная чистка) — для бережного и эффективного очищения чувствительных зубов и десен; White (Осветление) — идеальный режим для удаления поверхностных потемнений.

Прибор для чистки межзубных промежутков
с зубной щеткой DiamondClean с 1 насадкой и 1 чистящей насадкой, Зарядный стакан, дорожный футляр

HX8491/01

Характеристики

Питание

- Напряжение: Универсальное зарядное устройство

Технические характеристики

- Батарея: Перезарядка
- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Продолжительность зарядки: 24 часа для полной зарядки

Дизайн и отделка

- Цвет: Белый с серым оттенком

Обслуживание

- Гарантия: 2 года гарантии

Удобство использования

- Ручка: Изящный эргономичный дизайн
- Система чистящих насадок: Удобные съемные насадки
- Индикатор батареи: Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда аккумулятора
- Дисплей: Дисплей с подсветкой
- Насадки: Легко фиксируются и снимаются

В комплекте

- Ручка: 1 DiamondClean
- Зарядное устройство: 1
- Насадки: 1 стандартная насадка DiamondClean
- Дорожный футляр: Дорожное зарядное устройство USB
- Стакан с зарядной базой: 1

- AirFloss Ultra: 1
- Насадка-концентратор: 1

Качество чистки

- Скорость: 62 000 выметающих движений в минуту
- Высокое качество: Удаляет до 99,9 % налета**
- Польза для здоровья: Очищение полости рта за 60 секунд, Улучшение состояния десен за 2 недели*
- Клинически доказанные результаты: Результаты столь же эффективны, как и при использовании зубной нити; для улучшения состояния десен; для предотвращения образования налета; для уменьшения кровоточивости;
- Настраиваемые режимы: Автоматическое или ручное распыление, Режим однократного/двойного/тройного распыления***
- Для максимального эффекта: Меняйте насадки каждые 6 месяцев
- Таймер: Функции Quadpacer и SmartTimer
- Эффект осветления: Отбеливает зубы в 2 раза эффективнее*

Режимы

- Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки
- Gum Care (Уход за деснами): Мягкий массаж десен
- Белый: Удаление поверхностных потемнений эмали
- Польский: Осветление и полировка зубов
- Sensitive (Деликатная чистка): Бережная чистка зубов и десен



Дата выпуска 2024-10-14

Версия: 2.0.1

EAN: 87 10103 83396 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* или вам вернут деньги

** при использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя для полости рта пациентами с легкой и умеренной степенью гингивита. Прибор AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Дополнительную информацию см. в разделе вопросов и ответов на вкладке поддержки.

*** На обрабатываемых участках; лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных