

PHILIPS

sonicare

Elektrische
Schallzahnbürste mit App

DiamondClean Smart

Personalisiertes Coaching

Intelligente
Bürstenkopfsensoren

Smart-Bürstenkopferkennung

4 Putzprogramme,
3 Intensitätsstufen



HX9912/18



Unsere bislang beste Zahnbürste, für eine vollständige Mundpflege

Gutes Gewissen dank 100 % Reichweite

Die DiamondClean Smart ist unsere beste Zahnbürste für eine vollständige Mundpflege. Mit den vier Hochleistungsbürstenköpfen können Sie sich auf alle Bereiche der Mundpflege konzentrieren, während unsere Smart Sensor-Technologie personalisiertes Feedback und Tipps bereitstellt.

Für eine gute Mundgesundheit

- Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque* für eine gründliche Reinigung

Personalisierte Tipps innerhalb der App für perfektes Putzen

- Führt Sie beim Putzen und weist auf ausgelassene Bereiche hin
- Bringt Sie zurück zu ausgelassenen Stellen für eine 100 %ige Abdeckung
- Pflegen Sie Problembereiche besser
- Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu fest drücken
- Vermeiden Sie zu starkes Scheuern

Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Bürstenköpfe wählen automatisch die optimalen Einstellungen aus
- Holen Sie immer das Beste aus Ihrem Bürstenkopf
- Wählen Sie aus 4 Putzprogrammen und 3 Intensitätsstufen
- Ladeglas und Reiseetui


Besonderheiten

Verabschieden Sie sich von Plaque




Stecken Sie den C3 Premium Bürstenkopf zum Plaque-Schutz auf, und erleben Sie unsere tiefste Reinigung. Mit weichen, flexiblen Seiten passen sich die Borsten der Oberflächenform der einzelnen Zähne an, um bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt*** und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen* zu erzielen.

Erreichen Sie jede Stelle




Die Philips Sonicare App zeigt Ihnen, wann die Reinigung gründlich war, und bringt Ihnen bei, wie Sie besser und genauer putzen.

TouchUp-Funktion




Die TouchUp-Funktion in Ihrer App zeigt Ihnen, ob Sie Stellen beim Bürsten ausgelassen haben. So können Sie diese erneut bürsten und darauf vertrauen, dass Sie jedes Mal eine vollständige Reinigung erzielen.

Intelligente Erinnerungsfunktionen




Bürstenköpfe nutzen sich im Laufe der Zeit ab und entfernen daher Plaque weniger effektiv. Unsere Smart-Bürstenkopferkennung erinnert Sie rechtzeitig daran, Ihren Bürstenkopf zu ersetzen. Ihre Zahnbürste zeichnet auf, wie lange und mit wie viel Druck Sie mit jedem Bürstenkopf geputzt haben, und gibt Ihnen Bescheid, wenn der Bürstenkopf ausgetauscht werden sollte. Sie können die Lebensdauer Ihrer Bürstenköpfe auch in der Philips Sonicare App verfolgen und sogar Ersatz bestellen, damit Ihnen die Bürstenköpfe nie ausgehen.

Fokusbereiche und Zielsetzung



Ihr Zahnarzt hat Sie auf Problembereiche hingewiesen? Wir markieren diese in der App auf der 3D-Karte Ihres Mundes und erinnern Sie daran, besonders auf diese Bereiche zu achten.

Zu viel Druck?



Vielleicht bemerken Sie es nicht, wenn Sie zu hart putzen, aber Ihre DiamondClean Smart wird dies tun. Wenn Sie zu viel Druck ausüben,


blinkt der Leuchtring am Ende des Handstücks. So werden Sie sanft daran erinnert, weicher zu bürsten und Ihrem Bürstenkopf die Arbeit zu überlassen. 7 von 10 Personen verhalf diese Funktion zu einem besseren Bürstverhalten.

Einfach einfach



Bei einer elektrischen Zahnbürste überlassen Sie der Zahnbürste die Arbeit. Wir haben einen Drucksensor in das Handstück integriert, der Sie sanft daran erinnert, keine potenziell schädlichen Putzbewegungen auszuführen. So verbessern Sie Ihre Technik und erreichen eine sanftere, effektivere Reinigung.

Smart-Bürstenkopferkennung



Sie fragen sich, welches Putzprogramm und welche Intensitätsstufe Sie verwenden sollten? Keine Sorge! Ein Mikrochip im Bürstenkopf meldet den verwendeten Bürstenkopf an die DiamondClean Smart. Wenn Sie also beispielsweise einen Bürstenkopf für die Zahnfleischpflege aufstecken, kann die Zahnbürste das optimale Putzprogramm sowie die Intensität wählen und eine sanfte und effektive Zahnfleischpflege ermöglichen. Sie müssen nur noch den Ein-/Aus-Schalter drücken.

Daten

Anschlüsse

Kabellose Bluetooth®-Technologie:
Verbundene Zahnpflege-App

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar
Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):
14 Tage*****
Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Schwarz, Weiß

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte
Garantie

Kompatibilität

Android-Kompatibilität: Android Smartphones,
Bluetooth 4.0-fähige Tablets
iOS-Kompatibilität: iPad der 3. Generation
oder höher, iPhone 4S oder höher, mit iOS 7
oder höher

Benutzerfreundlichkeit

Handstück-Kompatibilität: Einfach
aufsteckbare Bürstenköpfe
Akkuanzeige: Beleuchtetes Symbol zeigt
Akkustand an
Anzeige: Beleuchtetes Display
Handstück: Schlankes, ergonomisches Design
Bürstenkopf-Erkennung: Wählt das optimale
Putzprogramm
Erinnerungsfunktion: Stellt jederzeit optimale
Ergebnisse sicher, Erinnerungssymbol leuchtet
auf

Artikel enthalten

Reiseetui: 2, USB-Reiseladeetui
Bürstenköpfe: 2 C3 Premium Plaque Defense
Handstück: 2 DiamondClean Smart
Ladeglas: 2

Reinigungsleistung

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000
Bürstenkopfbewegungen/Min.
Leistung: Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque*
Vorteile für die Gesundheit: Für gesünderes
Zahnfleisch
Timer: BrushPacer und 2-Minuten-Timer
Druck-Feedback: Ring leuchtet violett,
Vibrierendes Handstück zur Warnung des
Benutzers
TouchUp: Stellt 100 %ige Abdeckung sicher

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung
3 Intensitätsstufen: Niedrig, Mittel, Hoch
Deep Clean+: Für eine besonders gründliche
Reinigung
Gesundes Zahnfleisch: Pflegt Backenzähne
besonders gründlich
White+: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

Smart-Bürstenkopferkennung

G3 Premium Gum Care Bürstenkopf: Die
perfekte Ergänzung zum "Gum Health"-
Putzprogramm
W3 Premium White Bürstenkopf: Die perfekte
Ergänzung zum "White+"-Putzprogramm
C3 Premium zur Plaque-Bekämpfung: Die
perfekte Ergänzung zum "Clean"-
Putzprogramm

Intelligente Sensor-Technologie

Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem
Druck
Positionssensor: Verfolgt und verbessert die
Abdeckung
Scheuersensor: Hinweise zur Vermeidung von
Scheuern
3D-Karte Ihres Mundes: Hebt Problembereiche
hervor
TouchUp: Weist auf ausgelassene Stellen hin

