

PHILIPS

sonicare

Smart elektrisk
tannbørste med app

DiamondClean
Smart

Personlige råd om munnhelsen
din

Gjør at du forbedrer
børsteteknikken

Unikt børstehode som tilpasser
seg

Ekklusivt tilbehør



HX9924/03



Den beste tannbørsten vår noensinne. Rengjør i hele munnen.

Føl deg 100 % trygg på munnhelsen din

DiamondClean Smart er den beste tannbørsten vår for en komplett munnpleie. Med fire børstehoder med høy ytelse kan du fokusere på alle områdene som er viktige for munnhelsen, og Smart Sensor-teknologien gir deg personlige tilbakemeldinger og tips.

Bevist at den forbedrer munnhygiene

- Fjerner opptil 10 ganger mer plakk* for en grundigere tannpuss
- Opptil syv ganger sunnere tannkjøtt* på bare to uker
- Fjerner opptil 100 % mer misfarging** på bare tre dager
- Få frisk pust som varer lenge

Personlig tilpasset coaching i appen gir en perfekt tannpuss

- Holder oversikt over hvor du har børstet, og viser hvor du har slurv
- Tar deg tilbake til områder du har glemt, eller pusset for dårlig, for en grundigere puss
- Ta bedre hånd om problemområdene
- Trykksensoren advarer deg hvis du trykker for hardt
- Hjelper deg med å skrubbe mindre

Optimaliser tannpussen

- Børstehodene velger automatisk de mest optimale innstillingene
- Sørg for at du får mest mulig ut av børstehodet
- Velg mellom fem innstillinger og tre intensitetsnivåer

Høydepunkter

Si farvel til plakk



Klikk på C3 Premium Plaque Control-børstehodet for å få den grundigste tannpussen noensinne. Med myke, fleksible sider kan børstehårene tilpasse seg formen til alle tannoverflater. Du får opptil fire ganger så stor kontaktflate*** og opptil ti ganger så mye plakkfjerning i områder som er vanskelige å nå*.

Ta vare på tannkjøttet ditt



Klikk på G3 Premium Gum Care-børstehodet for å forbedre tannkjøttelsen din. Den mindre størrelsen og de målrettede børstehårene for tannkjøtttranden gir skånsom, men effektiv rengjøring i områder der tannkjøttssykdommer kan oppstå. Det er klinisk bevist at børstehodet reduserer forekomsten av tannkjøttbetennelse* med opptil 100 %, og at det gir opptil syv ganger sunnere tannkjøtt på bare to uker.*

Hvitere tenner raskere




Klikk på W3 Premium White-børstehodet for å fjerne misfarging og få et hvitt smil. Det er klinisk bevist at de tettpakkede, sentralt plasserte børstehårene for flekkfjerning fjerner opptil 100 % mer misfarging på bare tre dager.**

TongueCare+-tungebørste




Tungebørsten TongueCare+ fjerner skånsomt illeluktende bakterier fra porene på tungen ved hjelp av 240 mikrobørstestrå som kommer til dypt ned mellom alle furer og hakk i tungen. Den fjerner bakterier og matrester som gir dårlig ånde, og sammen med den antibakterielle BreathRx-tungesprøyen får du en suveren rengjøring og svært frisk pust.

Overse aldri misfarginger




Ved hjelp av den smarte lokaliseringssensoren vet du alltid hvor du har børstet, og hvor du ikke har børstet. Med sanntidssporing i Philips Sonicare-appen vet du når du har børstet godt nok, og appen hjelper deg med å børste bedre.

TouchUp-funksjon




Hvis du overser et område mens du børster tennene, blir du gjort oppmerksom på dette gjennom TouchUp-funksjonen i appen. Du kan deretter gå tilbake og børste på nytt for å være sikker på at du får rengjort tennene grundig hver gang.

Fokusområder og målinnstilling



Ved hjelp av den smarte lokaliseringssensoren vet du alltid hvor du har børstet, og hvor du ikke har børstet. Med sanntidssporing i Philips Sonicare-appen vet du når du har børstet godt nok, og appen hjelper deg med å børste grundigere og bedre.

Børster du for hardt?



Du merker kanskje ikke når du børster for hardt, men DiamondClean Smart gjør det. Hvis du børster for hardt, blinker lysringen nederst på skaftet. Dette er en diskret påminnelse om at du ikke må trykke tannbørsten så hardt mot tennene, men i stedet la børstehodet gjøre jobben. 7 av 10 personer syntes at denne funksjonen hjalp dem med å børste bedre.

Lekende lett



Med en elektrisk tannbørste lar du børstehodet gjøre jobben. Vi har laget en børstesensor i skaftet som diskret minner deg på å skrubbe mindre. På den måten kan du forbedre børsteteknikken og få en mer skånsom og mer effektiv rengjøring.

Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

Trådløs Bluetooth®-teknologi: Børsteapp tilkoblet

Drift

Spenning: 110–220 V

Tekniske spesifikasjoner

Driftstid (full til tom): 14 dager*****

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

Utforming og utseende

Farge: Hvit

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Kompatibilitet

Android-kompatibilitet: Android-telefoner, Bluetooth 4.0-aktiverte nettbrett

iOS-kompatibilitet: Tredjegerasjons iPad eller nyere, iPhone 4S eller nyere, med iOS7 eller nyere

Brukervennlighet

Håndtakets kompatibilitet: Børstehoder som klikkes enkelt på plass

Skjerm: Oppløst display

Batteriindikator: Oppløst ikon viser batteriets levetid

Håndtak: Slank, ergonomisk form

Gjenkjenning av børstehode: Synkroniserer

med optimal modus

Byttepåminnelse: Sikrer alltid best mulige resultater, påminnelsesikonet lyser opp

Deler som medfølger

Børstehoder: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White, 1 TongueCare+-tungebørste

Håndtak: 1 DiamondClean Smart

Reiseetui: USB-ladende reiseveske

Antibakteriell tungespray: 2 oz (ca. 59 ml)

Oppladende glass: 1

Rengjøring

Hastighet: Opptil 62 000

børstebevegelser/min

Ytelse: Fjerner opptil 10 ganger mer plakk*

Helsefordeler: Opptil syv ganger sunnere tannkjøtt****

Hvitere tenner: Opptil 100 % færre flekker*****

Tidsbryter: BrushPacer og SmarTimer

Tilbakemelding om pussetrykk: Ring som lyser opp med et lilla lys, Vibrering i håndtaket for å varsle brukeren

TouchUp: Gir 100 % dekning

Ingredienser

Ingredienser i tungespray: Aqua, propylenglyserol, PEG-40 hydrert hjulolje, Aroma, sinkglukonat, PEG-12 dimetikon, Cetylpyridiniumklor, Eukalyptus, citriodoraolje, Tymol, natriumsakkarin, Limonen, CI42090

Moduser

Tre intensiteter: Høy, Middels stor, Lav
Clean: For enestående hverdagsrengjøring
Deep Clean+: For en oppfriskende, grundig tannpuss

For sunt tannkjøtt: Pusser jekslene ekstra godt

TongueCare+: For frisk pust som varer

White+: For å fjerne misfarging

Paring i BrushSync-modus

C3 Premium Plaque Control: Paring med Clean-modus

G3 Premium Gum Care-børstehode: Paring med Gum Health-modus

W3 Premium White-børstehode: Paring med White+-modus

TongueCare+-tungebørste: Paring med TongueCare-modus

Teknologi med Smart-sensor

Trykksensor: Sier ifra når du børster for hardt

Områdesensor: Sporer og forbedrer dekingen

Skrubbesensor: Veileder deg til å redusere skrubbing

3D-kart av munnen: Fremhever problemområder

TouchUp: Gjør deg oppmerksom på områder du har oversett

Posisjonssensor: Veileder deg til områder du har oversett

Programvarestøtte

Programvareoppdateringer: Philips tilbyr relevante programvareoppdateringer i to år etter kjøpsdatoen.



* Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste
** Sammenlignet med en manuell tannbørste som brukes sammen med en kvalitetstannkrem for tannbleking
** Sammenlignet med DiamondClean
**** Gjelder Gum Health-modus sammenlignet med en manuell tannbørste over en periode på to uker
***** Etter tre dagers bruk i White+-modus og sammenlignet med en manuell tannbørste
***** Basert på to perioder med to minutters pussetokter per dag, i standardmodus