

PHILIPS

sonicare

Elektrische
Schallzahnbürste

FlexCare

3 Putzprogramme

2 Handstücke

2 Bürstenköpfe

HX6932/22



Hervorragende Reinigung

Zahnbürste für eine sanfte Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch

Innovative Technologie für hervorragende Putzergebnisse: Die elektrische Philips Sonicare FlexCare Zahnbürste passt sich Ihren individuellen Mundpflegebedürfnissen an.

Für eine gute Mundgesundheit

- Strahlenderes Lächeln in einer Woche mit unserem DiamondClean-Bürstenkopf*
- Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches innerhalb von nur zwei Wochen
- Bis zu 7 x bessere Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste
- Sicher und sanft für Ihre Mundgesundheit

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Easy-Start-Programm entwickelt Ihre Philips Sonicare-Routine
- Timer motivieren zu gründlichem Zähneputzen über 2 Minuten

Hervorragende Reinigung

- Angewinkelte Form zur besseren Reinigung von schwierigen Stellen

Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Wählen Sie aus 3 Putzprogrammen, einschließlich Massage


Besonderheiten

Verabschieden Sie sich von Plaque




Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste.

Bis zu 2 Mal weißere Zähne




Stecken Sie unseren DiamondClean-Bürstenkopf für eine sanfte und dennoch effektive Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen auf. Die dicht stehenden Mittelborsten zur Fleckentfernung machen Ihr Lächeln in nur 7 Tagen 2 Mal weißer.*

Pflegen Sie Ihr Zahnfleisch




Mit optimaler Reinigung durch Ihre FlexCare wird Ihr Zahnfleisch in 2 Wochen gesünder. Dabei wird bis zu 7 Mal mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands entfernt als mit einer Handzahnbürste, und Sie erhalten Ihr gesündestes Lächeln.

3 Putzprogramme zum Reinigen ganz nach Ihren Bedürfnissen



Mit FlexCare können Sie einstellen, wie Sie bürsten – damit Sie Ihre Ziele im Bereich Mundhygiene garantiert erreichen. Wählen Sie aus 3 Putzprogrammen, einschließlich "Massage" – zur Stimulierung des Zahnfleisches für noch bessere Gesundheit des Zahnfleisches, "Reinigen" – für hervorragende tägliche Reinigung und "Weiß" – für die sanfte und dennoch effektive Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen.

Starten Sie einfach Ihre neue Routine



Etwas Neues zu beginnen, kann etwas gewohnungsbedürftig sein. Unser Easy-Start-Programm bietet Ihnen die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung für die ersten 14 Anwendungen Ihrer neuen Zahnbürste.


2-Minuten-Timer und 4-Quadranten-Timer



Es dauert nur 2 Minuten, um Ihre Zähne gründlich zu putzen. Unser 4-Quadranten-Timer informiert Sie, wenn Sie jeden Teil Ihres


Mundes lange genug geputzt haben, während unser 2-Minuten-Timer signalisiert, wann Ihre Gesamtzeit abgelaufen ist. Gemeinsam helfen sie Ihnen dabei, immer die empfohlene Putzdauer zu erreichen.

Erreichen Sie auch schwierige Stellen



Das einzigartig geformte Handstück der FlexCare-Zahnbürste und unsere Bürstenköpfe ermöglichen selbst an schwierigen Stellen wie den Backenzähnen eine gründliche Reinigung.

Putzen Sie ohne Sorgen



Die FlexCare bietet eine sichere Reinigung für alle Anforderungen. Unsere Schalltechnologie ist geeignet für den Gebrauch mit Zahnsparanten, Füllungen, Kronen und Veneer und kann sogar in der täglichen Behandlung von Zahnfleischerkrankungen verwendet werden.

Daten

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 2 Wochen

Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Weiß

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Anzeige: Beleuchtetes Display

Reinigungsdauer: Bis zu 2 Wochen

Artikel enthalten

Ladegerät: 1

Bürstenköpfe: 2 DiamondClean (Standard)

Handstück: 2 FlexCare

Reinigungsleistung

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Vorteile für die Gesundheit: Für gesünderes

Zahnfleisch

Leistung: Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque*

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

Weißer Zähne: Entfernt 100 % mehr

Verfärbungen*, Hellt Zähne in 1 Woche auf

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

Weiß: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

Massage: Belebende Massage

2 weitere Putzeinstellungen: Go Care und Max Care

