

PHILIPS

sonicare



Brosse à dents électrique
avec application

DiamondClean Smart

Suivi personnalisé

Capteurs intelligents de tête de
brosse

Reconnaissance intelligente de la
tête

5 modes, 3 réglages d'intensité



HX9954/53

Un système complet pour une bouche plus saine

Notre meilleure brosse à dents avec technologie de capteur intelligent

Une propreté exceptionnelle avec DiamondClean Smart. Les informations en temps réel et le suivi personnalisé mettent fin à l'à peu près, pour des dents, des gencives, une blancheur et une haleine impeccables. Plus qu'une simple brosse à dents : un système complet d'hygiène bucco-dentaire.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire*, pour un nettoyage en profondeur
- Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines* en seulement 2 semaines
- Éliminez jusqu'à 100 % de taches en plus** en seulement 3 jours*
- Profitez d'une haleine durablement fraîche

Suivi personnalisé via l'application pour se perfectionner

- Vous encourage à repasser sur les zones négligées, pour un brossage à 100 %
- Vous alerte lorsque vous appuyez trop fort
- Prenez plus soin des zones problématiques
- Brossage guidé et indication des zones oubliées
- Vous aide à moins frotter

Optimisez votre brossage

- Solution de charge simple et élégante, chez soi comme en déplacement
- Les têtes de brosse sélectionnent automatiquement les réglages optimaux
- Faites votre choix parmi 5 modes et 3 réglages d'intensité

DiamondClean Smart

Brosse à dents électrique avec application

Points forts

Dites adieu à la plaque dentaire



Clipsez la tête de brosse C3 Premium Plaque Defense pour obtenir un nettoyage en profondeur inégalé. Les brins extérieurs doux et flexibles suivent les contours de chaque dent, afin de couvrir 4 fois plus de surface*** et d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre*.

Prenez soin de vos gencives



Clipsez la tête de brosse G3 Premium Gum Care pour améliorer la santé de vos gencives. Grâce à sa plus petite taille et à ses brins adaptés aux contours de vos gencives, elle offre un nettoyage doux et efficace le long des gencives, là où se s'accumule la plaque responsable de la gingivite. Il est cliniquement prouvé qu'elle permet d'obtenir jusqu'à 100 % d'inflammation des gencives en moins* et des gencives jusqu'à 7 fois plus saines en seulement deux semaines*.


Des dents plus blanches, rapidement



Clipsez la tête de brosse W3 Premium White pour éliminer les taches en surface et retrouver un sourire plus éclatant. Avec ses brins adaptés à l'élimination des taches densément implantés, il


est cliniquement prouvé qu'elle élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement trois jours.**

Brosse-langue TongueCare+



Clipsez la brosse-langue TongueCare+ pour éliminer en douceur les bactéries à l'origine des mauvaises odeurs qui se trouvent sur votre langue. Ses 240 microbrins spécialement conçus épousent toutes les irrégularités de votre langue afin d'éliminer les bactéries et autres dépôts sources de mauvaise haleine. Utilisez-le avec notre spray pour la langue antibactérien BreathRx, pour un nettoyage optimal et une haleine ultra-fraîche.


Zones à surveiller et définition d'objectifs



Votre dentiste vous a peut-être indiqué des zones problématiques ? Nous les mettons en surbrillance sur la carte dentaire 3D de l'application, et nous vous rappellerons d'y faire plus attention.

HX9954/53

Ne manquez jamais une zone




L'application Philips Sonicare vous permet de savoir quand vos dents sont parfaitement brossées. Elle vous apprend à réaliser un brossage plus consciencieux et mieux réussi.

Simplicité



Laissez la brosse à dents électrique faire le travail. Nous avons intégré un capteur de mouvements dans le manche qui vous rappelle de moins frotter. Il vous permet d'améliorer votre technique, pour un brossage plus doux et plus efficace.

Sélection des modes via BrushSync™



Vous vous posez des questions sur le mode et l'intensité à utiliser ? Ce temps est révolu. Une puce placée dans votre tête de brosse communique ses caractéristiques à votre DiamondClean Smart. Par exemple, si vous clipsez une tête de brosse Gum Care, votre brosse à dents sélectionnera le mode et l'intensité les plus adaptés pour vous procurer un soin des gencives doux et efficace. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton marche/arrêt.


DiamondClean Smart

Brosse à dents électrique avec application

HX9954/53


Points forts

Rappels intelligents de remplacement



Les têtes de brosse s'usent au fil du temps et éliminent alors la plaque dentaire moins efficacement. Avec la reconnaissance intelligente de la tête de brosse, vous saurez toujours quand remplacer votre tête de brosse. Votre brosse à dents enregistre vos durées de brossage et la pression exercée, puis vous alerte lorsqu'il est temps de remplacer la tête. Vous pouvez également contrôler la durée de vie de vos têtes de brosse dans l'application Philips Sonicare, et même en commander de nouvelles, pour ne jamais être pris de court.


5 modes, 3 réglages d'intensité



DiamondClean Smart offre cinq modes répondant à vos différents besoins : Clean pour un brossage quotidien optimal, White+ pour éliminer les taches, Deep Clean+ pour un nettoyage en profondeur vivifiant, Gum Health pour un nettoyage doux et efficace des gencives, et enfin Tongue Care, le mode idéal pour le nettoyage de la langue. Il fragmente les résidus


se trouvant sur la langue et élimine les bactéries responsables de la mauvaise haleine. Les trois intensités proposées vous permettent d'augmenter l'intensité ou de la réduire si vous avez une bouche sensible.

Trop de pression ?




Vous n'avez peut-être pas conscience de vous brosser les dents trop fort, mais heureusement, votre DiamondClean Smart veille. En cas de pression excessive, l'anneau lumineux au bout du manche clignote pour vous rappeler de moins appuyer et de laisser la tête de brosse faire le travail. 7 personnes sur 10 ont trouvé que cette fonction les avait aidés à mieux se brosser les dents.

Fonction Retouche



S'il vous arrive de négliger une zone lorsque vous vous brossez les dents, la fonction Retouche vous prévient. Il vous suffira ensuite de la nettoyer de nouveau, pour avoir l'assurance d'un brossage complet, à chaque fois.

Un design prenant en compte la facilité de rangement



Une simple charge permet deux semaines d'utilisation régulière, mais si le niveau de la batterie devient trop faible pendant que vous êtes en déplacement, votre coffret de voyage USB Premium fait également office de chargeur. Placez votre brosse à dents dans le coffret et connectez ce dernier à votre ordinateur portable ou branchez-le sur une prise secteur. À domicile, placez simplement votre brosse à dents dans notre élégant verre de charge. Il s'intègre parfaitement dans le décor de votre salle de bain et vous sert de verre à dents. Gardez vos têtes de brosse propres et rangées dans votre support pour têtes de brosse coordonné.

DiamondClean Smart

Brosse à dents électrique avec application

HX9954/53

Caractéristiques

Mise à jour du produit

Période d'assistance: Philips fournira les mises à jour de sécurité nécessaires jusqu'au 31 décembre 2026.

Connectivité

Technologie sans fil Bluetooth®: Application de brossage connectée

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 14 jours*****

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Bleu

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Compatibilité

Compatibilité Android: Téléphones Android, Tablettes compatibles Bluetooth® 4.0

Compatibilité iOS: iPad 3e génération ou ultérieure, iPhone 4S ou supérieur, avec iOS7 ou supérieur

Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Afficheur: Écran lumineux

Reconnaissance de la tête de brosse: Se synchronise avec le mode optimal

Indicateur de remplacement: Pour garantir des résultats optimaux, Le symbole de rappel s'allume

Accessoires inclus

Manche: 1 DiamondClean Smart

Support de tête de brosse: 1

Spray pour la langue antibactérien: 60 ml

Têtes de brosse: 1 Premium Plaque Defense C3, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White, 1 brosse-langue TongueCare+

Verre de charge: 1

Étui de voyage: Coffret de voyage avec charge USB

Performances de brossage

Performances: Élimine jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire*

Bénéfices santé: Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines****

Minuteur: BrushPacer et SmarTimer

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Efficacité blancheur: Jusqu'à 100 % de taches en moins*****

Indicateur de pression: Anneau lumineux violet, Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Retouche: Garantit un brossage à 100 %

Ingrédients

Ingrédients du spray pour la langue: Aqua, propylène glycérol,, arôme, gluconate de zinc,, chlorure de cétalpyridinium,, huile d'eucalyptus citronné,, Limonène, Diméthicone, PEG-12 diméthicone,, huile de ricin hydrogénée PEG-40,, thymol, saccharine de sodium

Modes

3 réglages d'intensité: Fort, Moyen, Faible

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Deep Clean+: Pour un nettoyage en profondeur

Gum Health: Apporte une attention particulière aux molaires

TongueCare+: Pour une haleine durablement fraîche

White+: Pour éliminer les taches de surface

Sélection des modes BrushSync

C3 Premium Plaque Defense: Sélection du mode Clean

Tête de brosse G3 Premium Gum Care: Sélection du mode Gum Health

Tête de brosse W3 Premium White: Sélection du mode White+

Brosse-langue TongueCare+: Sélection du mode TongueCare

Technologie de capteur intelligent

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

Capteur de position: Surveillance et améliore l'étendue du brossage

Capteur de mouvements: Vous aide à moins frotter

Carte dentaire 3D: Met les zones problématiques en surbrillance

Retouche: Pour brosser les zones négligées

Prise en charge logicielle

Mises à jour logicielles: Philips offre des mises à jour de logiciels pendant une période de deux ans après la date d'achat.

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Date de publication
2025-05-05
Version: 6.6.1

EAN: 87 10103 80527 4

www.philips.com



Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

* Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
** Par rapport à une brosse à dents manuelle avec un dentifrice blancheur
** Par rapport au modèle DiamondClean
*** En mode Gum Care, par rapport à une brosse à dents manuelle au bout de 2 semaines
**** Au bout de 3 jours d'utilisation en mode White+, par rapport à une brosse à dents manuelle
***** Sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard