

PHILIPS

sonicare



Nuestro mejor cepillo. Un cuidado bucal completo.

DiamondClean Smart

4 modos de limpieza

Incluye 1 cabezal de cepillado (C3)

Sensor de presión

4 modos, 3 intensidades



HX9901/63

Nuestro mejor cepillo dental, para un cuidado bucal completo

Siéntete seguro con una cobertura del 100 %

DiamondClean Smart es nuestro mejor cepillo dental, para un cuidado completo. Gracias al cabezal de cepillado de alto rendimiento puedes ocuparte de todas las zonas de tu salud bucal, y nuestra tecnología Smart Sensor te ofrece comentarios y asesoramiento personalizados.

Probado, mejora la higiene bucal

- Elimina hasta 10 veces más placa* para una limpieza en profundidad

Asesoramiento personalizado en aplicación para cepillado perfecto

- Te guía para cepillar e insistir en las zonas sin cepillar
- Te avisa de las zonas que te has dejado para conseguir una cobertura del 100 %
- Empieza a cuidar mejor las zonas problemáticas
- Te avisa si presionas demasiado
- Te guía para que reduzcas la fricción

Optimiza tu cepillado

- Los cabezales de cepillado seleccionan automáticamente los ajustes óptimos
- Asegúrate de que sacas el máximo partido a tu cabezal de cepillado
- Elige entre 4 modos y 3 ajustes de intensidad


Destacados

Di adiós a la placa




Coloca el cabezal de cepillado Control antiplaca Premium C3 para disfrutar de nuestra limpieza más profunda. Con laterales suaves y flexibles, las cerdas siguen la forma de los dientes para ofrecer 4 veces más superficie de contacto*** y eliminar hasta 10 veces más placa en las zonas de más difícil acceso*.

Ningún espacio sin limpiar




La aplicación Philips Sonicare te permite saber cuándo has conseguido una limpieza en profundidad y te ayuda a mejorar tu cepillado.

Función TouchUp




Si te dejas alguna zona mientras te cepillas los dientes, la función TouchUp de la aplicación te lo mostrará. Puedes volver a dar otra pasada para asegurarte de que obtienes siempre una limpieza completa.

Recordatorios de sustitución inteligente




Los cabezales de cepillado se desgastan con el tiempo y pierden eficacia para eliminar la placa. Con el reconocimiento inteligente de los cabezales de cepillado, siempre sabrás cuándo debes cambiar el cabezal. El cepillo dental controla la duración e intensidad del cepillado con cada cabezal y te avisa cuando es el momento de sustituirlo. También puedes controlar la vida útil de los cabezales de cepillado en la aplicación Philips Sonicare e incluso pedir cabezales de repuesto para que nunca te falten.

Zonas de enfoque y establecimiento de objetivos



¿Tu dentista ha destacado algunas zonas problemáticas? Las resaltaremos en el mapa de la boca en 3D de la aplicación y te recordaremos que debes prestar especial atención a estas zonas.

¿Demasiada presión?



Puede que no notes que te estás cepillando con demasiada fuerza, pero el DiamondClean Smart sí. Si ejerces demasiada presión, el anillo luminoso que hay en el extremo del mango parpadeará. Así te recuerda que debes aliviar la presión y dejar que el cabezal de cepillado trabaje. Siete de cada 10 personas opinan que esta función les ha ayudado a cepillarse mejor.

DiamondClean Smart

Nuestro mejor cepillo. Un cuidado bucal completo.

HX9901/63


Destacados

La sencillez es la clave



Con un cepillo dental eléctrico, dejas que haga todo el trabajo. Hemos integrado un sensor de fricción en el mango para recordarte que debes reducir el movimiento. De esta forma, podrás mejorar tu técnica y conseguir una limpieza más suave y eficaz.

Emparejamiento de modo BrushSync



¿Te preguntas qué modo o intensidad deberías utilizar? Puedes dejar de hacerlo. Un microchip en el cabezal de cepillado indica al DiamondClean Smart el cabezal que estás utilizando. Así, si colocas un cabezal de cepillado para cuidar las encías, por ejemplo, el cepillo sabrá el modo y el ajuste de intensidad óptimos que hay que seleccionar para ofrecer un cuidado suave y eficaz de las encías. Tú solo tienes que pulsar el botón de encendido.

4 modos, 3 ajustes de intensidad



Con DiamondClean Smart lo tendrás todo. Nuestros 3 ajustes de intensidad te permiten potenciar la limpieza y nuestros 4 modos satisfacen todas tus necesidades de cepillado: modo Limpieza para una limpieza diaria excepcional, modo Blanqueamiento+ para eliminar las manchas, modo Limpieza en profundidad+ para una intensa limpieza en profundidad y modo Cuidado de las encías para limpiar con suavidad a lo largo de la línea de las encías.

Especificaciones

Conectividad

Tecnología inalámbrica Bluetooth®: App de cepillado conectada

Potencia

Tensión: 110-220 V

Especificaciones técnicas

Pila: Recargable

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): 14 días*****

Tipo de batería: Iones de litio

Diseño y acabado

Color: Oro rosa

Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

Compatibilidad

Compatibilidad con Android: Teléfonos Android, Tablet con Bluetooth 4.0

Compatibilidad con iOS: iPad de tercera generación o superior, iPhone 4S o superior, con iOS 7 o superior

Fácil de usar

Indicador de batería: El icono iluminado indica la vida útil de la batería

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Compatibilidad con mangos: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Pantalla: Pantalla iluminada

Reconocimiento del cabezal del cepillado: Se sincroniza con el modo óptimo

Recordatorio de sustitución: Para garantizar siempre los mejores resultados, el icono de recordatorio se ilumina

Piezas incluidas

Mango: 1 DiamondClean Smart

Cabezales: 1 Control antiplaca Premium C3

Vaso cargador: 1

Base de carga: 1

Rendimiento de limpieza

Rendimiento: Elimina hasta 10 veces más placa*

Beneficios para la salud: Mejora la salud de las encías

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de cepillado/minuto

Temporizador: BrushPacer y SmarTimer

Información sobre la presión aplicada: El anillo se ilumina en morado, El mango vibra para avisar al usuario

TouchUp: Garantiza un 100 % de cobertura

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

3 intensidades: Baja, Mediano, Alta

Limpieza en profundidad+: Para una limpieza en profundidad vigorizante

Cuidado de las encías: Especial atención a las muelas

Blanqueamiento: Para eliminar las manchas superficiales

Tecnología de sensor inteligente

Sensor de presión: Avisa al cepillar con demasiada fuerza

Sensor de ubicación: Controla y mejora la cobertura

Sensor de fricción: Te guía para reducir la fricción

Mapa de la boca en 3D: Resalta las zonas problemáticas

TouchUp: Para cubrir las zonas que se han pasado por alto

