

PHILIPS

sonicare



Brosse à dents
électrique

DiamondClean

5 modes

1 tête de brosse

Verre de charge, coffret de
voyage

avec mode Deep Clean



HX9396/89

Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

La meilleure brosse à dents sonique Philips Sonicare pour éclaircir les dents

Le meilleur éclaircissement dentaire de Philips Sonicare avec une brosse à dents électrique ultra-élégante. Passez à Philips Sonicare.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Des gencives plus saines en seulement 2 semaines*
- Éliminez jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire avec AdaptiveClean*
- Sûr et doux pour vos besoins bucco-dentaires
- Faites votre choix parmi 5 modes, dont Deep Clean et Sensitive

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- La fonction Easystart permet de développer vos bonnes habitudes d'utilisation de votre Philips Sonicare
- Les minuteurs encouragent un brossage rigoureux de 2 minutes
- Coffret de voyage avec chargeur USB et verre de charge

Assure un nettoyage optimal

- La tête de brosse AdaptiveClean flexible s'adapte aux contours de vos gencives
- Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur
- Brosse inclinée pour faciliter l'accès aux zones difficiles
- Le mode Deep Clean nettoie les zones problématiques


Points forts

Éliminez jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire




Clipsez la tête de brosse AdaptiveClean pour obtenir un nettoyage d'une perfection jamais atteinte. Elle permet d'obtenir 4 fois plus de contacts** et ainsi, d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre*, pour un nettoyage en profondeur le long des gencives et entre les dents.

Prenez soin de vos gencives



Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre DiamondClean, vos gencives sont plus saines en 2 semaines*. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long de la paroi gingivale, par rapport à une brosse à dents manuelle*, pour un sourire plus sain.

5 modes pour un nettoyage personnalisé



Avec DiamondClean, réalisez un nettoyage rafraîchissant au quotidien. Nos 5 modes répondent à tous vos besoins en matière de brossage : mode Clean pour un brossage quotidien optimal, Gum Care pour un massage


des gencives en douceur, Deep Clean pour un nettoyage en profondeur vivifiant, Sensitive pour un nettoyage doux et efficace des gencives sensibles, et White, le mode idéal pour éliminer les taches en surface.

Un nettoyage en profondeur optimal



Le mode Deep Clean vous permet de porter une attention particulière à des zones données. Nous avons combiné un mouvement de tête de brosse exclusif à une durée de brossage prolongée de 3 minutes, pour un nettoyage en profondeur.

Des dents jusqu'à 2 fois plus saines




Clipsez notre tête de brosse AdaptiveClean pour un nettoyage en profondeur tout en douceur qui laisse les gencives jusqu'à 2 fois plus saines qu'une brosse à dents manuelle. Les côtés en caoutchouc souple s'adaptent à tous les contours de vos dents et de vos gencives en absorbant les éventuels excès de pression. Les brins peuvent alors nettoyer les espaces interdentaires en profondeur de manière agréable et efficace.

Quadpacer et Smartimer




Se brosser les dents ne prend que 2 minutes. Quadpacer vous prévient lorsque vous avez passé un temps optimal sur chaque section de votre dentition, tandis que Smartimer vous signale que la durée totale de brossage est écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé, à chaque fois.

Pour les zones difficiles d'accès



La forme exclusive du manche DiamondClean associée à nos têtes de brosse permettent de nettoyer les zones difficiles d'accès telles que les dents du fond.


Facilite l'apprentissage de bonnes habitudes



Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. Notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.

Points forts

Un design prenant en compte la facilité de rangement



Votre coffret de voyage USB de luxe vous permet d'utiliser votre appareil en déplacement, grâce à son chargeur intégré. Placez votre brosse à dents dans le coffret et connectez-le à votre ordinateur portable ou branchez-le sur une prise secteur. Un support pour tête de brosse est également fourni, pour une meilleure hygiène en déplacement. À domicile, notre élégant verre de charge s'intègre parfaitement dans le décor de

votre salle de bain et vous permet de vous rincer la bouche après le brossage. Une simple charge permet deux semaines d'utilisation régulière.

Un brossage en toute confiance



Quels que soient vos besoins spécifiques, vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre avec DiamondClean. Notre technologie sonique est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes, facettes, et peut même être utilisée dans le cadre du traitement quotidien de troubles gingivaux.

Technologie Philips Sonicare



Les puissantes vibrations soniques transforment votre dentifrice en bulles actives contre la plaque dentaire, puis les dirigent dans les espaces interdentaires et le long des gencives. Pendant ce temps, 62 000 mouvements de brossage doux mais efficaces nettoient vos dents. L'équivalent d'un mois de brossage manuel en seulement 2 minutes.

Caractéristiques

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 3 semaines*

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Rose doré

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Afficheur: Écran lumineux

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 1 AdaptiveClean

Manche: 1 DiamondClean

Étui de voyage: Coffret de voyage USB

Verre de charge: 1

Performances de brossage

Performances: Élimine jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire*

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en

seulement deux semaines

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Gum Care: Masse les gencives en douceur

Deep Clean: Pour un nettoyage en profondeur revigorant

White: Élimine les taches à la surface des dents

Sensitive: Nettoyage tout en douceur des dents et des gencives

