

PHILIPS

sonicare

Электрическая звуковая
зубная щетка с приложением

DiamondClean 9000

Удобное приложение для чистки
зубов

Встроенный датчик давления

Распознавание чистящей насадки

4 режима, 3 уровня интенсивности



HX9914/57



Еще более здоровые и белые зубы

Более белые зубы всего через 1 день*

Самая эффективная чистка с щеткой DiamondClean 9000. Лучший уход за полостью рта, оптимальная чистка и отбеливание, а также рекомендации в режиме реального времени.

Оцените стильный и удобный дизайн

- Простая зарядка и стильный дизайн

Здоровье полости рта у пользователей DiamondClean улучшилось

- Удаляет в 10 раз больше налета* для тщательной чистки
- Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

Позвольте DiamondClean 9000 адаптироваться под ваши потребности

- Персонализированная чистка зубов
- Уведомляет о чрезмерном давлении на щетку
- BrushSync автоматически выбирает для вас оптимальный режим
- Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

Следите за прогрессом с личным отчетом

- Создавайте и поддерживайте здоровые привычки

Основные особенности

Удаляет до 10 раз больше налета*




Будьте уверены в тщательной чистке зубов с чистящей насадкой C3 Premium Plaque Control. Мягкие и гибкие щетинки повторяют контуры ваших зубов, обеспечивая в 4 раза более тесный контакт** и удаляя до 10 раз больше налета в труднодоступных местах.

Технология Philips Sonicare



Мощные звуковые вибрации взбивают зубную пасту, помогая ей эффективнее бороться с налетом в межзубных промежутках и вдоль линии десен. Результат чистки зубов нашей зубной щеткой в течение 2 минут равнозначен месяцу чистки зубов с помощью обычной ручной зубной щетки.

Встроенный датчик давления



DiamondClean 9000 регистрирует слишком сильное давление на зубы, которое вы можете не замечать. При слишком сильном нажатии на зубы щетка издаст звуковой сигнал. Это означает, что необходимо снизить давление, чтобы чистящая насадка эффективнее выполняла свою работу. 7 из 10 опрошенных сообщили, что эта функция помогла им улучшить качество чистки зубов.

4 режима, 3 уровня интенсивности



DiamondClean 9000 располагает рядом режимов — Clean (Чистка), White+ (Осветление+), Gum Health (Здоровье десен) и Deep Clean+ (Глубокая чистка+) — которые помогут вам эффективнее чистить зубы. Режим Clean (Чистка) подходит для качественной ежедневной чистки зубов, White+ (Осветление+) — для удаления потемнений, Gum Health (Здоровье десен) обеспечивает бережную и эффективную чистку десен, а Deep Clean+ (Глубокая чистка+) подходит для максимально тщательной чистки. Три настройки интенсивности позволяют выбирать между высоким уровнем для тщательной чистки и низким уровнем для более чувствительных зубов.

Функция подключения BrushSync




Интеллектуальные чистящие насадки обеспечивают оптимальный выбор режима и уровня интенсивности для максимально эффективной чистки. К примеру, вы используете чистящую насадку W3 Premium White. Технология DiamondClean 9000 BrushSync автоматически синхронизирует чистящую насадку с режимом White+ (Осветление) для эффективного отбеливания ваших зубов.

BrushSync: напоминания о замене



Все чистящие насадки изнашиваются, поэтому важно следить за тем, что ваша насадка все еще обеспечивает эффективную чистку зубов. Наша технология BrushSync отсчитывает период использования чистящей насадки и уровень давления на нее. BrushSync уведомит вас о необходимости замены на ручке щетки и издаст короткий звуковой сигнал, когда придет время заменить чистящую насадку на новую.

Отчет о сеансе



DiamondClean 9000 дает вам рекомендации по созданию и поддержанию здоровых привычек между приемами у стоматолога. Встроенные интеллектуальные датчики оповещают о чрезмерном давлении на щетку, а при подключении к приложению Sonicare отчет о сеансе позволяет следовать верному курсу и отслеживать ваш прогресс.

Длительное время работы от аккумулятора



Щетку DiamondClean 9000 можно использовать до двух недель без подзарядки (при регулярном использовании).

Характеристики

Подключения

Беспроводная технология Bluetooth®: Обучающее приложение

Мощность

Напряжение: 110–220 В

Технические характеристики

Батарея: Перезарядка

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): 14 дней***

Тип элемента питания: Литий-ионный

Дизайн и отделка

Цвет: Черный, розовое золото

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

Совместимость

Совместимость с ОС Android: Телефоны на базе ОС Android, Планшеты с поддержкой Bluetooth 4.0

Совместимость с ОС iOS: iPad 3-го или более

высокого поколения, iPhone 4S или более поздней версии, с iOS7 или более поздней версией, с операционной системой версии iOS7

Удобство использования

Ручка: Изящный эргономичный дизайн

Совместимость ручки: Удобные съемные насадки

Индикатор замены: Для наилучших результатов, в качестве напоминания загорается значок

В комплекте

Ручка: DiamondClean 9000, 2 шт.

Насадки: C3 Premium Plaque Defense, 2 шт.

Стакан с зарядной базой: 1

База для зарядки: 2

Качество чистки

Скорость: 62 000 выметающих движений в минуту

Высокое качество: Удаляет до 10 раз больше налета*

Таймер: BrushPacer и SmartTimer

Оценка силы нажатия: Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

Режимы

3 уровня интенсивности: Высокий, Средняя, Низкий

Deep Clean+ (Глубокая чистка+): Обеспечивает максимально тщательную чистку

Gum Health: Обеспечивает бережную и эффективную чистку десен

White+ (Осветление+): Для удаления потемнений

Режим чистки: Для ежедневной тщательной чистки

Технология интеллектуального датчика

BrushSync: напоминания о замене: Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку

Датчик давления: Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

Технология BrushSync: Синхронизация зубной щетки и, чистящих насадок

Поддержка ПО

Обновления ПО: Компания Philips предоставляет актуальные обновления ПО в течение 2 лет с момента приобретения.

