

# PHILIPS

## sonicare

Spazzolino elettrico  
sonico connesso

DiamondClean  
Smart

Coaching personalizzato

Testina con sensori intelligenti

Riconoscimento intelligente  
testina

4 modalità, 3 intensità



HX9903/03

## Il nostro miglior spazzolino per un'igiene orale completa

Prova la sensazione di una pulizia completa al 100%

DiamondClean Smart è il nostro miglior spazzolino di sempre, per un'igiene orale completa. Il sensore di pressione indica quando spazzoli con troppa forza. La tecnologia BrushSync seleziona automaticamente la modalità e l'intensità più adatte alle tue esigenze e ti segnala quando cambiare la testina. L'Applicazione dedicata ti segue passo a passo con consigli e coaching personalizzati e in tempo reale. Tre testine ad altissime prestazioni.

### Proven to improve oral health

- Rimuove fino a 10 volte più placca\* per una pulizia profonda
- Gengive fino a 7 volte più sane\* in sole 2 settimane
- Rimuove fino al 100% di macchie in più\*\* in soli 3 giorni

### Coaching personalizzato per una pulizia perfetta

- Ti aiuta nello spazzolamento e ti segnala le zone trascurate
- Indica eventuali punti trascurati per una copertura del 100%
- Prenditi maggiore cura delle zone problematiche
- Ti avverte quando stai esercitando troppa forza
- Ti aiuta a ridurre lo sfregamento

### Pulizia ottimale

- Le testine selezionano automaticamente le impostazioni ottimali
- Assicurati di ottenere il massimo dalla testina
- Scegli tra 4 modalità e 3 impostazioni di intensità
- Bicchiere di ricarica e custodia da viaggio di alta qualità

## In evidenza

### Puoi dire addio alla placca



Inserisci la testina C3 Premium Plaque Control per provare la nostra pulizia più profonda. Le setole, dotate di bordi morbidi e flessibili, si adattano alla forma di ciascun dente per offrire una superficie di contatto fino a 4 volte più ampia\*\*\* e rimuovere fino a 10 volte più placca dalle zone difficili da raggiungere\*.

### Cura delle gengive



Inserisci la testina G3 Premium Gum Care per migliorare la salute delle gengive. Le sue dimensioni più piccole e le setole specifiche offrono una pulizia delicata ma efficace lungo il bordo gengivale, dove hanno origine i problemi alle gengive. È clinicamente testata per ridurre le infiammazioni delle gengive fino al 100%\* e per garantire gengive fino a 7 volte più sane in appena due settimane.\*


### Denti bianchi in poco tempo



Inserisci la testina W3 Premium White per rimuovere le macchie superficiali e svelare il tuo sorriso più bianco. Dotata di setole centrali più


fitte, pensate appositamente per rimuovere le macchie, è clinicamente testata per rimuovere fino al 100% di macchie in più in soli tre giorni.\*\*

### Non tralasciare nessun punto




Grazie all'app Philips Sonicare saprai quando hai raggiunto una pulizia profonda e riceverai istruzioni per spazzolare in maniera più consapevole.

### Funzione TouchUp




Se durante la pulizia dei denti ti capita di tralasciare alcuni punti, la funzione TouchUp dell'app te li indicherà. In questo modo potrai effettuare una seconda passata per assicurarti di ottenere una pulizia completa ogni volta.

### Zone specifiche e obiettivi




Il tuo dentista ha segnalato zone problematiche? Le indicheremo nell'app sulla mappa in 3D del cavo orale e ti ricorderemo di prestare particolare attenzione a queste zone.

### Pressione eccessiva?




Nel caso in cui stia esercitando troppa pressione, DiamondClean Smart se ne accorrerà e l'anello luminoso all'estremità del manico lampeggerà. Si tratta di un promemoria per diminuire la pressione e lasciar lavorare la testina dello spazzolino. 7 persone su 10 hanno trovato questa funzione utile per ottenere una pulizia migliore.

### Detto fatto



Con uno spazzolino elettrico, puoi lasciare che la testina effettui la pulizia. Abbiamo creato un sensore nel manico che ti ricorda di ridurre lo sfregamento. In questo modo, puoi migliorare la tua tecnica e ottenere una pulizia più delicata ed efficace.

### Associazione con modalità BrushSync



Non sai quale modalità e intensità utilizzare? Nessun problema. Un microchip nella testina indica a DiamondClean Smart quale stai utilizzando. Pertanto, se inserisci ad esempio una testina Gum Care, lo spazzolino selezionerà la modalità e l'intensità ottimali per ottenere una pulizia delle gengive delicata ma efficace. Ti basterà premere il pulsante di accensione.


# DiamondClean Smart

Spazzolino elettrico sonico connesso

HX9903/03

## In evidenza

### Promemoria intelligente per la sostituzione della testina



Le testine si usurano nel tempo e diventano meno efficaci nel rimuovere la placca. Grazie al riconoscimento intelligente della testina saprai sempre quando è necessario sostituire la testina. Il tuo spazzolino monitora per quanto tempo e con quale intensità hai utilizzato ciascuna testina e ti avvisa quando è arrivato il momento di sostituirla. È inoltre possibile monitorare la durata delle testine nell'app Philips Sonicare e persino ordinare testine di ricambio, così non resterai mai senza.

### 4 modalità, 3 impostazioni di intensità



DiamondClean Smart ti consente di ottenere prestazioni ottimali. Le nostre 3 impostazioni di intensità ti garantiscono risultati migliori e le nostre 4 modalità soddisfano tutte le tue esigenze in fatto di pulizia: modalità Clean, per un'eccezionale pulizia quotidiana, Deep Clean+, per una pulizia rinvigorente e profonda, e Gum Health, per una pulizia delicata lungo il bordo gengivale.

### Progettato per essere facile da conservare



Ricaricare uno spazzolino non è mai stato così facile. Basta mettere lo spazzolino nell'elegante portabicchiere dopo la pulizia e la ricarica inizierà istantaneamente. Non solo il bicchiere di ricarica si adatta allo stile del tuo bagno, ma funge anche da bicchiere per il risciacquo. Una singola ricarica completa garantisce due settimane di utilizzo regolare. La nostra custodia da viaggio di alta qualità ti consente di conservare lo spazzolino in modo igienico quando sei in viaggio.

# DiamondClean Smart

Spazzolino elettrico sonico connesso

HX9903/03

## Specifiche

### Connettività

**Tecnologia wireless Bluetooth®:** App per la pulizia denti connessa

### Assorbimento

**Voltaggio:** 110-220 V

### Specifiche tecniche

**Autonomia (da completamente carica a scarica):** 14 giorni\*\*\*\*\*

**Batteria:** Ricaricabile

**Tipo di batteria:** Agli ioni di litio

### Aspetto e rifiniture

**Colore:** Bianco

### Assistenza

**Garanzia:** Garanzia limitata di 2 anni

### Compatibilità

**Compatibilità Android:** Telefoni Android, Tablet con tecnologia Bluetooth 4.0

**Compatibilità iOS:** iPad 3a gen o superiore, iPhone 4S o successivo, con iOS7 o successivo

### Facilità d'uso

**Indicatore di stato della batteria:** L'icona illuminata indica la durata della batteria

**Display:** Display illuminato

**Manico:** Design ergonomico e compatto

**Compatibilità del manico:** Testine ad aggancio semplice

**Riconoscimento della testina:** Si sincronizza con la modalità ottimale

**Avviso di sostituzione:** Per garantire sempre risultati ottimali, l'icona del promemoria si illumina

### Accessori inclusi

**Manico:** 1 DiamondClean Smart

**Testine:** 1 C3 Premium Plaque Defence, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White

**Custodia da viaggio:** Custodia da viaggio di alta qualità

**Caricatore in vetro:** 1

### Prestazioni di pulizia

**Benefici per la salute:** Gengive fino a 7 volte più sane\*\*\*\*

**Prestazioni:** Rimuove fino a 10 volte più placca\*

**Velocità:** Fino a 62000 movimenti/min

**Effetto denti più bianchi:** Fino al 100% di macchie in meno\*\*\*\*\*

**Timer:** BrushPacer e SmarTimer

**Feedback sulla pressione esercitata:** L'anello luminoso si illumina in viola, Vibrazione del manico per avvertire l'utente

**TouchUp:** Garantisce il 100% di copertura

### Modalità

**3 intensità:** Alta, Media, Bassa

**Clean:** Per un'eccezionale pulizia quotidiana

**Deep Clean+:** Per una pulizia profonda

**Gum Health:** Attenzione particolare per i molari

**White+:** Per rimuovere le macchie superficiali

### Associazione con modalità BrushSync

**C3 Premium Plaque Defence:** Associazione con la modalità Clean

**Testina Premium Gum Care G3:** Associazione con la modalità Gum Health

**Testina W3 Premium White:** Associazione con la modalità White+

### Tecnologia con sensore di movimento intelligente

**Sensore di pressione:** Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

**Sensore di localizzazione:** Monitora e migliora la copertura

**Sensore di spazzolamento:** Guida per ridurre lo sfregamento

**Mappa 3D del cavo orale:** Indica le zone problematiche

**TouchUp:** Per tornare sui punti trascurati

**Sensore di posizione:** Ti guida verso le aree da pulire

### Supporto software

**Aggiornamenti software:** Philips offre i relativi aggiornamenti software per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto.



\* Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

\* (1) Studio condotto da un laboratorio indipendente, in USA, nel 2014, su un campione di 129 individui utilizzando il prodotto due volte al giorno per due settimane.

\* (2) Rispetto a una testina DiamondClean.

\* (3) In modalità Gum Health rispetto, a uno spazzolino manuale. Studio condotto da un laboratorio in Indiana, nel 2016, su 188 pazienti, utilizzando il prodotto 2 volte al giorno per 6 settimane.

\* (4) In modalità White+, rispetto a uno spazzolino manuale. Studio condotto da Loma Linda Univ., in California, nel 2016, su 260 pazienti, utilizzando il prodotto 2 volte al giorno per 6 giorni.

\*\* Sulla base di due sessioni di due minuti al giorno, con la modalità standard.