

PHILIPS

sonicare



Cepillo dental
eléctrico sónico

DiamondClean

Cinco modos

4 cabezales de cepillado

Vaso cargador, estuche de viaje

con modo Limpieza en
profundidad



HX9354/38

Dientes más blancos y saludables de por vida

El mejor cepillo sónico de blanqueamiento Philips Sonicare

El mejor blanqueamiento en nuestro cepillo sónico Philips Sonicare más elegante. Cámbiate a Philips Sonicare.

Probado, mejora la higiene bucal

- Una sonrisa más blanca en una semana con nuestro cabezal de cepillado DiamondClean*
- Mejora la salud de las encías en solo 2 semanas*
- Elimina hasta 10 veces más placa con AdaptiveClean*
- Elige entre cinco modos, que incluyen Limpieza en profundidad y Sensibilidad
- Seguro y suave para tus necesidades de salud bucal

Diseñado para ti

- El programa EasyStart fomenta tu rutina con Philips Sonicare
- Los temporizadores fomentan el cepillado durante dos minutos
- Estuche de viaje con carga USB y vaso de carga

Proporciona una limpieza superior

- El cabezal de cepillado AdaptiveClean se flexiona a lo largo de la línea de las encías
- Diseño en ángulo para alcanzar y limpiar las zonas difíciles
- El modo Limpieza en profundidad se ocupa de las zonas problemáticas
- Nuestra exclusiva tecnología te ofrece una limpieza tan potente como suave

Destacados

Elimina hasta 10 veces más placa



Coloca el cabezal de cepillado AdaptiveClean para disfrutar de nuestra limpieza más profunda hasta la fecha. Disfrutarás de una superficie de contacto 4 veces superior* para eliminar hasta 10 veces más placa en zonas de difícil acceso* y una limpieza realmente profunda a lo largo de la línea de las encías y entre los dientes.

Dientes hasta dos veces más blancos



Coloca nuestro cabezal de cepillado DiamondClean para eliminar las manchas superficiales de forma tan suave como eficaz. Las cerdas centrales de alta densidad para eliminar las manchas trabajan para que tu sonrisa sea el doble de blanca en solo siete días.*

Cuida tus encías



Gracias a la limpieza óptima de tu DiamondClean, tendrás unas encías más sanas en dos semanas*. Con una eliminación de la placa hasta siete veces superior a lo largo de la línea de las encías que un cepillo dental manual*, disfrutarás de una sonrisa sana e inigualable.

5 modos de limpieza



Con DiamondClean, disfrutarás de una limpieza refrescante a diario. Nuestros cinco modos cubren todas las necesidades de cepillado: modo Limpieza para una limpieza excepcional a diario, Cuidado de las encías para masajear estas suavemente, Limpieza en profundidad para una limpieza profunda y estimulante, Sensibilidad para una limpieza tan suave como eficaz de las encías sensibles y Blanqueamiento, el modo ideal para eliminar las manchas superficiales.

Dientes hasta dos veces más sanos



Coloca nuestro cabezal de cepillado AdaptiveClean para disfrutar de una limpieza suave y profunda que deja las encías hasta dos veces más sanas que un cepillo dental manual. Los laterales de goma suave se flexionan a lo largo de cada contorno de los dientes y las encías para absorber el exceso de presión. Las cerdas llegan en profundidad entre los dientes para ofrecer limpieza cómoda, profunda y eficaz.

Diseñado pensando en el almacenamiento



El estuche de viaje USB de lujo sirve también de cargador para poder recargar en cualquier parte. Coloca el cepillo dental en el estuche y conéctalo

a tu portátil o enchúfalo a una toma de corriente. También incluye soporte para cabezales de cepillado, para una mayor higiene mientras viajas. Para recargar en casa, nuestro elegante vaso de recarga queda genial en el baño y también sirve como vaso para enjuagarte después del cepillado. Solo tienes que colocar el cepillo en el vaso. Disfruta de dos semanas de uso regular con una sola carga completa.

Limpieza extraprofunda



Nuestro modo Limpieza en profundidad te permite centrarte realmente en zonas específicas para prestarles especial atención. Hemos combinado nuestro exclusivo movimiento de nuestro cabezal de cepillado con 3 minutos más de tiempo de cepillado para disfrutar de una limpieza realmente profunda en tus dientes.

QuadPacer y SmarTimer



Los dientes se cepillan en profundidad en solo dos minutos. Nuestro temporizador QuadPacer te permite saber cuándo has llegado al tiempo óptimo en cada sección de la boca, mientras que el SmarTimer señala el final del tiempo de cepillado. Juntos, ayudan a emplear el tiempo de cepillado recomendado en todo momento.

Destacados

Llega a las zonas difíciles



La forma exclusiva del mango del cepillo dental DiamondClean se combina con nuestros cabezales de cepillado para disfrutar de una limpieza profunda incluso en las zonas difíciles como la parte posterior de los dientes.

Nueva rutina de forma sencilla



Cuando haces algo nuevo, siempre hay un cierto periodo de adaptación. Nuestro programa EasyStart te da la opción de aumentar de forma suave y gradual la potencia de cepillado durante los primeros 14 usos de tu nuevo cepillo dental.

Cepilla con confianza



Sean cuales sean tus necesidades específicas, puede estar seguro de disfrutar de una experiencia de cepillado segura con

DiamondClean. Nuestra tecnología sónica es adecuada para uso con ortodoncia, empastes, coronas y carillas, y se puede usar incluso para el tratamiento diario de las enfermedades de las encías.

Tecnología Philips Sonicare



Las potentes vibraciones sónicas baten la pasta dental para formar burbujas que combaten la placa y las introducen entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías. Al mismo tiempo, tus dientes disfrutarás de 62 000 pasadas suaves pero eficaces. Obtendrás un mes de cepillado manual en solo dos minutos.

Especificaciones

Potencia

Tensión: 110-220 V

Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (duración de la

batería): Hasta 3 semanas*

Pila: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Diseño y acabado

Color: Negro

Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

Fácil de usar

Indicador de batería: El icono iluminado indica la vida útil de la batería

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Pantalla: Pantalla iluminada

Piezas incluidas

Mango: 2 DiamondClean

Cabezales: 4 AdaptiveClean

Vaso cargador: 1

Estuche de viaje: Cargador de viaje USB

Rendimiento de limpieza

Beneficios para la salud: Mejora la salud de las encías en solo dos semanas

Rendimiento: Elimina hasta 10 veces más placa*

Beneficios del blanqueamiento: Dientes hasta dos veces más blancos*

Temporizador: QuadPacer y SmarTimer

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de cepillado/minuto

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional
Cuidado de las encías: Masajea suavemente las encías

Blanco: Elimina las manchas superficiales

Limpieza en profundidad: Para una limpieza en profundidad vigorizante

Sensibilidad: Limpieza suave de dientes y encías

