


PHILIPS

sonicare



Cepillo dental eléctrico
sónico con app

FlexCare Platinum
Connected

Formación personalizada
Sensores inteligentes de cepillado
Tres modos, Tres intensidades
Dos cabezales de cepillado



HX9192/01

Cepillado inteligente y resultados superiores.

Elimina hasta diez veces más placa y consigue unas encías más sanas*

FlexCare Platinum Connected acaban con la incertidumbre en el cuidado bucodental. Los sensores envían los datos del cepillado a la aplicación Sonicare a través de tecnología inalámbrica Bluetooth®, lo que proporciona información y asesoramiento personalizados para la limpieza más completa posible.

Track your brushing with real-time guidance

- Te avisa cuando te cepillas los dientes con demasiada fuerza
- Te enseña cómo reducir la fricción
- Realiza un seguimiento y mejora la cobertura de tu cepillado

Sonicare app delivers personalized feedback


- Utiliza TouchUp y cepilla las zonas que olvidaste
- Conoce en todo momento la efectividad de tu cabezal de cepillado
- Empieza a cuidar mejor las zonas problemáticas
- El asesoramiento que necesitas para personalizar tu rutina

Philips Sonicare's deepest, most complete clean

- Una experiencia de cepillado personalizada
- Se adapta a la forma de tus dientes y encías para una limpieza más profunda
- Diseñado para adaptarse a tu estilo de vida
- Acción de limpieza dinámica para mejorar la salud dental
- Un temporizador para ayudarte a fomentar un cepillado completo

Destacados

Sensor de ubicación



El sensor de ubicación de FlexCare Platinum Connected muestra las zonas que no te cepillas demasiado para mejorar la cobertura de tu cepillado. Si hay alguna zona que olvidas cepillar sistemáticamente, el sensor de ubicación te la indicará.

Sensor de presión




Es posible que no te des cuenta de que te estás cepillando con demasiada fuerza, pero tu cepillo FlexCare Platinum Connected, sí. Si aplicas demasiada presión, el intuitivo sensor de presión hará que el mango del cepillo dental vibre suavemente para que siempre sepas el momento exacto en el que debes cepillarte de forma más suave. En varios estudios, 7 de cada 10 personas que se cepillaban con demasiada fuerza redujeron la presión del cepillado gracias al sensor de presión.

Sensor de fricción




Con un cepillo dental eléctrico, dejas que este haga todo el trabajo, sin realizar los movimientos característicos del cepillado manual. FlexCare Platinum Connected incorpora un sensor de fricción que te ayuda a reducir la fricción, así como a conseguir una técnica óptima y una limpieza más suave.

TouchUp



Si alguna vez te dejas una zona sin cepillar, la aplicación Philips Sonicare realizará un seguimiento y te avisará para que puedas darte una segunda pasada. TouchUp proporciona directrices personalizadas en función de tus datos de cepillado personales, a fin de que puedas detectar de inmediato las zonas sin cepillar y logres una limpieza más completa.


Formación personalizada



FlexCare Platinum Connected te permite definir objetivos diarios y realizar un seguimiento de tu progreso. La aplicación Sonicare mantiene un


registro actualizado de tus datos de cepillado, por lo que podrás consultar tu rendimiento fácilmente. Con el asesoramiento personalizado, los consejos y las alertas de la aplicación, lograrás mejorar tu técnica de cepillado con el tiempo. Podrás incluso compartir tu informe de progreso con el dentista.

Áreas de especial atención



Si tu dentista identifica alguna zona a la que es necesario que prestes más atención debido a una acumulación de placa, una recesión de las encías o cualquier otro problema, FlexCare Platinum Connected puede ayudarte a abordar esas zonas problemáticas. Para ello, resalta esos puntos en tu modelo personalizado de la boca en la aplicación Sonicare para que esta te recuerde darles el cuidado que merecen cada vez que te cepilles los dientes.

Monitor de rendimiento del cabezal de cepillado



Tras meses de uso normal, los cabezales de cepillado suelen desgastarse y perder rigidez. La aplicación Sonicare incluye un monitor inteligente de rendimiento del cabezal de cepillado que te permite realizar un seguimiento de la eficacia del cabezal en función de la presión y el tiempo de cepillado. Asimismo, te indica cuándo es necesario sustituirlo para continuar logrando los mejores resultados. Incluso te permite pedir cabezales de cepillado de repuesto desde la aplicación.

Destacados

Tres modos, tres intensidades



Con tres ajustes de intensidad y tres modos de limpieza, FlexCare Platinum Connected ofrece una comodidad óptima y una limpieza realmente profunda. Utiliza el modo Limpieza para una limpieza diaria excelente o el modo Blanqueamiento para eliminar las manchas. Si necesitas prestar especial atención a zonas problemáticas, usa el modo Limpieza profunda para obtener unos resultados excepcionales. Ajusta la intensidad en baja, media o alta según tus preferencias personales. Aunque si lo que quieres es obtener los mejores resultados, ajusta la intensidad en alta.

Cabezal de cepillado AdaptiveClean



AdaptiveClean es el único cabezal de cepillo dental eléctrico que se adapta a la forma exclusiva de tus dientes y encías. Con lados de goma suaves y flexibles, el cabezal de cepillado se adapta a cada curva. Aumenta hasta diez veces la

eliminación de la placa que un cepillo manual. Al cepillarte a lo largo de la línea de las encías, el cabezal de cepillado absorbe cualquier presión excesiva que puedas aplicar para que puedas ser cuidadoso con las encías, sea cual sea la forma en que te cepillas.

BrushPacer y Smartimer



El temporizador de intervalos BrushPacer indica cuándo ha llegado el momento de pasar a otro segmento de la boca, mientras que Smartimer te ayuda a llegar al tiempo de cepillado de dos minutos recomendado por profesionales. Juntos, te ayudan a marcar el ritmo de un cepillado correcto.

Tecnología sónica



Con 31 000 movimientos por minuto, Philips Sonicare FlexCare Platinum Connected ofrece una limpieza superior que podrás ver y sentir. La

acción de limpieza dinámica de nuestra tecnología sónica lleva el fluido a los resquicios más recónditos de los dientes y a lo largo de la línea de las encías. Además, masajea suavemente las encías, estimula la circulación sanguínea y ayuda a retirar la placa. Una limpieza suave y potente que ofrece resultados clínicamente probados.

Duración prolongada de batería



Con una carga completa, el cepillo FlexCare Platinum Connected tiene suficiente batería para dos semanas de uso normal. Incluye un estuche de viaje de fácil transporte y un compacto cargador para que puedas llevarte tu Philips Sonicare al trabajo, a clase o de vacaciones.

Especificaciones

Conectividad

Tecnología inalámbrica Bluetooth®: App de cepillado conectada

Potencia

Tensión: 110-220 V

Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): Hasta 2 semanas

Pila: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Diseño y acabado

Color: Blanco

Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

Compatibilidad

Compatibilidad con Android: Teléfonos Android, Tablet con Bluetooth 4.0

Compatibilidad con iOS: iPad de tercera generación o superior, iPhone 4S o superior, con sistema operativo iOS7

Fácil de usar

Indicador de batería: El indicador muestra el estado de la batería

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Pantalla: Pantalla iluminada

Tiempo de cepillado: Hasta 2 semanas

Piezas incluidas

Mangos: 1 FlexCare Platinum Connected

Cabezales: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare estándar

Estuche de viaje: 1

Cargador: 1

Rendimiento de limpieza

Beneficios para la salud: Mejora la salud de las encías en solo dos semanas

Rendimiento: Elimina hasta 10 veces más placa*

Sensor de presión: El mango vibra para avisar al usuario

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de cepillado/minuto

Beneficios del blanqueamiento: Ayuda a eliminar las manchas de forma natural

Temporizador: BrushPacer y SmartTimer

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

3 intensidades: Baja, Mediano, Alta

Blanco: Elimina las manchas superficiales

Limpieza en profundidad: Para una limpieza en profundidad vigorizante

