

# PHILIPS

## sonicare

Cepillo de dientes  
conectado. Cuidado dental  
experto

ExpertClean 7300

3 modos de limpieza

Incluye 2 cabezales (G3 y C3)

Sensor de presión

Tres modos, Tres intensidades



HX9681/01



## Tecnología inteligente para hábitos de higiene bucal saludables

Limpieza total que cubre las necesidades de tus pacientes

Philips Sonicare ExpertClean funciona como la guía de cepillado dental personal de tus pacientes, mediante la tecnología de sensor inteligente y los informes de progreso que ofrecen un seguimiento de los hábitos y proporcionan información para mejorar la técnica de cepillado y la rutina diaria del cuidado bucal.

### Probado, mejora la higiene bucal

- Mayor superficie de contacto para eliminar la placa
- Mejor cuidado de las encías para la salud general

### Improves patients' oral health

- Elimina 10 veces más placa\* para una limpieza en profundidad
- Encías hasta 7 veces más sanas en tan solo 2 semanas

### Designed around your patient

- Tres modos, Tres intensidades
- Alerta de batería baja para los pacientes
- La limpieza más eficaz a diario
- Guía para que los pacientes empleen la cantidad de presión correcta
- Guía para que los pacientes tengan unos mejores hábitos de cuidado bucal
- Los cabezales de cepillado seleccionan automáticamente los ajustes óptimos


## Destacados

### Elimina hasta 10 veces más placa\*




El cabezal de cepillado Control antiplaca C3 Premium ofrece nuestra limpieza más profunda. Con laterales suaves y flexibles, las cerdas siguen la forma de los dientes para ofrecer 4 veces más superficie de contacto\*\* y eliminar hasta 10 veces más placa en las zonas de más difícil acceso\*.

### Encías hasta 7 veces más sanas\*



El cabezal de cepillado Cuidado de las encías G3 Premium mejora la salud de las encías del paciente. El tamaño más pequeño y las cerdas orientadas a la línea de las encías ofrecen una limpieza tan suave como eficaz a lo largo de la línea de las encías, donde se inician las enfermedades. Se ha demostrado clínicamente que ofrece hasta un 100 % menos de inflamación de las encías\* y unas encías hasta 7 veces más sanas en solo dos semanas\*.

### Informe de progreso



Los sensores realizan un seguimiento y miden los comportamientos de cepillado de los pacientes mientras el mango del cepillo

Philips Sonicare ExpertClean proporciona una respuesta instantánea. Con el tiempo, la aplicación Sonicare conserva y analiza estos hábitos y genera un informe de progreso para ayudar a fomentar una mejor técnica de cepillado.

### Tres modos, Tres intensidades




Con tres modos de cepillado (Limpieza, Cuidado de las encías, Limpieza en profundidad+) y tres ajustes de intensidad (Baja, Media, Alta), los pacientes pueden personalizar su experiencia de cepillado para disfrutar de una comodidad óptima y una limpieza completa. Consulta las especificaciones para obtener información más detallada sobre los modos.

### Reconocimiento inteligente de cabezal



Un microchip en el cabezal de cepillado se sincroniza con el mango del Philips Sonicare ExpertClean. Si un paciente coloca un cabezal de cepillado Control antiplaca/Defensa antiplaca C3 Premium, Cuidado de las encías G3 Premium o Blanqueamiento W3 Premium, el cepillo dental selecciona automáticamente el modo de cepillado y el nivel de intensidad óptimos. Los pacientes solo tienen que empezar a cepillarse. Ayuda a los pacientes con la selección de los mejores ajustes para que disfruten del mejor rendimiento según sus necesidades.

### Sensor de presión



Si los pacientes ejercen demasiada presión, el intuitivo sensor de presión emite un suave impulso en el mango y proporciona a los pacientes una respuesta en tiempo real cuando deban aliviar la presión. En un estudio con pacientes estadounidenses, 7 de cada 10 personas que se cepillan con demasiada energía redujeron la presión al cepillarse utilizando el sensor de presión.\*\*\*\*

### Control antiplaca Premium C3



El cabezal de cepillado Control antiplaca C3 Premium ofrece nuestra limpieza más profunda hasta la fecha. Con laterales suaves y flexibles, las cerdas siguen la forma de los dientes para ofrecer 4 veces más superficie de contacto y eliminar hasta 10 veces más placa en las zonas de más difícil acceso\*.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

Color: Blanco y azul claro

## Conectividad

Tecnología inalámbrica Bluetooth®: App de cepillado conectada

## Potencia

Tensión: 110-220 V

## Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): 14 días\*\*\*

Pila: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

## Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

## Compatibilidad

Compatibilidad con Android: Teléfonos Android, Tabletas con Bluetooth 4.0

Compatibilidad con iOS: iPad de tercera generación o superior, iPhone 4S o superior, con iOS7 o superior, con sistema operativo iOS7

## Fácil de usar

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Compatibilidad con mangos: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Recordatorio de sustitución: Para garantizar siempre los mejores resultados, el icono de recordatorio se ilumina

## Piezas incluidas

Estuche de viaje: 1

Cargador: 1

Cabezales: 1 Control antiplaca Premium C3, 1 Cuidado de las encías Premium G3

Mango: 1 ExpertClean

## Rendimiento de limpieza

Beneficios para la salud: Encías hasta 7 veces más sanas\*

Rendimiento: Elimina hasta 10 veces más placa\*

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de cepillado/minuto

Temporizador: BrushPacer y SmarTimer

Beneficios del blanqueamiento: Ayuda a eliminar las manchas de forma natural

Información sobre la presión aplicada: El mango vibra para avisar al usuario

## Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

3 intensidades: Baja, Mediano, Alta

Limpieza en profundidad+: Para una limpieza en profundidad vigorizante

Cuidado de las encías: Especial atención a las muelas

## Emparejamiento de modo BrushSync

Control antiplaca Premium C3: Se empareja con el modo Limpieza

Cabezal de cepillado Cuidado de las encías Premium G3: Se empareja con el modo Gum Health

## Tecnología de sensor inteligente

Sensor de presión: Avisa al cepillar con demasiada fuerza

Recordatorio de sustitución BrushSync:

Siempre sabrás cuándo, sustituir los cabezales de cepillado

Tecnología BrushSync: Conecta el mango inteligente y, el cabezal de cepillado inteligente



\* más que un cepillo dental manual

\*\* en comparación con DiamondClean

\*\*\* Basado en dos periodos de cepillado de dos minutos al día, en modo estándar

\*\*\*\* En un estudio con usuarios de cepillos dentales manuales