

PHILIPS

sonicare

(anciennement
Plaque Defense)

C2 Optimal Plaque
Defence

Lot de 8

Taille standard

Clipsable

Sélection des modes via
BrushSync™

HX9028/12



Dur avec la plaque dentaire, doux pour les gencives.
Élimine efficacement la plaque dentaire au quotidien.

La tête de brosse Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defense (anciennement Plaque Defense) est idéale si vous souhaitez éliminer de manière optimale la plaque dentaire, dans le cadre de vos habitudes quotidiennes d'hygiène bucco-dentaire.

Technologie innovante

- Testé pour répondre à tous vos besoins de santé bucco-dentaire
- La technologie sonore avancée de Philips Sonicare
- Sélectionne automatiquement le mode optimal pour des résultats parfaits**

Conçue pour des performances optimales

- Vous saurez toujours quand procéder à un remplacement, pour un nettoyage toujours optimal.
- Tête de brosse clipsable facile à fixer

Un excellent soin pour vos dents et vos gencives

- Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Points forts

Dites adieu à la plaque dentaire



Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle, tandis que l'extrémité spécialement conçue pour vous permettre d'atteindre facilement les dents du fond.

Sélection des modes via BrushSync™



Vous obtiendrez toujours un nettoyage optimal avec notre fonction de sélection des modes via BrushSync™**. La tête de brosse Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defense se synchronise avec le manche Philips Sonicare équipé de la technologie BrushSync™**, afin de sélectionner le mode de brossage et le niveau d'intensité optimaux, pour un nettoyage exceptionnel. Il vous suffit de vous brosser les dents.

Remplacements de la tête de brosse



Les têtes de brosse perdent en efficacité après 3 mois d'utilisation, mais la fonction BrushSync™ vous prévient avant que cela ne se produise. Votre brosse à dents intelligente enregistre la fréquence de brossage et la pression exercée afin de vous avertir lorsqu'il est temps de remplacer la tête. Vous n'avez pas de brosse à dents intelligente Philips Sonicare ? Il vous suffit de surveiller la couleur des brins. Changez de brosse lorsqu'ils passent du bleu au blanc.

Facile à clipser



La tête de brosse Optimal Plaque Defense est entièrement compatible avec n'importe quel manche Philips Sonicare, à l'exception des


manches Philips One et Essence. Elle est clipsable et déclipsable pour faciliter son remplacement et son nettoyage.

La seule véritable technologie sonore



La technologie sonore avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balayent la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

Brossage en toute tranquillité



Toutes les têtes de brosse Philips Sonicare respectent les dents et les gencives. Chaque tête de brosse est rigoureusement testée pour garantir une durabilité et des performances excellentes à chaque brossage.

Caractéristiques

Design et finition

Souplesse des brins: Moyen

Couleur: Blanche

Brins avec indicateur d'usure: Les brins bleus se décolorent

Taille: Standard

Compatibilité

Système de tête de brosse: Clipsable

Sélection des modes via BrushSync

Compatible avec ces modèles: Série 2 plaque

defense, Série 2 Plaque Defense, Série 3 Gum Health, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 8 C2 Optimal Plaque Defense

Qualité et performance

Remplacement: Tous les 3 mois

Testé: pour une utilisation optimale

Bénéfices santé

Élimination de la plaque dentaire: Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire*



* Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

** La sélection des modes via BrushSync™ est uniquement compatible avec les manches Philips Sonicare équipés de la technologie BrushSync™.