

PHILIPS

sonicare

Elektriline Sonic-hambahari koos rakendusega

DiamondClean Smart

Personaalsed juhised

Nutikad harjapea andurid

Nutikas harjapea tuvastus

Neli režiimi, kolm intensiivsust



HX9912/18



Meie siiani parim hambahari kogu suu eest hoolitsemiseks

Usaldus tänu 100% ulatusele

DiamondClean Smart on meie parim hambahari kogu suu eest hoolitsemiseks. Neli jõulist harjapead puhastavad suu tervise tagamiseks kogu suud ja meie Smart Sensori tehnoloogia annab teile personaalsed tagasisidet ning juhiseid.

Proven to improve oral health

- Eemaldab kuni 10x rohkem kattu* ja tagab põhjalikuma puhastuse

Personaalsed rakendusesisesed juhised täiuslikuks harjamiseks

- Õpetab teid õigesti harjama ja toob välja harjamata kohad
- Suunab 100% ulatuse tagamiseks tagasi harjamata piirkondadesse
- Hakake probleemsete piirkondade eest paremini hoolitsema
- Annab teile märku, kui vajutate liiga tugevalt
- Juhendab, kuidas vähem hõõruda

Optimeerib harjamist

- Harjapead valivad automaatselt optimaalsed seaded
- Veenduge, et kasutaksite oma harjapead maksimaalselt
- Valige 4 režiimi ja 3 intensiivsuse seadistuse vahel
- Kõrgelt hinnatud laadimisklaas ja reisivutlar


Esiletõstetud tooted

Jätke hambakatuga hüvasti




Ülima puhtuse tagamiseks klõpsake valikul C3 Premium Plaque Controli harjapea. Pehmele ja painduvale külgedega harjased jälgivad iga hamba kuju, et tagada 4x parem pinnakontakt*** ja eemaldada raskesti ligipääsetavatest piirkondadest kuni 10x rohkem kattu*.

Ükski plekk ei jää märkamata




Philips Sonicare'i rakendus annab teile teada, kui hambad on põhjalikult puhastatud, ja õpetab teid paremini ja läbimõeldumalt harjama.

TouchUp-funktsioon




Kui teil peaks hambaid harjates mõni koht harjamata jääma, annab rakenduse TouchUp funktsioon teile sellest märku. Siis saate teist korda pesta ning olla kindel, et teie hambad on iga kord täiesti puhtad.

Nutikas harjapea vahetamise meeldetuletus




Harjapead kuluvad aja jooksul ära, seejärel ei eemalda nad enam tõhusalt kattu. Nutika harjapea tuvastusega ei lähe kunagi meelest, millal tuleb harjapead vahetada. Teie hambahari jälgib, kui pikalt ja kui tugevalt olete iga harjapeaga harjanud, ning teavitab, millal on aeg vahetada. Saate oma harjapea kasutusiga jälgida ka Philips Sonicare'i rakenduses, kus saate tellida ka asendusosi, et need kunagi otsa ei saaks.

Piirkonnad, millele tähelepanu pöörata, ja eesmärkide seadmine



Kas hambaarst on pööranud tähelepanu mõnele probleemsele piirkonnale? Toome need esile teie rakendusesisesel 3D-suukaardil ning tuletame neid teile meelde, et nendele erilist tähelepanu pööraksite.

Liiga suure jõuga?



Te ei pruugi liiga tugevasti harjamist ise märgata, kuid DiamondClean Smart märkab seda kindlasti. Liiga tugevasti harjates hakkab


käepideme otsas olev valgusrõngas vilkuma. Selle meeldetuletuse eesmärk on avaldatavat jõudu vähendada ja lasta harjapeal töö ära teha. Seitse inimest kümnest leidsid, et see funktsioon aitas neil hambaid paremini harjama õppida.

Lihtne kasutada



Elektroonilise hambaharjaga võite kogu töö harjale usaldada. Oleme käepideme sisse ehitanud hõõrumisanduri, mis tuletab teile pidevalt meelde vajadust vähem hõõruda. Seeläbi saate oma tehnikat täiustada ning õrnemalt harjates suurepäraselt puhtad hambad.

BrushSync-režiimi ühildumine



Mõtlete, millist režiimi ja intensiivust peaksite kasutama? Enam ei ole vaja pead vaevata. Teie harjapeas olev mikrokiip annab DiamondClean Smart'ile teada, millist režiimi kasutate. Seega, kui klõpsate külge näiteks igemete eest hoolitsemise harjapea, oskab teie hambahari valida optimaalse režiimi ja intensiivsuse, et teie igemete eest õrnalt kuid tõhusalt hoolitseda. Teil tuleb ainult toitenuppu vajutada.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

Värv: Mustad, Valge

Ühenduvus

Bluetooth®-i juhtmeta tehnoloogia:

Ühendatud harjamisrakendus

Võimsus

Pinge: 110–220 V

Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): 14 päeva*****

Aku tüüp: Liitiumioon

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Ühilduvus

Ühilduvus Androidiga: Androidiga telefonid, Bluetooth 4.0 toega tahvelarvutid

Ühilduvus iOS-iga: iPad 3. gen. või uuem, iPhone 4S või uuem, süsteemiga iOS7 või uuemaga

Kergesti kasutatav

Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Käepide: Peenike, ergonoomiline disain

Ekraan: Valgustatud ekraan

Akunäidik: Valgustatud ikoon näitab aku tööiga

Harjapea tuvastus: Ühildub optimaalse režiimiga

Asendamise meeldetuletus: Alati parimate tulemuste tagamiseks, süttib meeldetuletuse ikoon

Kaasasolevad tarvikud

Reisivutlar: 2, USB laadimispesaga reisivutlar

Harjapead: 2 C3 Premium Plaque Defence

Käepide: 2 DiamondClean Smart

Laadimisklaas: 2

Puhastusjõudlus

Kasu tervisele: Aitab parandada igemete tervist

Talitlus: Eemaldab kuni 10× rohkem kattu*

Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

Taimer: BrushPacer ja SmarTimer

Tagasiside jõulise harjamise kohta: Süttib lilla valgusrõngas, Kasutaja hoiatamiseks hakkab käepide vibreerima

TouchUp: Tagab harjamise 100% ulatuses

Režiimid

Kolm intensiivsust: Madal, Keskmine, Kõrge

Puhastamine: Igapäevaseks tiptasemel puhastamiseks

Deep Clean+: Tagab ergutava sügavpuhastuse

Igemete tervis: Eriline tähelepanu purihammadele

White+: Pinnalt plekkide eemaldamine

BrushSync-režiimi ühildumine

G3 Premium Gum Care'i harjapea: Ühildumine režiimiga Gum Health

W3 Premium White harjapea: Ühildumine režiimiga White+

C3 Premium Plaque Defence: Ühildumine puhastusrežiimiga

Nutikate anduritega tehnoloogia

Surveandur: Annab liiga tugevast harjamisest märku

Asukoha andur: Jälgib ja täiustab harjamise ulatust

Hõõrumisandur: Juhendab hõõrumise vähendamiseks

3D-suukaart: Toob probleemset piirkonnad esile

TouchUp: Harjamata kohtade esiletoomiseks

Tarkvara tugi

Tarkvara värskendused: Philips pakub asjakohaseid tarkvaravärskendusi kahe aasta jooksul alates ostukuupäevast.



* Eemaldab kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari
* * võrreldes käsihambaharja ja juhtiva valgendava hambapasta kasutamisega
* * Võrreldes DiamondCleaniga
* * * * režiimis Gum Health vs käsihambaharja 2 nädala jooksul kasutamisega
* * * * pärast kolmepäevast kasutamist režiimis White+ vs käsihambaharja kasutamisega
* * * * põhineb kahel kaheminutilise igapäevasel harjamisel tavarežiimis