

PHILIPS

sonicare



Eltannbørste med app

FlexCare Platinum Connected

- Appen gir deg råd og anbefalinger
- Innebygd smart sensor
- 3 innstillinger, 3 intensitetsnivå
- To børstehoder inkludert



HX9192/01

Smart pussing. Overlegne resultater.

Fjerner opptil ti ganger så mye plakk enn en vanlig tannbørste*

Sonicare FlexCare Platinum Connected er en smart eltannbørste med innebygd sensor og tilhørende app, som hjelper deg å få renere og sunnere munn, samt bedre ånde. De høyfrekvente svepende bevegelsene i Sonicares teknologi gir deg en enorm renhetsfølelse, samme som når du akkurat har kommet ut fra tannlegen! Appen analyserer dine tannbørste-vaner og gir skreddersydde råd og anbefalinger. FlexCare Platinum Connected er den nye generasjonens eltannbørste!

Spor tannpussen med veiledning i sanntid

- Sier ifra om du pusser for hardt
- Følger og forbedrer dekningen

Sonicare-appen gir personlig tilpassede tilbakemeldinger


- Med TouchUp får du en ny anledning til å pusse områdene du gikk glipp av
- Lar deg alltid vite hvor effektivt børstehodet er
- Ta deg av problemområder mer effektivt
- Veiledningen du trenger til å finjustere tannpussen

Philips Sonicares aller grundigste tannpuss

- En tilpasset tannpuss
- Følger konturene til tennene og tannkjøttet for å gi grundigere tannpuss
- Utformet for å passe inn i livet ditt
- Dynamiske pussebevegelser for bedre tannhelse
- Timer som legger opp til en grundig tannpuss

Høydepunkter

Områdesensor




FlexCare Platinum Connected har områdesensorer som viser hvor du pusser tennene for lite, slik at du kan forbedre deknningen. Områdesensoren sier ifra hvis det er områder du stadig går glipp av når du pusser tennene.

Trykksensor




Det er ikke alltid du merker at du pusser for hardt, men FlexCare Platinum Connected vil alltid merke det. Hvis du trykker for hardt, aktiveres den intuitive trykksensoren, slik at tannbørstehåndtaket pulserer forsiktig. Dette forteller deg at du skal bruke mindre trykk. Undersøkelser viser at syv av ti personer som pusser for hardt, reduserte pussetrykket ved hjelp av trykksensoren.

Touch Up




Hvis du tilfeldigvis går glipp av noen områder under tannpussen, sporer Philips Sonicare-appen deknningen, slik at du kan ta en omgang til. TouchUp gir tilpasset veiledning basert på de personlige pussedataene dine, slik at du umiddelbart kan gå tilbake til områder du gikk glipp av, og få en grundigere tannpuss.

Personlig veiledning




Med FlexCare Platinum Connected kan du angi daglige mål og holde oversikt over fremdriften din. Sonicare-appen oppretter en løpende logg over pussedataene dine, slik at du enkelt kan se resultatene. Med personlig veiledning, tips og varsler fra appen vil pusseteknikken din stadig bli bedre. Du kan til og med dele fremdriftsrapporten med tannlegen din.

Fokusområder



Hvis tannlegen oppdager bestemte områder i munnen du bør vie mer oppmerksomhet på grunn av plakkdannelse, tannkjøtt som trekker seg tilbake, eller andre problemer, kan FlexCare Platinum Connected være til god hjelp. Du kan merke av disse områdene på ditt eget munnkart med Sonicare-appen for å minne deg på å pusse ekstra godt der.

Ytelsesmåler for børstehode



Børstehoder mister stivheten og slites gradvis ned ved normal bruk over flere måneder. Sonicare-appen har også en ytelsesmåler for børstehodet, slik at du kan følge med på hvor effektivt børstehodet er, målt i pussetid og -trykk. Ytelsesmåleren forteller deg når du må

bytte ut børstehodet, slik at du får best mulig resultat. Du kan også bestille ekstra børstehoder direkte i appen.

3 modi og 3 intensitetsnivåer



Med tre innstillinger for intensitet og tre modi for pusning gir FlexCare Platinum Connected deg optimal komfort og grundig rengjøring. Bruk Clean-modusen for utmerket pusning i hverdagen, eller White-modusen for fjerning av misfarging. Hvis du må være ekstra oppmerksom på problemområder, gir Deep Clean-modusen enestående resultater. Du kan angi et lavt, middels eller høyt intensitetsnivå – alt etter hva som passer best for deg. For best mulige resultater bør du angi et høyt intensitetsnivå.

AdaptiveClean-børstehode



AdaptiveClean er det eneste børstehodet til en elektrisk tannbørste som kan tilpasse seg den unike formen på tennene og tannkjøttet. De myke, fleksible gummidene gjør det mulig å følge alle former. Børstehodet gir opptil ti ganger bedre fjerning av plakk enn en manuell tannbørste. Børstehodet demper overdrevent pussetrykk idet du pusser langs tannkjøttenden for å skåne tannkjøttet.


Høydepunkter

BrushPacer og Smartimer



BrushPacer-intervalltimeren viser når det er på tide å gå fra å pusse et område i munnen til et annet, mens Smartimer hjelper deg med å pusse i to minutter som anbefalt av tannleger. Denne kombinasjonen legger opp til en god pusseøkt.

Sonisk teknologi



Med 31 000 børstestruk per minutt gir Philips Sonicare FlexCare Platinum Connected enestående rengjøring som du både kan se og føle. Den soniske teknologien bruker dynamiske pussebevegelser til å føre væsken dypt mellom tennene og langs tannkjøtttranden. Når du pusser med FlexCare Platinum Connected, masseres tannkjøttet skånsomt. Dette gir

forbedret blodsirkulasjon og fjerner plakk. Du får en grundig, men skånsom tannpuss med klinisk beviste resultater.

Lang batterilevetid



Når FlexCare Platinum Connected er fulladet, har den nok batterilevetid for to ukers regelmessig bruk. En praktisk reiseveske og kompakt reiselader gjør det enkelt å ta Philips Sonicare med seg på jobb, skole eller ferie.

Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

Trådløs Bluetooth®-teknologi: Børsteapp tilkoblet

Drift

Spenning: 110–220 V

Tekniske spesifikasjoner

Driftstid (full til tom): Opptil to uker

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

Consumer Trade Item

Height: 23.6 cm

Width: 17.1 cm

Length: 9.5 cm

Net weight: 0.437 kg

Gross weight: 0.565 kg

GTIN: 8710103840176

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85098000

Pappkartong

Height: 25.7 cm

Width: 18.4 cm

Length: 30.7 cm

Net weight: 1.311 kg

Gross weight: 1.908 kg

GTIN: 18710103840173

Utforming og utseende

Farge: Hvit

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Kompatibilitet

Android-kompatibilitet: Android-telefoner,

Bluetooth 4.0-aktiverte nettbrett

iOS-kompatibilitet: Tredjegerasjons iPad eller nyere, iPhone 4S eller nyere, med iOS7-operativsystem

Brukervennlighet

Børstehodesystem: Børstehoder som klikkes enkelt på plass

Batteriindikator: Lyset viser batteristatusen

Skjerm: Opplyst display

Håndtak: Slank, ergonomisk form

Børstetid: Opptil to uker

Deler som medfølger

Børstehoder: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare standard

Reiseetui: 1

Håndtak: 1 FlexCare Platinum Connected

Lader: 1

Rengjøring

Ytelse: Fjerner opptil 10 ganger mer plakk*

Hastighet: Opptil 62 000 børstebevegelser/min

Helsefordeler: Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker

Trykksensor: Vibrering i håndtaket for å varsle brukeren

Hvitene tenner: Bidrar til å fjerne flekker på en naturlig måte

Tidsbryter: BrushPacer og SmarTimer

Moduser

Tre intensiteter: Lav, Middels stor, Høy

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Hvit: Fjerner misfarging

Grundig rengjøring: For en oppfriskende, grundig tannpuss

