

# PHILIPS

## sonicare

Brosse à dents sonique  
électrique avec application

DiamondClean Smart

Tuteur personnalisé

Capteurs intel. de tête de  
brosse

Recon. intelligente de tête de  
brosse

5 modes, 3 niveaux d'intensité



HX9924/62



## Un système complet pour une bouche plus saine

Notre meilleure brosse à dents dotée de capteurs intelligents

Offrez-vous un nettoyage optimal avec DiamondClean Smart. Éliminez tout doute grâce à la rétroaction en temps réel et le tuteur personnalisé, qui favorisent des dents et des gencives plus saines, un meilleur blanchiment et une haleine plus fraîche. C'est plus qu'une simple brosse à dents - c'est une solution complète de soins bucco-dentaires.

### Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Profitez d'une haleine durablement fraîche
- Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines\*\*\*\* en seulement 2 semaines
- Tête de brosse tout-en-un pour un entretien complet

### Suivi personnalisé via l'application pour se perfectionner

- Brossage guidé et indication des zones oubliées
- Vous encourage à repasser sur les zones négligées, pour un brossage à 100 %
- Prenez plus soin des zones problématiques
- Vous alerte lorsque vous appuyez trop fort
- Vous aide à moins frotter

### Optimisez votre brossage

- Les têtes de brosse sélectionnent automatiquement les réglages optimaux
- Pour une tête de brosse offrant une efficacité optimale
- Faites votre choix parmi 5 modes et 3 réglages d'intensité
- Verre chargeur et étui de transport haut de gamme


# Caractéristiques

## Tête de brosse tout-en-un de qualité supérieure



Nettoyez sans faire de compromis avec la tête de brosse tout-en-un A3 Premium. La meilleure de nos brosses à dents est dotée de poils inclinés pour éliminer jusqu'à 20 fois plus de plaque, même dans les zones difficiles d'accès\*. Les pointes triangulaires éliminent jusqu'à 100 % plus de taches en moins de deux jours\*\*\*. Et les poils plus longs nettoient en profondeur pour obtenir des gencives 15 fois plus saines en seulement deux semaines\*\*. Tout cela sans changer de tête de brosse. Saviez-vous que les têtes de brosse deviennent moins efficaces après 3 mois d'utilisation? Notre fonction BrushSync™ peut vous prévenir lorsqu'il est presque temps de la remplacer.

## Prenez soin de vos gencives




Enclenchez la tête de brosse G3 Premium Gum Care pour améliorer la santé de vos gencives. Avec sa petite taille et ses poils ciblant le rebord des gencives, elle vous offre un nettoyage délicat, mais efficace, tout le long du rebord gingival, là où commencent les maladies des gencives. Elle a fait ses preuves en clinique : elle permet de réduire jusqu'à 100 % l'inflammation des gencives\*\*\*\* et améliore jusqu'à 7 fois la santé des gencives en seulement deux semaines\*\*\*\*.

## Brosse-langue TongueCare+




Clipsez le brosse-langue TongueCare+ pour éliminer en douceur les bactéries à l'origine des mauvaises odeurs qui se trouvent sur votre langue. Ses 240 microbrins spécialement conçus épousent toutes les irrégularités de votre langue afin d'éliminer les bactéries et autres dépôts sources de mauvaise haleine. Utilisez-le avec notre spray pour la langue antibactérien BreathRx, pour un nettoyage optimal et une haleine ultra-fraîche.

## Zones à surveiller et définition d'objectifs




Votre dentiste vous a peut-être indiqué des zones problématiques ? Nous les mettons en surbrillance sur la carte dentaire 3D de l'application, et nous vous rappellerons d'y faire plus attention.

## Ne manquez jamais une zone



L'application Philips Sonicare vous permet de savoir quand vos dents sont parfaitement brossées. Elle vous apprend à réaliser un brossage plus consciencieux et mieux réussi.

## Trop de pression ?




Vous n'avez peut-être pas conscience de vous brosser les dents trop fort, mais heureusement, votre DiamondClean Smart veille. En cas de pression excessive, l'anneau lumineux au bout du manche clignote pour vous rappeler de moins appuyer et de laisser la tête de brosse faire le travail. 7 personnes sur 10 ont trouvé que cette fonction les avait aidés à mieux se brosser les dents.

## Simplicité



Laissez la brosse à dents électrique faire le travail. Nous avons intégré un capteur de mouvements dans le manche qui vous rappelle de moins frotter. Il vous permet d'améliorer votre technique, pour un brossage plus doux et plus efficace.

## Fonction Retouche



S'il vous arrive de négliger une zone lorsque vous vous brossez les dents, la fonction Retouche vous prévient. Il vous suffira ensuite de la nettoyer de nouveau, pour avoir l'assurance d'un brossage complet, à chaque fois.

# Spécifications

## Design et finition

Couleur: Rose or

## Connectivité

Technologie sans fil Bluetooth®: Application de brossage connectée

## Alimentation

Tension: 110-220 V

## Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 14 jours\*\*\*\*

Type de batterie: Lithium ION

## Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

## Compatibilité

Compatibilité Android: Téléphones Android,

Tablettes compatibles Bluetooth® 4.0

Compatibilité iOS: iPad 3e génération ou ultérieure, iPhone 4S ou supérieur, avec iOS7 ou supérieur

## Facile d'utilisation

Poignée: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

Afficheur: Écran lumineux

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Reconnaissance de la tête de brosse: Se synchronise avec le mode optimal

Indicateur de remplacement: Pour garantir des résultats optimaux, Le symbole de rappel s'allume

## Accessoires inclus

Têtes de brosse: 2 A3 Premium tout-en-un, 1 G3 Premium Gum Care, 1 brosse-langue TongueCare+

Poignée: 1 DiamondClean Smart

Housse de voyage: Coffret de voyage haut de gamme

Verre de charge: 1

## Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Performances: Élimine jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire\*

Bénéfices santé: Des gencives jusqu'à 15 fois plus saines\*\*

Efficacité blancheur: Jusqu'à 100 % de taches en moins\*\*\*

Minuteur: BrushPacer et SmarTimer

Indicateur de pression: Anneau lumineux violet, Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Retouche: Garantit un brossage à 100 %

## Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

3 réglages d'intensité: Faible, Moyen, Fort

Deep Clean+: Pour un nettoyage en profondeur vivifiant

Gum Health: Apporte une attention particulière aux molaires

TongueCare+: Pour une haleine fraîche de longue durée

White+: Pour éliminer les taches de surface

## Sélection des modes BrushSync

C3 Premium Plaque Defense: Sélection du mode Clean

Tête de brosse G3 Premium Gum Care: Sélection du mode Gum Health

Tête de brosse W3 Premium blanche: Sélection du mode White+

Brosse-langue TongueCare+: Possibilité de mode TongueCare

Brosse-langue TongueCare+: Possibilité de mode TongueCare

## Technologie de capteur intelligent

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

Capteur de position: Surveillance et améliore l'étendue du brossage

Capteur de mouvements: Vous aide à moins froter

Carte dentaire 3D: Met les zones problématiques en surbrillance

Retouche: Pour brosser les zones négligées



\* par rapport à une brosse à dents manuelle

\*\* par rapport à une brosse à dents manuelle en 6 semaines

\*\*\* lors d'un test en laboratoire par rapport à une brosse à dents manuelle

\*\*\*\* en mode Santé des gencives par rapport à une brosse à dents manuelle après 2 semaines

\*\*\*\*\* calculé sur la base de deux périodes de brossage de deux minutes par jour, en mode standard

\*\*\*\*\* calculé sur la base de deux périodes de brossage de deux minutes par jour, en mode standard