

PHILIPS

sonicare

Elektrische
Schallzahnbürste

2100 Series

Sonicare Schalltechnologie

4-Quadranten-Timer und 2-
Minuten-Timer

Schlankes, ergonomisches
Design

14 Tage Akkulaufzeit



HX3651/11



Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo
Schalltechnologie.

Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung*

Die Schalltechnologie in Kombination mit unserem Bürstenkopf entfernt Plaque
sanft und bis zu 3 x mehr* als eine Handzahnbürste.

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Das ergonomische Design macht das Halten und die Verwendung der Zahnbürste einfach
- Auf Wiedersehen Adapter. Hallo USB.
- Akkulaufzeit von 14 Tagen

Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Optimieren Sie Ihr Putzerlebnis mit dem 2-Minuten-Timer und dem 4-Quadranten-Timer

Einfacher Übergang zu Sonicare

- Easy-Start erleichtert den Übergang

Schützt Ihr Zahnfleisch


- Sicher und schonend im Gebrauch

Hervorragende Reinigung

- Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste*
- Unsere einzigartige Technologie bietet eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung


Besonderheiten

Fortschrittliche Schalltechnologie



Kraftvolle Borstenvibrationen lassen Mikrobäschen tief in Ihre Zahnzwischenräume eindringen und verteilen sie entlang des Zahnfleisches für ein erfrischendes Erlebnis. Das Putzen von 2 Minuten mit dieser Zahnbürste gleicht dem Zähneputzen von zwei Monaten mit einer Handzahnbürste.** 31.000 Putzbewegungen pro Minute reinigen Ihre Zähne sanft, lösen und entfernen den Plaque für ein außergewöhnliches, tägliches Reinigungserlebnis.

Entfernt 3 x mehr Plaque*



Die elektrische Sonicare Zahnbürste mit fortschrittlicher Sonicare Technologie entfernt nachweislich bis zu dreimal mehr Plaque* von Ihren Zähnen und entlang des Zahnfleisches (im Vergleich zu einer Handzahnbürste) und schützt gleichzeitig das Zahnfleisch.

Sicher und schonend im Gebrauch



Die Sonicare Zahnbürste sorgt für eine gründliche Reinigung, ohne Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch zu verletzen. Sanfte und dennoch kraftvolle Schallvibrationen sorgen für eine außergewöhnlich saubere und gleichzeitig schonende Reinigung Ihrer Zähne und Ihres Zahnfleisches.

2-Minuten-Timer und 4-Quadranten-Timer




Der 2-Minuten-Timer und der 30-Sekunden-4-Quadranten-Timer leiten Sie durch alle Bereiche in der empfohlenen Putzzeit, sodass eine gründliche Reinigung gewährleistet wird.

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse



Das schlanke, leichte und ergonomische Design erleichtert das Halten und die Verwendung der Zahnbürste, sodass Sie eine erstaunliche Reinigung ohne jede Belastung erhalten können.


Lange Akkulaufzeit



14 days

Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 14 Tage, sodass Sie lange Zeit ohne Aufladen auskommen können.

Easy-Start-Funktion



Unser Easy-Start-Programm bietet Ihnen daher die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung für die ersten 14 Anwendungen Ihrer neuen Zahnbürste.

Auf Wiedersehen Adapter. Hallo USB.



Netzteile mögen klein erscheinen, aber zusammengenommen hat der Kunststoff, aus dem sie bestehen, einen großen Einfluss auf die Umwelt. Allein durch die Umstellung auf ein USB-Ladegerät in unseren Philips Sonicare Serien 1000 bis 4000 können wir bis zu 189.210 kg Kunststoff in vier Jahren einsparen***. Das ist ganz schön viel, oder?

Daten

Leistung

Stromspannung: DC5V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):
14 Tage*****

Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Sugar Rose

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte
Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare

Bürstenköpfe

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Artikel enthalten

Ladegerät: 1

Handstück: 1 Serie 2100

Bürstenkopf: 1 C1 ProResults (Standard)

Reinigungsleistung

Geschwindigkeit: Bis zu

31.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute

Leistung: Entfernt bis zu 3 x mehr Plaque*

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-
Timer

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

