

# PHILIPS

## sonicare

Elektriline Sonic-hambahari koos rakendusega

DiamondClean Smart

Personaalsed juhised

Nutikad harjapea andurid

Nutikas harjapea tuvastus

Viis režiimi, kolm tugevust



HX9924/07



## Meie siiani parim hambahari kogu suu eest hoolitsemiseks

### Usaldus tänu 100% ulatusele

DiamondClean Smart on meie parim hambahari kogu suu eest hoolitsemiseks. Neli jõulist harjapead puhastavad suu tervise tagamiseks kogu suud ja meie Smart Sensori tehnoloogia annab teile personaalset tagasisidet ning juhiseid.

#### Proven to improve oral health

- Eemaldab kuni 10x rohkem kattu\* ja tagab põhjalikuma puhastuse
- Kuni 7x tervemad igemed\* kõigest kahe nädalaga
- Eemaldab pinnalt kuni 100% rohkem plekke\*\* kõigest kolme päevaga
- Nautige kauakestvat värsket hingeõhku

#### Personaalsed rakendusesisesed juhised täiuslikuks harjamiseks

- Õpetab teid õigesti harjama ja toob välja harjamata kohad
- Suunab 100% ulatuse tagamiseks tagasi harjamata piirkondadesse
- Hakake probleemsete piirkondade eest paremini hoolitsema
- Annab teile märku, kui vajutate liiga tugevalt
- Juhendab, kuidas vähem hõõruda

#### Optimeerib harjamist

- Harjapead valivad automaatselt optimaalsed seaded
- Veenduge, et kasutaksite oma harjapead maksimaalselt
- Valige 5 režiimi ja 3 intensiivsuse seadistuse vahel


# Esiletõstetud tooted

## Jätke hambakatuga hüvasti




Ülima puhtuse tagamiseks klõpsake valikul C3 Premium Plaque Controli harjapea. Pehmele ja painduvale külgedega harjased jälgivad iga hamba kuju, et tagada 4x parem pinnakontakt\*\*\* ja eemaldada raskesti ligipääsetavatest piirkondadest kuni 10x rohkem kattu\*.

## Hoolitsege igemete eest



Igemete tervise parandamiseks klõpsake valikul G3 Premium Gum Care'i harjapea. Selle väiksem suurus ja igemepiirile suunatud harjased võimaldavad igemehaigusi põhjustavat igemepiiri õrnalt, kuid tõhusalt puhastada. On kliiniliselt tõestatud, et see vähendab igemepõletikku\* kuni 100% ja tagab kuni 7x tervemad igemed kõigest kahe nädalaga.\*

## Valgemad hambad, kiiresti




Pindmiste plekkide eemaldamiseks ja valgema naeratuse saavutamiseks klõpsake W3 Premium White'i harjapeal. Keskosas tihedalt paiknevad harjased eemaldavad plekke. On kliiniliselt tõestatud, et see eemaldab kuni 100% rohkem plekke kõigest kolme päevaga.\*\*

## TongueCare+ keelehari




Ebameeldivat lõhna põhjustavate bakterite keelepooridest mugavalt eemaldamiseks klõpsake külge TongueCare+ keelehari. Selle 240 spetsiaalselt joondatud mikroharjast tungivad kõikide keelepooride ja -vagude vahele, et eemaldada halba hingeõhku põhjustavad bakterid ja toidujäägid. Suurepäraselt puhta tulemuse ja värske hingeõhu saavutamiseks kasutage koos meie antibakteriaalse BreathRx keelespreiga.

## Ükski plekk ei jää märkamata




Philips Sonicare'i rakendus annab teile teada, kui hambad on põhjalikult puhastatud, ja õpetab teid paremini ja läbimõeldumalt harjama.

## TouchUp-funktsioon




Kui teil peaks hambaid harjates mõni koht harjamata jääma, annab rakenduse TouchUp funktsioon teile sellest märku. Siis saate teist korda pesta ning olla kindel, et teie hambad on iga kord täiesti puhtad.

## Piirkonnad, millele tähelepanu pöörata, ja eesmärkide seadmine



Kas hambaarst on pööranud tähelepanu mõnele probleemsele piirkonnale? Toome need esile teie rakendusesisesel 3D-suukaardil ning tuletame neid teile meelde, et nendele erilist tähelepanu pööraksite.

## Liiga suure jõuga?



Te ei pruugi liiga tugevasti harjast ise märgata, kuid DiamondClean Smart märkab seda kindlasti. Liiga tugevasti harjates hakkab käepideme otsas olev valgusrõngas vilkuma. Selle meeldetuletuse eesmärk on avaldatavat jõudu vähendada ja lasta harjapeal töö ära teha. Seitse inimest kümnest leidsid, et see funktsioon aitas neil hambaid paremini harjama õppida.

## Lihtne kasutada



Elektrilise hambaharjaga võite kogu töö harjale usaldada. Oleme käepideme sisse ehitanud hõõrumisanduri, mis tuletab teile pidevalt meelde vajadust vähem hõõruda. Seeläbi saate oma tehnikat täiustada ning õrnemalt harjates suurepäraselt puhtad hambad.

# Spetsifikatsioon

## Ühenduvus

**Bluetooth® -i juhtmeta tehnoloogia:** Ühendatud harjamisrakendus

## Võimsus

**Pinge:** 110–220 V

## Tehnilised andmed

**Aku:** Laetav

**Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani):** 14 päeva\*\*\*\*\*

**Aku tüüp:** Liitiumioon

## Disain ja viimistlus

**Värv:** Valge

## Hooldus

**Garantii:** Kaheaastane piiratud garantii

## Ühilduvus

**Ühilduvus Androidiga:** Androidiga telefonid, Bluetooth 4.0 toega tahvelarvutid

**Ühilduvus iOS-iga:** iPad 3. gen. või uuem, iPhone 4S või uuem, süsteemiga iOS7 või uuemaga

## Kergesti kasutatav

**Käepideme ühilduvus:** Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

**Käepide:** Peenike, ergonomiline disain

**Akunäidik:** Valgustatud ikoon näitab aku tööiga

**Ekraan:** Valgustatud ekraan

**Harjapea tuvastus:** Ühildub optimaalse režiimiga

**Asendamise meeldetuletus:** Alati parimate tulemuste tagamiseks, süttib meeldetuletuse ikoon

## Kaasolevad tarvikud

**Reisivutlar:** USB laadimispesaga reisivutlar

**Harjapead:** 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White, 1 TongueCare+ keelehari

**Käepide:** 1 DiamondClean Smart

**Laadimisklaas:** 1

## Puhastusjõudlus

**Kasu tervisele:** Kuni 7x tervemad igemed\*\*\*\*

**Talitus:** Eemaldab kuni 10x rohkem kattu\*

**Kiirus:** Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

**Taimer:** BrushPacer ja SmarTimer

**Valgemad hambad:** Kuni 100% vähem plekke\*\*\*\*\*

**Tagasiside jõulise harjamise kohta:** Süttib lilla valgusrõngas, Kasutaja hoiatamiseks hakkab käepide vibreerima

**TouchUp:** Tagab harjamise 100% ulatuses

## Režiimid

**Puhastamine:** Igapäevaseks tiptasemel puhastamiseks

**Kolm intensiivsust:** Kõrge, Keskmine, Madal

**Deep Clean+:** Tagab ergutava sügavpuhastuse

**Igemete tervis:** Eriiline tähelepanu purihamastele

**TongueCare+:** Kauakestva värsket hingeõhu tagamiseks

**White+:** Pinnalt plekkide eemaldamine

## BrushSync-režiimi ühildumine

**C3 Premium Plaque Control:** Ühildumine puhastusrežiimiga

**G3 Premium Gum Care'i harjapea:** Ühildumine režiimiga Gum Health

**W3 Premium White harjapea:** Ühildumine režiimiga White+

**TongueCare+ keelehari:** Ühildumine režiimiga TongueCare

## Nutikate anduritega tehnoloogia

**Surveandur:** Annab liiga tugevast harjamisest märku

**Asukoha andur:** Jälgib ja täiustab harjamise ulatust

**Hõõrumisandur:** Juhendab hõõrumise vähendamiseks

**3D-suukaart:** Toob probleemset piirkonnad esile

**TouchUp:** Harjamata kohtade esiletoomiseks

**Asukoha andur:** Juhib kohtadeni, mis on vahele jäänud



\* Eemaldab kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari

\*\* võrreldes käsihambaharja ja juhtiva valgendava hambapasta kasutamisega

\*\* Võrreldes DiamondCleaniga

\*\*\*\* režiimis Gum Health vs käsihambaharja 2 nädala jooksul kasutamisega

\*\*\*\*\* pärast kolmepäevast kasutamist režiimis White+ vs käsihambaharja kasutamisega

\*\*\*\*\* põhineb kahel kaheminutilise igapäevasel harjamisel tavarežiimis