

# PHILIPS

## sonicare

Elektriline Sonic-hambahari koos rakendusega

DiamondClean Smart

Personaalsed juhised

Nutikad harjapea andurid

Nutikas harjapea tuvastus

Viis režiimi, kolm tugevust



HX9924/17



## Meie siiani parim hambahari kogu suu eest hoolitsemiseks

Usaldus tänu 100% ulatusele

DiamondClean Smart on meie parim hambahari kogu suu eest hoolitsemiseks. Neli jõulist harjapead puhastavad suu tervise tagamiseks kogu suud ja meie Smart Sensori tehnoloogia annab teile personaalset tagasisidet ning juhiseid.

### Proven to improve oral health

- Eemaldab kuni 10× rohkem kattu\* ja tagab põhjalikuma puhastuse
- Kuni 7× tervemad igemed\* kõigest kahe nädalaga
- Eemaldab pinnalt kuni 100% rohkem plekke\*\* kõigest kolme päevaga
- Nautige kauakestvat värsket hingeõhku

### Personaalsed rakendusesisesed juhised täiuslikuks harjamiseks

- Suunab 100% ulatuse tagamiseks tagasi harjamata piirkondadesse
- Annab teile märku, kui vajutate liiga tugevalt
- Hakake probleemsete piirkondade eest paremini hoolitsema
- Õpetab teid õigesti harjama ja toob välja harjamata kohad
- Juhendab, kuidas vähem hõõruda

### Optimeerib harjamist

- Harjapead valivad automaatselt optimaalsed seaded
- Valige 5 režiimi ja 3 intensiivsuse seadistuse vahel
- Lihtne ja stiilne laadimine – kodus ja võõrsil


# Esiletõstetud tooted

## Jätke hambakatuga hüvasti



Ülima puhtuse tagamiseks klõpsake valikul C3 Premium Plaque Controli harjapea. Pehmele ja painduvale külgedega harjased jälgivad iga hamba kuju, et tagada 4x parem pinnakontakt\*\*\* ja eemaldada raskesti ligipääsetavatest piirkondadest kuni 10x rohkem kattu\*.

## Hoolitsege igemete eest



Igemete tervise parandamiseks klõpsake valikul G3 Premium Gum Care'i harjapea. Selle väiksem suurus ja igemepiirile suunatud harjased võimaldavad igemehaigusi põhjustavat igemepiiri õrnalt, kuid tõhusalt puhastada. On kliiniliselt tõestatud, et see vähendab igemepõletikku\* kuni 100% ja tagab kuni 7x tervemad igemed kõigest kahe nädalaga.\*

## Valgemad hambad, kiiresti



Pindmiste plekkide eemaldamiseks ja valgema naeratus saavutamiseks klõpsake W3 Premium White'i harjapeal. Keskosas tihedalt paiknevad harjased eemaldavad


plekke. On kliiniliselt tõestatud, et see eemaldab kuni 100% rohkem plekke kõigest kolme päevaga.\*\*

## TongueCare+ keelehari




Ebameeldivat lõhna põhjustavate bakterite keelepõõridest mugavalt eemaldamiseks klõpsake külge TongueCare+ keelehari. Selle 240 spetsiaalselt joondatud mikroharjast tungivad kõikide keelepõõride ja -vagude vahele, et eemaldada halba hingeõhku põhjustavad bakterid ja toidujäägid. Suurepäraselt puhta tulemuse ja värsket hingeõhku saavutamiseks kasutage koos meie antibakteriaalse BreathRx keelespreiga.

## Ükski plekk ei jää märkamata




Philips Sonicare'i rakendus annab teile teada, kui hambad on põhjalikult puhastatud, ja õpetab teid paremini ja läbimõeldumalt harjama.

## Piirkonnad, millele tähelepanu pöörata, ja eesmärkide seadmine



Kas hambaarst on pööranud tähelepanu mõnele probleemsele piirkonnale? Toome need esile teie rakendusesisesel 3D-suukaardil ning tuletame neid teile meelde, et nendele erilist tähelepanu pööraksite.

## Liiga suure jõuga?



Te ei pruugi liiga tugevasti harjast ise märgata, kuid DiamondClean Smart märkab seda kindlasti. Liiga tugevasti harjates hakkab käepideme otsas olev valgusrõngas vilkuma. Selle meeldetuletuse eesmärk on avaldatavat jõudu vähendada ja lasta harjapeal töö ära teha. Seitse inimest kümnest leidsid, et see funktsioon aitas neil hambaid paremini harjama õppida.

## Lihntne kasutada



Elektrilise hambaharjaga võite kogu töö harjale usaldada. Oleme käepideme sisse ehitanud hõõrumisanduri, mis tuletab teile pidevalt meelde vajadust vähem hõõruda. Seeläbi saate oma tehnikat täiustada ning õrnemalt harjates suurepäraselt puhtad hambad.

# Spetsifikatsioon

## Disain ja viimistlus

Värv: Mustad

## Ühenduvus

Bluetooth®-i juhtmeta tehnoloogia:

Ühendatud harjamisrakendus

## Võimsus

Pinge: 110–220 V

## Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): 14 päeva\*\*\*\*\*

Aku tüüp: Liitiumioon

## Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

## Ühilduvus

Ühilduvus Androidiga: Androidiga telefonid, Bluetooth 4.0 toega tahvelarvutid

Ühilduvus iOS-iga: iPad 3. gen. või uuem, iPhone 4S või uuem, süsteemiga iOS7 või uuemaga

## Kergesti kasutatav

Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Käepide: Peenike, ergonomiline disain

Ekraan: Valgustatud ekraan

Akunäidik: Valgustatud ikoon näitab aku tööiga

Harjapea tuvastus: Ühildub optimaalse režiimiga

Asendamise meeldetuletus: Alati parimate tulemuste tagamiseks, süttib meeldetuletuse ikoon

## Kaasolevad tarvikud

Reisivutlar: USB laadimispesaga reisivutlar

Harjapead: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White, 1 TongueCare+ keelehari

Käepide: 1 DiamondClean Smart

Laadimisklaas: 1

## Puhastusjõudlus

Kasu tervisele: Kuni 7× tervemad igemed\*\*\*\*

Talitlus: Eemaldab kuni 10× rohkem kattu\*

Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

Valgemad hambad: Kuni 100% vähem plekke\*\*\*\*\*

Taimer: BrushPacer ja SmarTimer

Tagasiside jõulise harjamise kohta: Süttib lilla valgusrõngas, Kasutaja hoiatamiseks hakkab käepide vibreerima

TouchUp: Tagab harjamise 100% ulatuses

## Režiimid

Kolm intensiivsust: Kõrge, Keskmine, Madal

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks

Deep Clean+: Tagab ergutava sügavpuhastuse

Igemete tervis: Eriiline tähelepanu purihamastele

TongueCare+: Kauakestva värske hingeõhu tagamiseks

White+: Pinnalt plekkide eemaldamine

## BrushSync-režiimi ühildumine

C3 Premium Plaque Control: Ühildumine puhastusrežiimiga

G3 Premium Gum Care'i harjapea: Ühildumine režiimiga Gum Health

W3 Premium White harjapea: Ühildumine režiimiga White+

TongueCare+ keelehari: Ühildumine režiimiga TongueCare

## Nutikate anduritega tehnoloogia

Surveandur: Annab liiga tugevast harjamisest märku

Asukoha andur: Jälgib ja täiustab harjamise ulatust

Hõõrumisandur: Juhendab hõõrumise vähendamiseks

3D-suukaart: Toob probleemsed piirkonnad esile

TouchUp: Harjamata kohtade esiletoomiseks

