

# PHILIPS

## sonicare

Elektriline Sonic-  
hambahari

ProtectiveClean  
4500

Sisesehitatud surveandur

2 puhastusrežiimi

1 × BrushSynci funktsioon



HX6888/90



## Valgemad hambad. Õrn puhastamine.

Muudab hambad valgemaks vaid 1 nädalaga.

Tunnetage õrna puhastamise erinevust tänu surveandurile ja muutke oma hambad valgemaks vaid 1 nädalaga.

#### Proven to improve oral health

- Muudab hambad valgemaks vaid ühe nädalaga

#### Innovative technology

- Märguanne õrnalt harjamise meeldetuletamiseks
- Patsiendid saavad oma harjapeadest viimast võtta
- Philips Sonicare'i täiustatud Sonic tehnoloogia
- Ühendab hambaharja nutika käepideme ja nutikad harjapead

#### Parandab patsientide suuhügieeni

- Täidised, kroonid või tundlikud piirkonnad? Muretsemiseks ei ole põhjust.

#### Optimeerib harjamist

- Režiim Clean & White

#### Designed around your patient

- Suurepärase viisi uue hambaharjaga harjumiseks
- Julgustab põhjalikult harjama


# Esiletõstetud tooted

## Loomulikult valgemad hambad



Plekkide eemaldamiseks ja valgema naeratusse saavutamiseks klõpsake külge W2 Optimal White'i harjapea. On kliiniliselt tõestatud, et selle keskosas tihedalt paiknevad plekke eemaldavad harjased muudavad hambad valgemaks vaid ühe nädalaga.

## Režiim Clean & White



Meil on lahendus nii hambakatu eemaldamiseks kui ka hammaste välimuse parandamiseks: puhastusrežiim Clean tagab põhjaliku puhastamise ja valgendusrežiim White sobib ideaalselt hammaste pindmiste plekkide eemaldamiseks.

## Ohutu ja õrn



Ohutu harjamiskogemus on tagatud: meie Sonic-tehnoloogia sobib kasutamiseks hambaklambrite, täidiste, kroonide ja laminaatidega ning aitab ennetada hambaaukude teket ja parandab igemete tervist.

## Liiga suure jõuga?




Patsiendid ei pruugi liiga tugevat harjamist ise tähele panna, kuid nende hambahari märkab seda. Kui patsient harjab igemetele liiga tugevat survet avaldades, hakkab hambahari tegema pulseerivat heli, andes märku vajadusest õrnemalt harjata.

## BrushSynci tehnoloogia



Mikrokiibi ühilduvusega tehnoloogia, mis tuvastab nutika harjapea ja sünkroonib selle nutika käepidemega. Nutikas käepide ja nutikas harjapea moodustavad võimsa kombinatsiooni, edastades teile nutikaid vahetamise meeldetuletusi.

## Nutikas harjapea vahetamise meeldetuletus



Ükski harjapea ei ole igavene. Kuid meil on lahendus: meie nutikas harjamise tuvastamise tehnoloogia peab arvestust patsiendi harjapea kasutusaja ja selle üle, kui tugevalt on harjatud.

Kui vahetamisaeg on käes, süttib käepidemel märgutuli. Nii saab olla kindel, et harjapea töötab tõhusalt.

## Kasulikud taimerid




Meie QuadPacer teavitab patsienti, millal on kulutatud piisavalt aega iga suupiirkonna puhastamiseks, ja nutikas taimer annab märku, kui harjatud on soovitatavad kaks minutit.

## Philips Sonicare'i tehnoloogia



Philips Sonicare'i täiustatud Sonic tehnoloogia suunab vett hammaste vahele, harjased aitavad lõhustada ja eemaldada hambakattu, tagades silmapaistva igapäevase puhtuse.

## Easy-start-programm



Uue harjumuse omaksvõtmine võib aega võtta. Meie lihtsad alustamisprogrammid aitavad teil uue hambaharjaga järk-järgult harjuda – suurendada harjamisvõimsust aeglaselt esimese 14 kasutuskorra jooksul.

# Spetsifikatsioon

## Disain ja viimistlus

Värv: Valge ja sinine

## Võimsus

Pinge: 110–220 V

## Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): Kuni kaks nädalat

Aku tüüp: Liitiumioon

## Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

## Kergesti kasutatav

Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Akunäidik: Märgutuli aku laetuse kohta

Käepide: Peenike, ergonomiline disain

Harjamisaeg: Kuni kaks nädalat

## Kaasolevad tarvikud

Laadija: 1

Harjapead: 1 W2c Optimal White, kompaktned

Käepide: 1 ProtectiveClean

## Puhastusjõudlus

Kasu tervisele: Aitab vähendada hambaaukude teket

Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

Valgemad hambad: Muudab hambad valgemaks 1 nädalaga

Taimer: Quadpacer ja SmarTimer

Tagasiside jõulise harjamise kohta: Kasutaja hoiatamiseks hakkab käepide vibreerima

## Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks

Valge: Eemaldab plekid hammaste pinnalt

Kaks intensiivsust: Madal, Kõrge

## Nutikate anduritega tehnoloogia

BrushSynci vahetamise meeldetuletus: Teadke alati, millal tuleb, harjapead vahetada

Surveandur: Annab liiga tugevast harjamisest märku

