


Philips Sonicare
AirFloss Ultra - Microjet
interdentaire

avec brosse à dents

DiamondClean

contient 1 canule et 1 tête de
brosse

Verre de charge, coffret de
voyage



HX8491/03

Des gencives plus saines en 2 semaines

Conçu pour les personnes qui n'utilisent pas régulièrement de fil dentaire

Destiné aux personnes ne procédant pas à un nettoyage régulier des espaces interdentaires, AirFloss Ultra**** est simple et efficace. Vous pouvez utiliser AirFloss Ultra avec du bain de bouche ou de l'eau. Des études ont prouvé qu'il était aussi bénéfique que du fil dentaire pour la santé des gencives.**

Améliore la santé bucco-dentaire

- Des études cliniques ont prouvé une efficacité équivalente au fil dentaire pour la santé des gencives.**
- Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire***
- Aide à réduire les caries dans les espaces interdentaires
- Effet blancheur 2 fois plus efficace qu'une brosse à dents manuelle

Assure un nettoyage optimal

- Tête de brosse DiamondClean pour des dents naturellement plus blanches
- Conçue pour optimiser le mouvement sonore

Technologie avancée

- Technologie qui allie air et micro-gouttelettes
- Canule haute performance
- Réglages personnalisables triple jet

PHILIPS
sonicare

Points forts

Effet blancheur 2 fois plus efficace




Des dents 2 x plus blanches qu'avec une brosse à dents manuelle en 1 semaine seulement, grâce à la brosse à dents Philips Sonicare. Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en 1 semaine seulement.

Mouvement sonore optimisé




Les têtes de brosse Philips Sonicare sont un élément central de notre technologie pour parvenir à plus de 31 000 mouvements par minute en associant une grande fréquence et une grande amplitude. Notre technologie sonore inégalée transmet la puissance du manche jusqu'à la pointe de la tête de brosse. Le mouvement sonore produit une action de fluides dynamiques qui pousse le liquide entre les dents et le long de la gencive, pour un nettoyage doux et efficace à chaque fois.

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire




AirFloss Ultra élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées.**

Technologie de micro-gouttelettes




Nos résultats cliniquement prouvés ont été rendus possibles grâce à notre technologie exclusive associant de l'air à du bain de bouche ou à de l'eau pour nettoyer efficacement mais en douceur les espaces interdentaires et le sillon gingival.

Prenez facilement de bonnes habitudes



Le nettoyage interdentaire est très important pour la santé bucco-dentaire. Facile à utiliser, l'appareil AirFloss Ultra permet de prendre de bonnes habitudes.

Des gencives plus saines



Il est cliniquement prouvé que l'AirFloss Ultra de Philips Sonicare améliore la santé des gencives autant que le fil dentaire.** Des gencives plus saines en seulement deux semaines.

Nettoie en 60 secondes seulement



Avec AirFloss Ultra, vous nettoyez la totalité de votre bouche en moins de 60 secondes par jour. Il vous suffit de sélectionner la fréquence du jet (simple, double ou triple). Maintenez le bouton d'activation enfoncé pour des jets continus automatiques, ou appuyez ponctuellement sur ce bouton pour le mode de jet manuel.

Aide à réduire les caries



En éliminant en douceur la plaque dentaire oubliée lors du brossage, AirFloss Ultra de Philips Sonicare aide à prévenir la formation de caries entre les espaces interdentaires.

Canule haute performance



La nouvelle canule haute performance AirFloss Ultra amplifie la puissance de notre technologie qui allie air et micro-gouttelettes, pour une efficacité inégalée.

Caractéristiques

Alimentation

- Tension: Chargeur multitenion

Spécificités techniques

- Batterie: Rechargeable
- Type de batterie: Lithium ION
- Temps de charge: Charge complète en 24 heures

Design et finition

- Couleur: Noire

Entretien

- Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

- Indicateur d'autonomie: LED sur le manche indiquant le niveau de charge
- Manche: Design ergonomique ultracompact
- Afficheur: Écran lumineux
- Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser
- Fixation de la canule: Se clipse et se déclipse facilement
- Autonomie de la batterie: 1 à 3 semaines*****

Accessoires inclus

- Housse de voyage: Coffret de voyage USB
- Têtes de brosse: 1 DiamondClean standard
- Chargeur: 1
- Manche: 1 DiamondClean
- Verre de charge: 1

- Manche AirFloss Ultra: 1
- Canule AirFloss Ultra: 1

Performances de brossage

- Bénéfices santé: Nettoie entièrement la bouche en 60 secondes, Des gencives plus saines en 2 semaines*
- Performances: Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire**
- Vitesse: Jusqu'à 31 000 mouvements de brosse par minute
- Résultats cliniquement prouvés: Aussi efficace que le fil dentaire, pour des gencives plus saines, pour une réduction de la plaque dentaire, pour réduire le saignement des gencives
- Réglages personnalisables: Auto-burst ou jet manuel, Jet simple/double/triple***
- Efficacité blancheur: Effet blancheur 2 fois plus efficace*
- Minuteur: Quadpacer et SmarTimer
- Pour des résultats optimaux: Remplacer la canule tous les 6 mois

Modes

- Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel
- Blanc: Élimine les taches à la surface des dents
- Gum Care: Masse les gencives en douceur
- Polissage: Pour des dents éclatantes
- Sensitive: Nettoyage tout en douceur des dents et des gencives



Date de publication
2024-09-03

Version: 5.0.2

EAN: 87 10103 81882 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Satisfait ou remboursé

** * Lorsqu'il est utilisé avec une brosse à dents manuelle et du bain de bouche antibactérien chez les patients souffrant d'une gingivite légère à modérée. AirFloss est conçu pour aider les personnes qui ne procèdent pas régulièrement à un nettoyage interdentaire à acquérir de bonnes habitudes quotidiennes. Reportez-vous à la FAQ dans l'onglet Assistance pour de plus amples informations.

* ** Au niveau des zones prises en charge. Étude réalisée en laboratoire ; les résultats observés en milieu buccal peuvent être différents.

* *** Les marques AirFloss Ultra et Pro recouvrent un même produit pouvant être nommé de différentes manières selon le pays et le canal de distribution.

* **** Selon le réglage du jet