

PHILIPS

sonicare

Elektriline Sonic-hambahari
koos rakendusega

DiamondClean Smart

Personaalsed juhised

Nutikad harjapea andurid

Nutikas harjapea tuvastus

Viis režiimi, kolm tugevust



HX9954/57



Terviklik süsteem tervema suu heaks

Meie parim hambahari nutika anduri tehnoloogiaga

DiamondClean Smart tagab ülima puhtuse. Reaalajas tagasiside ja personaalsed juhised aitavad kaasa tervete ja valgete hammaste, tervete igemete ja värske hingeõhu saavutamisele. See ei ole lihtsalt hambahari, vaid kogu suu hooldamise lahendus.

Proven to improve oral health

- Eemaldab kuni 10× rohkem kattu* ja tagab põhjalikuma puhastuse
- Kuni 7× tervemad igemed* kõigest kahe nädalaga
- Eemaldab pinnalt kuni 100% rohkem plekke** kõigest kolme päevaga
- Nautige kauakestvat värsket hingeõhku

Personaalsed rakendusesisesed juhised täiuslikuks harjamiseks

- Suunab 100% ulatuse tagamiseks tagasi harjamata piirkondadesse
- Annab teile märku, kui vajutate liiga tugevalt
- Hakake probleemsete piirkondade eest paremini hoolitsema
- Õpetab teid õigesti harjama ja toob välja harjamata kohad
- Juhendab, kuidas vähem hõõruda

Optimeerib harjamist

- Lihtne ja stiilne laadimine – kodus ja võõrsil
- Harjapead valivad automaatselt optimaalsed seaded
- Valige 5 režiimi ja 3 intensiivsuse seadistuse vahel

Esiletõstetud tooted

Jätke hambakatuga hüvasti



Ülima puhtuse tagamiseks klõpsake valikul C3 Premium Plaque Controli harjapea. Pehmeete ja painduvate külgedega harjased jälgivad iga hamba kuju, et tagada 4x parem pinnakontakt*** ja eemaldada raskesti ligipääsetavatest piirkondadest kuni 10x rohkem kattu*.

Hoolitsege igemete eest



Igemete tervise parandamiseks klõpsake valikul G3 Premium Gum Care'i harjapea. Selle väiksem suurus ja igemepiirile suunatud harjased võimaldavad igemehaigusi põhjustavat igemepiiri õrnalt, kuid tõhusalt puhastada. On kliiniliselt tõestatud, et see vähendab igemepõletikku* kuni 100% ja tagab kuni 7x tervemad igemed kõigest kahe nädalaga.*

Valgemad hambad, kiiresti



Pindmiste plekkide eemaldamiseks ja valgema naeratuse saavutamiseks klõpsake W3 Premium White'i harjapeal. Keskosas tihedalt


paiknevad harjased eemaldavad plekke. On kliiniliselt tõestatud, et see eemaldab kuni 100% rohkem plekke kõigest kolme päevaga.**

TongueCare+ keelehari




Ebameeldivat lõhna põhjustavate bakterite keelepõõrdest mugavalt eemaldamiseks klõpsake külge TongueCare+ keelehari. Selle 240 spetsiaalselt joondatud mikroharjast tungivad kõikide keelepõõrde ja -vagude vahele, et eemaldada halba hingeõhku põhjustavad bakterid ja toidujäägid. Suurepäraselt puhta tulemuse ja värske hingeõhu saavutamiseks kasutage koos meie antibakteriaalse BreathRx keelespreiga.

Piirkonnad, millele tähelepanu pöörata, ja eesmärkide seadmine



Kas hambaarst on pööranud tähelepanu mõnele probleemsele piirkonnale? Toome need esile teie rakendusesisesel 3D-suukaardil ning tuletame neid teile meelde, et nendele erilist tähelepanu pööraksite.

Ükski plekk ei jää märkamata




Philips Sonicare'i rakendus annab teile teada, kui hambad on põhjalikult puhastatud, ja õpetab teid paremini ja läbimõeldumalt harjama.

Lihntne kasutada



Elektrilise hambaharjaga võite kogu töö harjale usaldada. Oleme käepideme sisse ehitanud hõõrumisanduri, mis tuletab teile pidevalt meelde vajadust vähem hõõruda. Seeläbi saate oma tehnikat täiustada ning õrnemalt harjates suurepäraselt puhtad hambad.

BrushSync-režiimi ühildumine



Mõtlete, millist režiimi ja intensiivsust peaksite kasutama? Enam ei ole vaja pead vaevata. Teie harjapeas olev mikrokiip annab DiamondClean Smart'ile teada, millist režiimi kasutate. Seega, kui klõpsate külge näiteks igemete eest hoolitsemise harjapea, oskab teie hambahari valida optimaalse režiimi ja intensiivsuse, et teie igemete eest õrnalt kuid tõhusalt hoolitseda. Teil tuleb ainult toitenuppu vajutada.

Spetsifikatsioon

Ühenduvus

Bluetooth® -i juhtmeta tehnoloogia: Ühendatud harjamisrakendus

Võimsus

Pinge: 110–220 V

Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): 14 päeva*****

Aku tüüp: Liitiumioon

Disain ja viimistlus

Värv: Sinine

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Ühilduvus

Ühilduvus Androidiga: Androidiga telefonid, Bluetooth 4.0 toega tahvelarvutid

Ühilduvus iOS-iga: iPad 3. gen. või uuem, iPhone 4S või uuem, süsteemiga iOS7 või uuemaga

Kergesti kasutatav

Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Ekraan: Valgustatud ekraan

Käepide: Peenike, ergonomiline disain

Akunäidik: Valgustatud ikoon näitab aku tööiga

Harjapea tuvastus: Ühildub optimaalse režiimiga

Asendamise meeldetuletus: Alati parimate tulemuste tagamiseks, süttib meeldetuletuse ikoon

Kaasolevad tarvikud

Reisivutlar: USB laadimispesaga reisivutlar

Harjapead: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White, 1 TongueCare+ keelehari

Harjapea hoidik: 1

Käepide: 1 DiamondClean Smart

Laadimisklaas: 1

Puhastusjõudlus

Kasu tervisele: Kuni 7x tervemad igemed****

Talitus: Eemaldab kuni 10x rohkem kattu*

Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

Valgemad hambad: Kuni 100% vähem plekke*****

Taimer: BrushPacer ja SmartTimer

Tagasiside jõulise harjamise kohta: Süttib lilla valgusrõngas, Kasutaja hoiatamiseks hakkab käepide vibreerima

TouchUp: Tagab harjamise 100% ulatuses

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tiptasemel puhastamiseks

Kolm intensiivsust: Kõrge, Keskmine, Madal

Deep Clean+: Tagab ergutava sügavpuhastuse

Igemete tervis: Eriline tähelepanu purihamastele

TongueCare+: Kauakestva värsket hingeõhu tagamiseks

White+: Pinnalt plekkide eemaldamine

BrushSync-režiimi ühildumine

C3 Premium Plaque Control: Ühildumine puhastusrežiimiga

G3 Premium Gum Care'i harjapea: Ühildumine režiimiga Gum Health

W3 Premium White harjapea: Ühildumine režiimiga White+

TongueCare+ keelehari: Ühildumine režiimiga TongueCare

Nutikate anduritega tehnoloogia

Surveandur: Annab liiga tugevast harjamisest märku

Asukoha andur: Jälgib ja täiustab harjamise ulatust

Hõõrumisandur: Juhendab hõõrumise vähendamiseks

3D-suukaart: Toob probleemset piirkonnad esile

TouchUp: Harjamata kohtade esiletoomiseks



* Eemaldab kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari

** võrreldes käsihambaharja ja juhtiva valgendava hambapasta kasutamisega

** Võrreldes DiamondCleaniga

**** režiimis Gum Health vs käsihambaharja 2 nädala jooksul kasutamisega

***** pärast kolmepäevast kasutamist režiimis White+ vs käsihambaharja kasutamisega

***** põhineb kahel kaheminutilise igapäevasel harjamisel tavarežiimis