

# PHILIPS

## sonicare

Elektriline Sonic-hambahari koos rakendusega

DiamondClean Smart

Personaalsed juhised

Nutikad harjapea andurid

Nutikas harjapea tuvastus

Viis režiimi, kolm tugevust



HX9924/47



## Meie siiani parim hambahari kogu suu eest hoolitsemiseks

Usaldus tänu 100% ulatusele

DiamondClean Smart on meie parim hambahari kogu suu eest hoolitsemiseks. Neli jõulist harjapead puhastavad suu tervise tagamiseks kogu suud ja meie Smart Sensori tehnoloogia annab teile personaalsed tagasisidet ning juhiseid.

### Proven to improve oral health

- Eemaldab kuni 10× rohkem kattu\* ja tagab põhjalikuma puhastuse
- Kuni 7× tervemad igemed\* kõigest kahe nädalaga
- Eemaldab pinnalt kuni 100% rohkem plekke\*\* kõigest kolme päevaga
- Nautige kauakestvat värsket hingeõhku

### Personaalsed rakendusesisesed juhised täiuslikuks harjamiseks

- Suunab 100% ulatuse tagamiseks tagasi harjamata piirkondadesse
- Annab teile märku, kui vajutate liiga tugevalt
- Hakake probleemsete piirkondade eest paremini hoolitsema
- Õpetab teid õigesti harjama ja toob välja harjamata kohad
- Juhendab, kuidas vähem hõõruda

### Optimeerib harjamist

- Lihtne ja stiilne laadimine – kodus ja võõrsil
- Harjapead valivad automaatselt optimaalsed seaded
- Valige 5 režiimi ja 3 intensiivsuse seadistuse vahel


## Esiletõstetud tooted

### Jätke hambakatuga hüvasti



Ülima puhtuse tagamiseks klõpsake valikul C3 Premium Plaque Controli harjapea. Pehmele ja painduvale külgedega harjased jälgivad iga hamba kuju, et tagada 4x parem pinnakontakt\*\*\* ja eemaldada raskesti ligipääsetavatest piirkondadest kuni 10x rohkem kattu\*.

### Hoolitsege igemete eest



Igemete tervise parandamiseks klõpsake valikul G3 Premium Gum Care'i harjapea. Selle väiksem suurus ja igemepiirile suunatud harjased võimaldavad igemehaigusi põhjustavat igemepiiri õrnalt, kuid tõhusalt puhastada. On kliiniliselt tõestatud, et see vähendab igemepõletikku\* kuni 100% ja tagab kuni 7x tervemad igemed kõigest kahe nädalaga.\*

### Valgemad hambad, kiiresti



Pindmiste plekkide eemaldamiseks ja valgema naeratus saavutamiseks klõpsake W3 Premium White'i harjapeal. Keskosas tihedalt paiknevad harjased eemaldavad


plekke. On kliiniliselt tõestatud, et see eemaldab kuni 100% rohkem plekke kõigest kolme päevaga.\*\*

### TongueCare+ keelehari




Ebameeldivat lõhna põhjustavate bakterite keelepõõsist mugavalt eemaldamiseks klõpsake külge TongueCare+ keelehari. Selle 240 spetsiaalselt joondatud mikroharjast tungivad kõikide keelepõõsiste ja -vagude vahele, et eemaldada halba hingeõhku põhjustavad bakterid ja toidujäägid. Suurepäraselt puhta tulemuse ja värsket hingeõhku saavutamiseks kasutage koos meie antibakteriaalse BreathRx keelespreiga.

### Piirkonnad, millele tähelepanu pöörata, ja eesmärkide seadmine



Kas hambaarst on pööranud tähelepanu mõnele probleemsele piirkonnale? Toome need esile teie rakendusesisesel 3D-suukaardil ning tuletame neid teile meelde, et nende erilist tähelepanu pööraksite.

### Ükski plekk ei jää märkamata




Philips Sonicare'i rakendus annab teile teada, kui hambad on põhjalikult puhastatud, ja õpetab teid paremini ja läbimõeldumalt harjama.

### Lihtne kasutada



Elektrilise hambaharjaga võite kogu töö harjale usaldada. Oleme käepideme sisse ehitanud hõõrumisanduri, mis tuletab teile pidevalt meelde vajadust vähem hõõruda. Seeläbi saate oma tehnikat täiustada ning õrnemalt harjates suurepäraselt puhtad hambad.

### BrushSync-režiimi ühildumine



Mõtlete, millist režiimi ja intensiivsust peaksite kasutama? Enam ei ole vaja pead vaevata. Teie harjapeas olev mikroip annab DiamondClean Smart'ile teada, millist režiimi kasutate. Seega, kui klõpsate külge näiteks igemete eest hoolitsemise harjapea, oskab teie hambahari valida optimaalse režiimi ja intensiivsuse, et teie igemete eest õrnalt kuid tõhusalt hoolitseda. Teil tuleb ainult toitenuppu vajutada.

# Spetsifikatsioon

## Disain ja viimistlus

Värv: Hõbedane

## Ühenduvus

Bluetooth®-i juhtmeta tehnoloogia:

Ühendatud harjamisrakendus

## Võimsus

Pinge: 110–220 V

## Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): 14 päeva\*\*\*\*\*

Aku tüüp: Liitiumioon

## Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

## Ühilduvus

Ühilduvus Androidiga: Androidiga telefonid, Bluetooth 4.0 toega tahvelarvutid

Ühilduvus iOS-iga: iPad 3. gen. või uuem, iPhone 4S või uuem, süsteemiga iOS7 või uuemaga

## Kergesti kasutatav

Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Käepide: Peenike, ergonomiline disain

Ekraan: Valgustatud ekraan

Akunäidik: Valgustatud ikoon näitab aku tööiga

Harjapea tuvastus: Ühildub optimaalse režiimiga

Asendamise meeldetuletus: Alati parimate tulemuste tagamiseks, süttib meeldetuletuse ikoon

## Kaasolevad tarvikud

Reisivutlar: USB laadimispesaga reisivutlar

Harjapead: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White, 1 TongueCare+ keelehari

Käepide: 1 DiamondClean Smart

Laadimisklaas: 1

## Puhastusjõudlus

Kasu tervisele: Kuni 7× tervemad igemed\*\*\*\*

Talitus: Eemaldab kuni 10× rohkem kattu\*

Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

Valgemad hambad: Kuni 100% vähem plekke\*\*\*\*\*

Taimer: BrushPacer ja SmarTimer

Tagasiside jõulise harjamise kohta: Süttib lilla valgusrõngas, Kasutaja hoiatamiseks hakkab käepide vibreerima

TouchUp: Tagab harjamise 100% ulatuses

## Režiimid

Kolm intensiivsust: Kõrge, Madal, Keskmine

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks

Deep Clean+: Tagab ergutava sügavpuhastuse

Igemete tervis: Eriiline tähelepanu purihamastele

TongueCare+: Kauakestva värske hingeõhu tagamiseks

White+: Pinnalt plekkide eemaldamine

## BrushSync-režiimi ühildumine

C3 Premium Plaque Control: Ühildumine puhastusrežiimiga

G3 Premium Gum Care'i harjapea: Ühildumine režiimiga Gum Health

W3 Premium White harjapea: Ühildumine režiimiga White+

TongueCare+ keelehari: Ühildumine režiimiga TongueCare

## Nutikate anduritega tehnoloogia

Surveandur: Annab liiga tugevast harjamisest märku

Asukoha andur: Jälgib ja täiustab harjamise ulatust

Hõõrumisandur: Juhendab hõõrumise vähendamiseks

3D-suukaart: Toob probleemset piirkonnad esile

TouchUp: Harjamata kohtade esiletoomiseks

