

# PHILIPS

## sonicare

Brosse à dents électrique  
avec application

DiamondClean Smart 9400

Suivi personnalisé

Capteurs intelligents de tête de  
brosse

Reconnaissance intelligente de  
la tête

4 modes, 3 réglages d'intensité

HX9917/89



## Une hygiène bucco-dentaire totale pour une bouche plus saine

### L'assurance d'une efficacité à 100 %

La DiamondClean Smart 9400 est notre meilleure brosse à dents, pour une hygiène bucco-dentaire totale. Les quatre têtes de brosse haute performance répondent à tous vos besoins en matière d'hygiène bucco-dentaire, tandis que la technologie Smart Sensor vous fournit des informations personnalisées et vous permet de progresser.

#### **Suivi personnalisé via l'application pour se perfectionner**


- Vous encourage à repasser sur les zones négligées, pour un brossage à 100 %
- Vous alerte lorsque vous appuyez trop fort
- Prenez plus soin des zones problématiques
- Brossage guidé et indication des zones oubliées
- Vous aide à moins froter

#### **Optimisez votre brossage**

- Les têtes de brosse sélectionnent automatiquement les réglages optimaux
- Solution de charge simple et élégante, chez soi comme en déplacement
- Pour une tête de brosse offrant une efficacité optimale


# Points forts

## Ne manquez jamais une zone




L'application Philips Sonicare vous permet de savoir quand vos dents sont parfaitement brossées. Elle vous apprend à réaliser un brossage plus consciencieux et mieux réussi.

## Fonction Retouche



S'il vous arrive de négliger une zone lorsque vous brossez les dents, la fonction Retouche vous prévient. Il vous suffira ensuite de la nettoyer de nouveau, pour avoir l'assurance d'un brossage complet, à chaque fois.


## Rappels intelligents de remplacement



Les têtes de brosse s'usent au fil du temps et éliminent alors la plaque dentaire moins efficacement. Avec la reconnaissance intelligente de la tête de brosse, vous saurez toujours quand remplacer votre tête de brosse. Votre brosse à dents enregistre vos durées de brossage et la pression exercée, puis vous alerte lorsqu'il est temps de remplacer la tête. Vous pouvez également contrôler la durée de vie de vos têtes de


brosse dans l'application Philips Sonicare, et même en commander de nouvelles, pour ne jamais être pris de court.

## Zones à surveiller et définition d'objectifs



Votre dentiste vous a peut-être indiqué des zones problématiques ? Nous les mettrons en surbrillance sur la carte dentaire 3D de l'application, et nous vous rappellerons d'y faire plus attention.

## Trop de pression ?



Vous n'avez peut-être pas conscience de vous broser les dents trop fort, mais heureusement, votre DiamondClean Smart veille. En cas de pression excessive, l'anneau lumineux au bout du manche clignote pour vous rappeler de moins appuyer et de laisser la tête de brosse faire le travail. 7 personnes sur 10 ont trouvé que cette fonction les avait aidés à mieux se broser les dents.


## Simplicité



Laissez la brosse à dents électrique faire le travail. Nous avons intégré un capteur de mouvements dans le manche qui vous


rappelle de moins froter. Il vous permet d'améliorer votre technique, pour un brossage plus doux et plus efficace.

## Sélection des modes via BrushSync™



Vous vous posez des questions sur le mode et l'intensité à utiliser ? Ce temps est révolu. Une puce placée dans votre tête de brosse communique ses caractéristiques à votre DiamondClean Smart. Par exemple, si vous clipsez une tête de brosse Gum Care, votre brosse à dents sélectionnera le mode et l'intensité les plus adaptés pour vous procurer un soin des gencives doux et efficace. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton marche/arrêt.

## Un design prenant en compte la facilité de rangement



Une simple charge permet deux semaines d'utilisation régulière, mais si le niveau de la batterie devient trop faible pendant que vous êtes en déplacement, votre coffret de voyage USB Premium fait également office de chargeur. Placez votre brosse à dents dans le coffret et connectez ce dernier à votre ordinateur portable ou branchez-le sur une prise secteur. À domicile, placez simplement votre brosse à dents dans notre élégant verre de charge. Il s'intègre parfaitement dans le décor de votre salle de bain et vous sert de verre à dents.

# Caractéristiques

## Design et finition

Couleur: Noire

## Connectivité

Technologie sans fil Bluetooth®: Application de brossage connectée

## Alimentation

Tension: 110-220 V

## Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 14 jours\*\*\*

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

## Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

## Compatibilité

Compatibilité Android: Système d'exploitation Android version 8.0 ou ultérieure

Compatibilité iOS: iPhone doté d'iOS 13.0 ou version ultérieure

## Facile d'utilisation

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

Poignée: Design ergonomique ultracompact

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Reconnaissance de la tête de brosse: Se synchronise avec le mode optimal

Indicateur de remplacement: Pour garantir des résultats optimaux, Le symbole de rappel s'allume

## Accessoires inclus

Têtes de brosse: 1 tête de brosse haut de gamme tout-en-un, 1 G3 Premium Gum Care

Housse de voyage: Coffret de voyage avec charge USB

Poignée: 1 DiamondClean Smart

Verre de charge: 1

## Performances de brossage

Performances: Élimine jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire\*

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Minuteur: BrushPacer et SmarTimer

Indicateur de pression: Anneau lumineux violet, Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Retouche: Garantit un brossage à 100 %

## Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

3 réglages d'intensité: Faible, Moyen, Fort

Deep Clean+: Pour un nettoyage en profondeur

Gum Health: Pour un brossage doux et efficace des gencives

White+: Pour éliminer les taches de surface

## Sélection des modes BrushSync

Tête de brosse G3 Premium Gum Care:

Sélection du mode Gum Health

Premium tout-en-un: Couplage avec le mode Clean

## Technologie de capteur intelligent

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

Capteur de position: Surveillance et améliore l'étendue du brossage

Capteur de mouvements: Vous aide à moins frotter

Carte dentaire 3D: Met les zones problématiques en surbrillance

Retouche: Pour brosser les zones négligées

## Prise en charge logicielle

Mises à jour logicielles: Philips offre des mises à jour de logiciels pendant une période de deux ans après la date d'achat.



\* Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

\*\* Par rapport au modèle DiamondClean

\*\*\* Sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard