



Philips Sonicare W2  
Optimal White  
Насадки Philips Sonicare  
для осветления зубной  
эмали  
**4 шт. в упаковке**  
Стандартный размер  
Сменные  
Функция подключения  
BrushSync

**HX6064/12**



На 100 % более белые зубы всего за одну неделю\*

Эффективное очищение: удаление налета и осветление зубов

Насадка для зубной щетки W2 Optimal White обеспечивает не просто тщательную чистку — она устраняет налет и гарантирует ослепительную белоснежную улыбку. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов между процедурами профессионального отбеливания

**Инновационная технология**

- Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки\*\*
- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

**Разработана для достижения наилучшего результата**

- Протестировано для эффективного ухода за полостью рта
- Сменная насадка для простой и быстрой замены
- Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

**Для идеальной белизны зубов**

- Щетинки ромбовидной формы возвращают естественную белизну зубов всего за 1 неделю

**Для исключительной заботы о зубах и деснах**

- Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

**PHILIPS**  
**sonicare**


## Особенности

### Попрощайтесь с зубным налетом



Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.

### Белоснежная улыбка — еще быстрее



Благодаря специальной области, состоящей из густых щетинок ромбовидной формы, насадка W2 Optimal White удаляет с поверхности эмали потемнения, причиной которых являются еда и напитки. Результат не останется незаметным — насадка может подарить на 100 % более белоснежную улыбку\* всего за 7 дней.

### Функция подключения BrushSync™



Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество


чистки\*\*. Чистящая насадка Philips Sonicare W2 Optimal White синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™\*\* для выбора оптимального режима и интенсивности, обеспечивая эффективное осветление зубов. Вам потребуется просто начать чистку.

### Замена чистящих насадок



Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

### Полная уверенность в зубной щетке



Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный

уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

### Технология Philips Sonicare



Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

### Простая установка



Насадка W2 Optimal White подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare, кроме Philips One и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

# Характеристики

## Дизайн и отделка

- Цвет: Белый

## Дизайн и отделка

- Жесткость щетинок: Средняя
- Индикаторные щетинки: Синие индикаторные щетинки выцветают
- Размер: Стандартный

## Совместимость

- Система чистящих насадок: Сменные
- Функция подключения BrushSync
- Подходит для этих моделей: 2 Series борется с налетом, 2 Series Plaque Defense, 3 Series для более здоровых десен, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum

Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

## В комплекте

- Насадки: W2 Optimal White, 4 шт.

## Качество и эффективность

- Замена: Каждые 3 месяца
- Протестировано: для оптимального использования

## Польза для здоровья

- Удаление налета: Удаляет в 7 раз больше налета\*
- Здоровье десен: Улучшает состояние десен
- Осветление: Более белые зубы всего через одну неделю



Дата выпуска 2021-12-24

Версия: 2.0.2

EAN: 08 71010 38503 80

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой  
\*\* Функция подключения BrushSync™ доступна только для щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™