

PHILIPS

sonicare

ソニックケア ダイヤモンドクリーン
ディープクリーン エディション

DiamondClean

5つのモード

ブラシヘッド3本付属

充電器用グラス

ディープクリーンモード搭載



HX9355/45



歯垢除去力最大10倍*、約1週間で自然な白い歯へ** 優れたステイン除去効果を誇るフィリップスソニックケア充電式 電動歯ブラシ

優れた歯垢除去力とステイン除去を誇る、エレガントなデザインのダイヤモンドクリーン ディープクリーン エディション

お口の健康を推進

- 自然な白い歯へ
- ディープクリーン、センシティブなど、5つのモードから選べる
- 口腔衛生のニーズにやさしく安全に応えます
- フィリップス ソニックケアの最先端の音波水流

使いやすさ重視の設計

- ソニックケアに慣れていただくためのイージースタート機能
- タイマーで2分のブラッシング時間をお知らせ

An easy addition to your oral care routine

- ヘッドを取り換えるだけで歯ブラシが舌磨きブラシに早変わり

優れた洗浄能力

- 歯垢を掻き出すディープクリーンモード
- 歯垢をしっかり除去


特長

自然な白い歯へ




歯の表面のステインを除去し、白い歯で輝く笑顔を手にするには、プレミアムホワイトブラシヘッドを取り付けましょう。密集した中央のステイン除去ブラシが、ステインを落として自然な白い歯に導きます。

歯垢をしっかりと除去



ゴム素材の柔軟な形状により、届きにくい部分の歯垢も最大10倍除去*。歯と歯ぐきの間に沿ってしっかりと磨けます。

5つのモード



クリーンモード（歯をキレイに）、ホワイトモード（自然な白さへ）、センシティブモード（歯と歯ぐきにやさしい）、ガムケアモード（歯ぐきをケア）、ディープクリーンモード（歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す）の5つのモードがさまざまなブラッシングのニーズに対応します。

歯垢を掻き出すディープクリーンモード



磨き残しやすい箇所、トラブルがある箇所がある方に最適なモード。洗浄する動きと心地よく刺激する動きが交互に作動。爽快なお口の洗浄を体験できます。歯ぐきをやさしくケアしながら、歯周病や歯肉炎の原因となる歯垢（プラーク）がたまりやすい箇所を効果的に磨き上げます。

簡単にはめ込みできるブラシヘッド




舌磨きブラシは、フィリップスソニックアーハンドルに差し込んで使用できます。使いやすく、交換して清潔に保てるため、舌の洗浄を毎日のお口のケア習慣に簡単に取り入れることができます。

タイマーで2分のブラッシング時間をお知らせ



約2分間で歯をしっかりと磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏4箇所を均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマー機能は、専門家が推奨する2分間のブラッシング時間をお知らせします。

ソニックアーに慣れていただくためのイージースタート機能



フィリップスソニックアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから14回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

安心してブラッシング



ダイヤモンドクリーンならさまざまなニーズに合わせて安全にブラッシングできます。音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニア）にも適しており、歯周病の毎日のケアにも使用できます。

音波水流



フィリップスソニックアーの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。

仕様

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 約3週間*

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池

デザインと仕上げ

色: ブラック

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ディスプレイ: 照明付きディスプレイ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン

内容・付属品

ハンドル: ダイヤモンドクリーン1本

ブラシヘッド: プレミアムクリーン1本, 舌磨きブラシヘッド1本, ホワイトプラス (レギュラー) 1本

充電器用グラス: 1個

洗浄性能

ブラシ振動数: 約31,000 ブラシストローク/分

健康上の利点: 歯垢を除去

性能: 歯垢を除去

タイマー: カドベーターとスマートタイマー

ステイン除去効果: 自然な白い歯に

モード

クリーン: 歯をキレイに

ホワイト: 自然な白さへ

ディープクリーン: 歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す

ガムケア: 歯ぐきをケア

センシティブ: 歯と歯ぐきにやさしい

