



Philips Sonicare  
AirFloss Ultra - Microjet  
interdentaire

avec brosse à dents  
DiamondClean

1 canule  
1 tête de brosse  
Coffret de voyage USB



HX8492/04

## Des gencives plus saines en 2 semaines

Conçu pour les personnes qui n'utilisent pas régulièrement de fil dentaire

Destiné aux personnes ne procédant pas à un nettoyage régulier des espaces interdentaires, AirFloss Ultra\*\*\*\* est simple et efficace. Vous pouvez utiliser AirFloss Ultra avec du bain de bouche ou de l'eau. Des études ont prouvé qu'il était aussi bénéfique que du fil dentaire pour la santé des gencives.\*\*

### Améliore la santé bucco-dentaire

- Des études cliniques ont prouvé une efficacité équivalente au fil dentaire pour la santé des gencives.\*\*
- Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire\*\*\*
- Aide à réduire les caries dans les espaces interdentaires

### Assure un nettoyage optimal

- Le mode Deep Clean nettoie les zones problématiques

### Technologie avancée

- Canule haute performance
- Technologie qui allie air et micro-gouttelettes
- Réglages personnalisables triple jet


### Nettoie simplement et efficacement les espaces interdentaires

- L'assurance quotidienne d'une bouche fraîche et propre
- Nettoie en 60 secondes seulement : visez, appuyez, nettoyez

**PHILIPS**  
**sonicare**


## Points forts

### Des gencives plus saines



Il est cliniquement prouvé que l'AirFloss Ultra de Philips Sonicare améliore la santé des gencives autant que le fil dentaire.\*\* Des gencives plus saines en seulement deux semaines.

### Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire




AirFloss Ultra élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées.\*\*

### Aide à réduire les caries




En éliminant en douceur la plaque dentaire oubliée lors du brossage, AirFloss Ultra de Philips Sonicare aide à prévenir la formation de caries entre les espaces interdentaires.

### Technologie de micro-gouttelettes



Nos résultats cliniquement prouvés ont été rendus possibles grâce à notre technologie exclusive associant de l'air à du bain de bouche ou à de l'eau pour nettoyer efficacement mais en douceur les espaces interdentaires et le sillon gingival.

### Prenez facilement de bonnes habitudes




Le nettoyage interdentaire est très important pour la santé bucco-dentaire. Facile à utiliser, l'appareil AirFloss Ultra permet de prendre de bonnes habitudes.

### Canule haute performance



La nouvelle canule haute performance AirFloss Ultra amplifie la puissance de notre technologie qui allie air et micro-gouttelettes, pour une efficacité inégalée.

### Personnalisation triple jet




Personnalisez le puissant jet de votre AirFloss Ultra selon vos préférences, en optant pour des jets simples, doubles ou triples à chaque fois que vous appuyez sur le bouton d'activation.

### Nettoie en 60 secondes seulement



Avec AirFloss Ultra, vous nettoyez la totalité de votre bouche en moins de 60 secondes par jour. Il vous suffit de sélectionner la fréquence du jet (simple, double ou triple). Maintenez le bouton d'activation enfoncé pour des jets continus automatiques, ou appuyez ponctuellement sur ce bouton pour le mode de jet manuel.

### Une bouche fraîche et propre avec du bain de bouche



Versez du bain de bouche ou de l'eau dans le réservoir du manche, positionnez la pointe de guidage, et appuyez sur le bouton. Utilisez du bain de bouche pour une fraîcheur ultime associée à une action anti-microbienne.

# Caractéristiques

## Alimentation

- Tension: Chargeur multitenion

## Spécificités techniques

- Batterie: Rechargeable
- Type de batterie: Lithium ION
- Temps de charge: Charge complète en 24 heures

## Design et finition

- Couleur: Rose doré, Blanche

## Entretien

- Garantie: Garantie 2 ans

## Facile d'utilisation

- Indicateur d'autonomie: LED sur le manche indiquant le niveau de charge
- Manche: Design ergonomique ultracompact
- Fixation de la canule: Se clipse et se déclipse facilement
- Autonomie de la batterie: 1 à 3 semaines\*\*\*\*

## Accessoires inclus

- Manche: 1 DiamondClean

- Têtes de brosse: 1 Premium Plaque Defense C3
- Housse de voyage: Coffret de voyage avec charge USB, 1 câble USB
- Chargeur: 1
- Chargeur: 1
- Manche AirFloss Ultra: 1
- Canule AirFloss Ultra: 1

## Performances de brossage

- Bénéfices santé: Nettoie entièrement la bouche en 60 secondes, Des gencives plus saines en 2 semaines\*
- Performances: Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire\*\*
- Résultats cliniquement prouvés: Aussi efficace que le fil dentaire, pour des gencives plus saines, pour une réduction de la plaque dentaire, pour réduire le saignement des gencives
- Réglages personnalisables: Auto-burst ou jet manuel, Jet simple/double/triple\*\*\*
- Pour des résultats optimaux: Remplacer la canule tous les 6 mois
- Efficacité blancheur: Effet blancheur 2 fois plus efficace\*



Date de publication  
2023-12-19

Version: 3.0.2

EAN: 87 10103 89954 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Satisfait ou remboursé

\*\* Lorsqu'il est utilisé avec une brosse à dents manuelle et du bain de bouche antibactérien chez les patients souffrant d'une gingivite légère à modérée. AirFloss est conçu pour aider les personnes qui ne procèdent pas régulièrement à un nettoyage interdentaire à acquérir de bonnes habitudes quotidiennes. Reportez-vous à la FAQ dans l'onglet Assistance pour de plus amples informations.

\*\*\* Au niveau des zones prises en charge. Étude réalisée en laboratoire ; les résultats observés en milieu buccal peuvent être différents.

\*\*\*\* Les marques AirFloss Ultra et Pro recouvrent un même produit pouvant être nommé de différentes manières selon le pays et le canal de distribution.

\*\*\*\*\* Selon le réglage du jet