



Philips Sonicare AirFloss
Antgaliai tarpdantėms

su 2 antgaliais

HX8012/07

Nenaudojate siūlo? Naudokite „AirFloss“.

Pašalina apnašas, kurių nepasiekiate valydami šepetėliu.

Tiems, kurie nenaudoja siūlo reguliariai, „AirFloss“ yra lengvas būdas išvalyti tarpdančius. „AirFloss“ gali būti naudojamas su burnos skalavimo skysčiu arba vandeniu; su unikalia oro ir mikrolašelių technologija pašalinsite apnašas sunkiai pasiekiamose vietose.

Easy to use

- Oro ir mikrolašelių technologija
- Kreipiamuoju galiuku pasieksite reikiamą vietą
- Antgaliu lengvai išvalysite sunkiai pasiekiamas vietas

Helps build a healthy habit

- Lengvas būdas geriau išvalyti tarpdantes

PHILIPS
sonicare

Specifikacijos

Lengva naudoti

- Antgalio priedas: Lengva uždėti ir nuimti

Pridėti priedai


- „AirFloss“ antgalis: 2

Valymo veiksmingumas

- Antgaliai: Norėdami geriausio rezultato, keiskite kas 6 mėn.

Ypatybės

Lengva pradėti



Interproksimalinis valymas labai svarbus visos burnos sveikatai. Naudodami „AirFloss“ lengvai išvalysite giliose tarpdantėse esančias sritis ir išsiugdysite sveiką įprotį. 96 % žmonių, nenuosekliai naudojusių tarpdančių siūlą, po trijų mėnesių „AirFloss“ naudojimo ir toliau juo valėsi tarpdantes keturis ar daugiau kartų per savaitę.

Oro ir mikrolašelių technolog.



Oro ir mikrolašelių technologija

Kreipiamasis galiukas



Naudodami ploną, kampu pakreiptą antgalį ir kreipiamąjį galiuką lengvai pasieksite reikiamą vietą. Tiesiog slinkite danties paviršiumi šalia dantenų linijos, kol galiukas įsispraus į griovelį tarp dantų.

Plonas, kampu pakreiptas antgalis

Plonu, kampu pakreiptu antgaliu lengvai išvalysite sunkiai pasiekiamas vietas.



Išleidimo data 2021-12-23

Versija: 2.0.1

© 2021 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* nei valant vien tik įprastu šepetėliu