

# PHILIPS

## sonicare

Brosse à dents électrique -  
modèle d'essai

FlexCare Platinum

3 modes et 3 intensités

2 têtes de brosse

Avec capteur de pression



HX9142/31



## Les techniques varient, mais pas les résultats

Notre première brosse avec technologie Adaptive Cleaning

Deux éléments sont au cœur de cette technologie : la brosse AdaptiveClean et un capteur intuitif de pression. Ils permettent à vos patients de se brosser les dents plus judicieusement.

### Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Quadpacer
- Smartimer
- Assainisseur UV

### Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Tête de brosse InterCare

### Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste

- Capteur de pression

### Assure un nettoyage optimal

- Tête de brosse AdaptiveClean
- Technologie brevetée Philips Sonicare
- Brossages sur mesure

### Permet un brossage personnalisé

- Nouveau mode Deep Clean pour les zones difficiles

# Points forts

## Technologie Sonique



Pousse les fluides entre les dents et le long des gencives, pour un nettoyage impeccable tout en douceur.

## Mode Deep Clean



Notre nouveau mode Deep Clean offre un brossage exceptionnel dans les zones difficiles d'accès. Le mouvement unique de la tête de brosse dans ce mode associé à une longue durée de brossage de 3 minutes font de ce mode le choix idéal si vous souhaitez porter une attention particulière aux zones difficiles.

## Tête de brosse AdaptiveClean



Grâce aux côtés doux et souples en caoutchouc, les brins épousent la forme particulière des dents et des gencives du patient, afin d'obtenir jusqu'à 4 fois plus de surface de contact.\* La tête de brosse souple permet aux brins de nettoyer en douceur le sillon gingival en absorbant toute pression excessive. Le mouvement de balayage amélioré apporte une sensation unique en bouche, tout en offrant un nettoyage exceptionnel le long des gencives ainsi que dans les zones difficiles d'accès.\* Élimination


prouvée de 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle dans les zones difficiles d'accès.\*

## Tête de brosse InterCare




Les brins extra-long à haute densité pénètrent plus loin dans les espaces interdentaires pour éliminer plus de plaque dentaire interproximale.\* Idéal pour les patients souffrant de saignements au niveau des gencives ou à plus grand risque d'inflammation des gencives.

## Capteur de pression



Si le patient exerce une pression trop importante, le manche vibre doucement pour le prévenir et l'encourager à améliorer sa technique. Une étude aux États-Unis a démontré que 7 brosses « agressives » sur 10 réussissaient à réduire leur pression de brossage grâce au capteur de pression.

## Brossages sur mesure



Trois réglages d'intensité et trois modes de nettoyage offrent des performances et un confort optimaux, pour un brossage plus personnalisé, favorisant l'observance. Le mode


Deep Clean de trois minutes permet d'obtenir une propreté exceptionnelle dans les zones difficiles d'accès. C'est le mode idéal pour les patients devant porter une attention particulière à certaines zones difficiles.

## Assainisseur UV



Élimine jusqu'à 99 % des bactéries et virus.\* Disponible en tant qu'accessoire dans une des références.

## Quadpacer



Le minuteur d'intervalles de 30 secondes favorise un brossage minutieux de chaque quadrant de votre bouche.

## Smartimer



Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée par les dentistes.

# Caractéristiques

## Design et finition

Couleur: Gris platinum

## Alimentation

Tension: 110-220 V

## Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 3 semaines\*\*

Type de batterie: Lithium ION

## Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

## Facile d'utilisation

Afficheur: Écran lumineux

Poignée: Design ergonomique ultracompact

Système de tête de brosse: Têtes de brosse

faciles à clipser

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

Autonomie de brosse: Jusqu'à 3 semaines\*\*\*

## Accessoires inclus

Manches: 1 FlexCare Platinum

Chargeur: 1

Têtes de brosse: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare standard

Housse de voyage: 1

## Performances de brosse

Performances: Élimine jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire\*

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brosse par minute

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en

seulement deux semaines

Capteur de pression: Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Efficacité blancheur: Aide à éliminer naturellement les taches

Minuteur: Quadpacer et SmartTimer

## Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

3 réglages d'intensité: Fort, Faible, Moyen

Deep Clean: Pour un nettoyage en profondeur revigorant

Blanche: Élimine les taches à la surface des dents

