

Philips Sonicare
AirFloss Ultra - Microjet
interdentaire

2 canules

237 ml de bain de bouche



HX8472/11

Des gencives plus saines en 2 semaines

Conçu pour les personnes qui n'utilisent pas régulièrement de fil dentaire

Destiné aux personnes ne procédant pas à un nettoyage régulier des espaces interdentaires, AirFloss Ultra**** est simple et efficace. Vous pouvez utiliser AirFloss Ultra avec du bain de bouche ou de l'eau. Des études ont prouvé qu'il était aussi bénéfique que du fil dentaire pour la santé des gencives.**

Améliore la santé bucco-dentaire

- Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire***
- Aide à réduire les caries dans les espaces interdentaires
- Des études cliniques ont prouvé une efficacité équivalente au fil dentaire pour la santé des gencives.**

Technologie avancée

- Technologie qui allie air et micro-gouttelettes
- Canule haute performance
- Réglages personnalisables triple jet

Nettoie simplement et efficacement les espaces interdentaires

- Nettoie en 60 secondes seulement : visez, appuyez, nettoyez
- L'assurance quotidienne d'une bouche fraîche et propre
- Pour prendre facilement de bonnes habitudes

PHILIPS
sonicare


Points forts

Des gencives plus saines



Il est cliniquement prouvé que la canule AirFloss Ultra de Philips Sonicare améliore la santé des gencives autant que le fil dentaire.** Des gencives plus saines en seulement deux semaines.

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire




AirFloss Ultra élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées.***

Aide à réduire les caries



En éliminant en douceur la plaque dentaire oubliée lors du brossage, AirFloss Ultra de Philips Sonicare aide à prévenir la formation de caries entre les espaces interdentaires.

Technologie de micro-gouttelettes



Nos résultats cliniquement prouvés ont été rendus possibles grâce à notre technologie exclusive associant de l'air à du bain de bouche ou à de l'eau pour nettoyer efficacement mais en douceur les espaces interdentaires et le sillon gingival.

Canule haute performance



La nouvelle canule haute performance AirFloss Ultra amplifie la puissance de notre technologie qui allie air et micro-gouttelettes, pour une efficacité inégalée.

Nettoie en 60 secondes seulement



Avec AirFloss Ultra, vous nettoyez la totalité de votre bouche en moins de 60 secondes par jour. Il vous suffit de sélectionner la fréquence du jet (simple, double ou triple). Maintenez le bouton d'activation enfoncé pour des jets continus automatiques, ou appuyez


ponctuellement sur ce bouton pour le mode de jet manuel.

Une bouche fraîche et propre avec du bain de bouche




Versez du bain de bouche ou de l'eau dans le réservoir du manche, positionnez la pointe de guidage, et appuyez sur le bouton. Utilisez du bain de bouche pour une fraîcheur ultime associée à une action anti-microbienne.

Prenez facilement de bonnes habitudes



Le nettoyage interdentaire est très important pour la santé bucco-dentaire. Facile à utiliser, l'appareil AirFloss Ultra permet de prendre de bonnes habitudes.

Personnalisation triple jet



Personnalisez le puissant jet de votre AirFloss Ultra selon vos préférences, en optant pour des jets simples, doubles ou triples à chaque fois que vous appuyez sur le bouton d'activation.

Caractéristiques

Alimentation

- Tension: Chargeur multitension

Spécificités techniques

- Batterie: Rechargeable
- Type de batterie: Lithium ION
- Temps de charge: Charge complète en 24 heures

Design et finition

- Couleur: Blanc avec des touches de gris

Entretien

- Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

- Manche: Design ergonomique ultracompact
- Indicateur d'autonomie: LED sur le manche indiquant le niveau de charge
- Autonomie de la batterie: 1 à 3 semaines****
- Fixation de la canule: Se clipse et se déclipse facilement

Accessoires inclus

- Chargeur: 1
- Bain de bouche: BreathRx 237 ml

- Manche AirFloss Ultra: 1
- Canule AirFloss Ultra: 2

Performances de brossage

- Bénéfices santé: Nettoie entièrement la bouche en 60 secondes, Des gencives plus saines en 2 semaines*
- Performances: Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire**
- Résultats cliniquement prouvés: Aussi efficace que le fil dentaire, pour des gencives plus saines, pour réduire le saignement des gencives, pour une réduction de la plaque dentaire
- Réglages personnalisables: Auto-burst ou jet manuel, Jet simple/double/triple***
- Pour des résultats optimaux: Remplacer la canule tous les 6 mois

Ingrédients

- Ingrédients du bain de bouche: Eau, sorbitol, Propylène glycol, PEG-40, Huile de ricin hydrogénée, Xylitol, poloxamère 407, arôme, Gluconate de zinc, Cocamidopropyl bétaine, Chlorure de cétylpyridinium, Saccharine de sodium, acide citrique, limonène, BHT, CI42090



Date de publication
2023-12-19

Version: 2.0.1

EAN: 87 10103 81707 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Satisfait ou remboursé

** Lorsqu'il est utilisé avec une brosse à dents manuelle et du bain de bouche antibactérien chez les patients souffrant d'une gingivite légère à modérée. AirFloss est conçu pour aider les personnes qui ne procèdent pas régulièrement à un nettoyage interdentaire à acquérir de bonnes habitudes quotidiennes. Reportez-vous à la FAQ dans l'onglet Assistance pour de plus amples informations.

*** Au niveau des zones prises en charge. Étude réalisée en laboratoire ; les résultats observés en milieu buccal peuvent être différents.

**** Selon le réglage du jet

**** Les marques AirFloss Ultra et Pro recouvrent un même produit pouvant être nommé de différentes manières selon le pays et le canal de distribution.