

Philips Sonicare AirFloss
Pokrywa zbiornika
urządzenia AirFloss



CRP122/01

Przechowywanie płynu

Użyj tej pokrywy zbiornika, aby zapobiec wyciekaniu płynu z urządzenia AirFloss.

PHILIPS
sonicare

Dane techniczne



Data wydania 2021-12-24

Wersja: 2.0.1

EAN: 08 71010 37881 02

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com