

PHILIPS

sonicare

ソニックケア ダイヤモンドクリーン
スマート プロフェSSIONAL

DiamondClean Smart

最適なオーラルケアをリアルタイム
でガイド

ブラシヘッド交換時期お知らせ機
能

ブラシヘッド認識機能

5つのモード、3段階の強さ設定



HX9945/07

ソニックケア史上最高*のブラッシング体験をあなたに！

より優れたブラッシング体験を実現

ダイヤモンドクリーン スマートは、理想的なオーラルケアを実現する高性能電動歯ブラシです。4種類の高性能ブラシヘッドがお口の健康をサポートします。／歯科医院で販売中

オーラルケアニーズに優れた効果を発揮

- 歯垢をしっかり除去
- 歯ぐきをケア
- 自然な白い歯へ
- 舌磨きブラシヘッド

スマートセンサーテクノロジーが各自に合ったアドバイスを提供

- 磨き方をサポート
- 過圧防止センサー機能
- ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ
- 仕上げ磨き機能
- 問題がある箇所に注目、目標を設定

直感的なブラッシング体験

- ブラシヘッド認識機能
- 5つのモード、3段階の強さ設定
- ブラシヘッド交換お知らせ機能

特長

歯垢をしっかり除去



高い歯垢除去力を体験するには、プレミアムクリーンブラシヘッドを取り付けましょう。ゴム製の柔軟な側部が歯と歯ぐきにフィットし、歯に触れる表面積が最大4倍**に。届きにくい部分の歯垢も最大10倍***除去することができます。

歯ぐきをケア



歯ぐきの健康を推進するには、プレミアムガムケアブラシヘッドを取り付けましょう。丸いカットで歯列にフィットし歯ぐきに優しく、やわらかな毛先で歯肉縁上の歯垢を除去します。

自然な白い歯へ




歯の表面のステインを除去し、白い歯で輝く笑顔を手に入れるには、プレミアムホワイトブラシヘッドを取り付けましょう。密集した中央のステイン除去ブラシが、ステインを落として自然な白い歯に導きます。

舌磨きブラシヘッド



200個以上のミクロの凹凸が舌の汚れをやさしく除去し、口臭をケアします。

問題がある箇所に注目、目標を設定



アプリの3D口腔マップにその箇所を示して、特に注意すべき箇所をお知らせすることができます。

磨き方をサポート



位置センサーを使用すれば、磨いた部分と磨いていない部分をいつでも確認できます。Philips Sonicare アプリで歯磨きをリアルタイムに追跡することで、隅々までしっかり磨けたことを確認するだけでなく、さらにガイドに従いしっかり歯を磨くことができます。

ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ



ブラッシングはハンドルに任せてしまいましょう。ハンドル内蔵の動作センサーが、ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせします。上手に磨いて、効果的なブラッシングを。

ブラシヘッド認識機能



ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さはお好みで変更可能）

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）。

特長

5つのモード、3段階の強さ設定



ダイヤモンドクリーンスマートは5つのブラッシングモードを搭載。クリーン（基本のブラッシングモード）、ホワイトプラス（ステインを落とし磨き上げる）、ガムヘルス（歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を）、ディープクリーンプラス（心地よい振動で歯垢をしっかり除去）、舌磨き（きれいな息が長続き）の5つのモードが、さま


ざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の3段階からお選びいただけます。

過圧防止センサー機能



歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ライトリングが紫色に点滅したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。

仕上げ磨き機能



磨き残しがあれば、アプリの仕上げ磨き機能が教えてくれます。すべて磨いたあと、もう一度磨き残しを確認できます。

仕様

コネクティビティ

Bluetooth*: Philips Sonicare アプリに接続

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

仕様

使用時間: 14 日間*****

バッテリー: 充電式

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池

デザインと仕上げ

色: ホワイト

サービス

本体保証: 2年間保証

互換性

Android**: Android4.4.2以上 (Bluetooth4.0以降搭載機種) *iPad Pro等一部の機種では正常に動作しない場合があります。 (Bluetooth 4.0以降搭載機種)

iOS***: iOS 9.3 以上, (iPhone 6 以降), iOS 9.3 以上 (iPhone6 以降)

使いやすさ

ディスプレイ: 照明付きディスプレイ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ブラシヘッド自動認識: ○ *RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合

交換お知らせ機能: ○ *RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合, リマインダーアイコンの点灯

内容・付属品

ハンドル: ダイヤモンドクリーン スマート 1本

ブラシヘッド: C3 プレミアムクリーン 1本, G3 プレミアムガムケア 1本, W3 プレミアムホワイト 1本, 舌磨きブラシヘッド 1本

充電器: 1

洗浄性能

性能: 歯垢を除去

健康上の利点: 歯垢を除去

ステイン除去効果: 自然な白い歯に

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

タイマー: ブラシペーサーとスマートタイマー

過圧防止センサー機能: 紫色のライトリングが点灯, ハンドルが振動してお知らせ

仕上げ磨き: ○

モード

クリーン: 歯をキレイに

3段階の強さ設定: 強, 中, 弱

ディープクリーンプラス: 歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す

ガムヘルス: 歯垢を落とし, 歯ぐきにやさしい刺激を

舌磨き: きれいな息が長続き

ホワイトプラス: ステインを落とし磨き上げる

ブラシヘッド認識機能

プレミアムクリーン: クリーンモードを自動選択

プレミアムガムケアブラシヘッド: ガムヘルスマードを自動選択

プレミアムホワイトブラシヘッド: ホワイトプラスモードを自動選択

舌磨きブラシヘッド: クリーンモードを自動選択

スマートセンサーテクノロジー

過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ

位置センサー: ブラシヘッドの位置を追跡して改善

摩擦センサー: 摩擦を減らすように指導

3D 口腔マップ: 問題の箇所をハイライト

仕上げ磨き: 磨き残しに対処

* モード数等主要機能の総合力を弊社他製品と比較

** ホワイトプラスブラシヘッドと比べた場合

*** プレミアムクリーンブラシヘッド使用時/手磨きと比べ/Milleman J, Milleman K, Argosino K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014

**** Bluetooth* のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Koninklijke Philips N.V.またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します。

***** クリーンモードで2分間のブラッシングを1日2回

** ダイヤモンドクリーンと比較した場合

