

PHILIPS

sonicare

ソニックケア ダイヤモンドクリーン
スマート プロフェッショナル

DiamondClean Smart

最適なオーラルケアをリアルタイムで
ガイド

ブラシヘッド交換時期お知らせ機能

ブラシヘッド認識機能

5つのモード、3段階の強さ設定



HX9945/07

ソニックケアー史上最高*のブラッシング体験をあなたに！

より優れたブラッシング体験を実現

ダイヤモンドクリーン スマートは、理想的なオーラルケアを実現する高性能電動歯ブラシです。4種類の高性能ブラシヘッドがお口の健康をサポートします。／歯科医院で販売中

オーラルケアニーズに優れた効果を発揮

- ・ 歯垢をしっかり除去
- ・ 歯ぐきをケア
- ・ 自然な白い歯へ
- ・ 舌磨きブラシヘッド

スマートセンサーテクノロジーが各自に合ったアドバイスを提供

- ・ 磨き方をサポート
- ・ 過圧防止センサー機能
- ・ ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ
- ・ 仕上げ磨き機能
- ・ 問題がある箇所に注目、目標を設定

直感的なブラッシング体験

- ・ ブラシヘッド認識機能
- ・ 5つのモード、3段階の強さ設定
- ・ ブラシヘッド交換お知らせ機能


特長

歯垢をしっかり除去



高い歯垢除去力を体験するには、プレミアムクリーンブラシヘッドを取り付けましょう。ゴム製の柔軟な側部が歯と歯ぐきにフィットし、歯に触れる表面積が最大4倍**に。届きにくい部分の歯垢も最大10倍***除去することができます。

歯ぐきをケア



歯ぐきの健康を推進するには、プレミアムガムケアブラシヘッドを取り付けましょう。丸いカットで歯列にフィットし歯ぐきに優しく、やわらかな毛先で歯肉縁上の歯垢を除去します。

自然な白い歯へ




歯の表面のステインを除去し、白い歯で輝く笑顔を手に入れるには、プレミアムホワイトブラシヘッドを取り付けましょう。密集した中央のステイン除去ブラシが、ステインを落として自然な白い歯に導きます。

舌磨きブラシヘッド




200個以上のマイクロの凹凸が舌の汚れをやさしく除去し、口臭をケアします。

問題がある箇所注目、目標を設定



アプリの3D口腔マップにその箇所を示して、特に注意すべき箇所をお知らせすることができます。

磨き方をサポート




位置センサーを使用すれば、磨いた部分と磨いていない部分をいつでも確認できます。Philips Sonicare アプリで歯磨きをリアルタイムに追跡することで、隅々までしっかり磨けたことを確認するだけでなく、さらにガイドに従いしっかり歯を磨くことができます。

ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ




ブラッシングはハンドルに任せてしましましょう。ハンドル内蔵の動作センサーが、ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせします。上手に磨いて、効果的なブラッシングを。

ブラシヘッド認識機能



ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さを自動で設定（モード・強さはお好みで変更可能）

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）。

仕様

デザインと仕上げ

色: ホワイト

コネクティビティ

Bluetooth®: Philips Sonicare アプリに接続

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

仕様

充電機: 充電式

使用時間: 14 日間*****

充電機の種類: リチウムイオン充電機

サービス

本体保証: 2年間保証

互換性

Android: Android4.4.2以上 (Bluetooth4.0以降搭載機種) *iPad Pro等一部の機種では正常に動作しない場合があります。 (Bluetooth 4.0 以降搭載機種)

iOS: iOS 9.3 以上, (iPhone 6 以降), iOS 9.3 以上 (iPhone6 以降)

使いやすさ

充電機表示ランプ: ランプで充電機残量を表示

ディスプレイ: 照明付きディスプレイ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン

ブラシヘッド自動認識: ○ *RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合

シェービングヘッド交換時期お知らせ機能: ○

*RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合, リマインダーアイコンの点灯

内容

ハンドル: ダイヤモンドクリーン スマート 1本

ブラシヘッド: C3 プレミアムクリーン 1本, G3 プレミアムガムケア 1本, W3 プレミアムホワイト 1本, 舌磨きブラシヘッド 1本

充電器: 1

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

健康上の利点: 歯垢を除去

性能: 歯垢を除去

タイマー: ブラシペーサーとスマートタイマー

ステイン除去効果: 自然な白い歯に

過圧に関するフィードバック: 紫色のライトリングが点灯, ハンドルが振動してお知らせ

仕上げ磨き: ○

モード

3段階の強さ設定: 強, 中, 弱

クリーン: 歯をキレイに

ディープクリーンプラス: 歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す

ガムヘルス: 歯垢を落とし, 歯ぐきにやさしい刺激を

舌磨き: きれいな息が長続き

ホワイトプラス: ステインを落とし磨き上げる

ブラシヘッド認識機能

プレミアムクリーン: クリーンモードを自動選択

G3 プレミアムガムケアブラシヘッド: ガムヘルスモードを自動選択

プレミアムホワイトブラシヘッド: ホワイトプラスモードを自動選択

舌磨きブラシヘッド: クリーンモードを自動選択

スマートセンサーテクノロジー

過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ

位置センサー: ブラシヘッドの位置を追跡して改善

摩擦センサー: 摩擦を減らすように指導

3D 口腔マップ: 問題の箇所をハイライト

仕上げ磨き: 磨き残しに対処

* モード数等主要機能の総合力を弊社他製品と比較

** ホワイトプラスブラシヘッドと比べた場合

*** プレミアムクリーンブラシヘッド使用時/手磨きと比べ / Milleman J, Milleman K, Argosino K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014

**** Bluetooth® のワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり, Koninklijke Philips N.V. またはその関連会社は, これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します。

***** クリーンモードで2分間のブラッシングを1日2回

** ダイヤモンドクリーンと比較した場合

株式会社フィリップス・ジャパン

© 2022 Philips Japan, Ltd.

All rights reserved.

仕様は, 事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は, Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社の商標または登録商標です。



Philips Japan, Ltd.

発行日 2022 - 08 - 25

バージョン: 2.0.8

EAN: 08 71010 38903 17

www.philips.com