

PHILIPS

sonicare

エキスパートクリーン

ExpertClean 7300

エキスパートレベルの歯磨きを

過圧防止センサー

ブラシヘッド認識機能

4つのモード、3段階の強さ設定



HX9692/03



エキスパートレベルの歯磨きを まるでプロフェッショナルのようなケアをあなたに

フィリップス ソニックアークのエキスパートクリーンは、やさしく、かつしっかりと歯垢を除去します。ハンドルとアプリが連動してブラッシングの状態を記録します。そしてプログレスレポートが配信され、今後の歯磨き改善についてお知らせします。次回の歯の定期健診まで、歯磨きの状態を自分でしっかり管理できます。

お口の健康を推進

- 歯に触れる表面積が広がり、歯垢除去力がアップ
- 約2週間で歯ぐきの健康を推進*2 *2クリーンモード使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ

口腔衛生を推進

- 歯垢を手磨きだけの場合よりも最大10倍除去*
- プレミアムガムケアブラシヘッド

使いやすさ重視の設計

- 過圧防止センサー機能
- 健康的な習慣を身に付けるためのガイダンス
- 一人ひとりに合ったブラッシング体験
- ブラシヘッドが最適なモードを自動選択
- 充電電池残量低下の警告
- ブラシヘッド交換お知らせ機能

特長

最大 10 倍の歯垢を除去*




プレミアムクリーンブラシヘッドで高い歯垢除去力を実感できます。ゴム製のブラシが歯と歯ぐきにフィットし、歯に触れる表面積が最大 4 倍に**。届きにくい部分の歯垢も最大 10 倍除去することができます*。

約 2 週間で歯ぐきの健康を推進**



プレミアムガムケアブラシヘッドは、歯ぐきの健康推進に役立つように設計されています。コンパクトなサイズと歯列にフィットするやわらかな毛先が歯ぐきの歯垢をしっかりと除去し、歯ぐきの健康推進に役立ちます。*2クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ

プログレスレポート



エキスパートクリーンは、内蔵スマートセンサーがブラッシング圧力の調節を指示したり、ソニックケアアプリに接続し、プログレスレポートで歯磨き習慣を記録するなど、歯科検診の合間のお口の健康をサポートします。

4 つのモード、3 段階の強さ設定




エキスパートクリーンには、クリーン（基本のブラッシングモード）、ホワイトプラス（ステインを落とし磨き上げる）、ガムヘルス（歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を）、ディープクリーンプラス（心地よい振動で歯垢をしっかりと除去）のモードが搭載されており、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の 3 段階からお選びいただけます。

ブラシヘッド認識機能対応



ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さは好みで変更可能）

過圧防止センサー機能



歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ハンドルが振動したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。／画像はイメージです

プレミアムクリーン



これまでで最も高い歯垢除去力を誇るプレミアムクリーンブラシヘッドなら、ゴム製のブラシが歯と歯ぐきにフィットし、歯に触れる表面積が最大 4 倍に。届きにくい部分の歯垢も最大 10 倍除去することができます*。

プレミアムガムケアブラシヘッド



プレミアムガムケアブラシヘッドは、丸いカットで歯列にフィットし歯ぐきに優しく、やわらかな毛先で歯肉縁上の歯垢を除去します。／画像はイメージです

ブラシヘッドの交換



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。

仕様

コネクティビティ

Bluetooth®*: Philips Sonicare アプリに接続

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 14 日間***

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池

デザインと仕上げ

色: ブラック, ホワイト

サービス

本体保証: 2年間保証

互換性

Android**: Android4.4.2以上 (Bluetooth4.0以降搭載機種) *iPad Pro等一部の機種では正常に動作しない場合があります。(Bluetooth 4.0 以

降搭載機種)

iOS***: iOS 9.3 以上, (iPhone 6 以降), iOS 9.3 以上 (iPhone6 以降), (iOS7 搭載)

使いやすさ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン

交換お知らせ機能: ○ *RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合, リマインダーアイコンの点灯

内容・付属品

ブラシヘッド: プレミアムクリーン レギュラー 2本

充電器: 1

トラベルケース: 2

ハンドル: エキスパートクリーン 2本

洗浄性能

健康上の利点: 歯垢を除去

性能: 歯垢を除去

タイマー: ブラシペーサーとスマートタイマー

ステイン除去効果: 自然な白い歯に

過圧に関するフィードバック: ハンドルが振動してお知らせ

モード

3段階の強さ設定: 弱, 中, 強

クリーン: 歯をキレイに

ディープクリーンプラス: 歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す

ガムヘルス: 歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を

ホワイトプラス: ステインを落とし磨き上げる

ブラシヘッド認識機能

プレミアムクリーン: クリーンモードを自動選択

スマートセンサーテクノロジー

過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ

ブラシヘッド交換お知らせ機能: ○ (RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合), ブラシヘッドの交換時期

BrushSync テクノロジー: スマートハンドルと、スマートブラシヘッドの接続

*1 ダイヤモンドクリーンブラシヘッドと比べた場合

*2 プレミアムクリーンブラシヘッド使用時/手磨きと比べ/Milleman J, Milleman K, Argosino K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014

*3 電動歯ブラシは手磨き同様歯ぐきの健康を推進します

*4 Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Koninklijke Philips N.V.またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します。

