



Philips Sonicare 9900
Prestige
ソニックケアの最新電動歯
ブラシ
SenselQ (センス IQ) テクノ
ロジーが感知、適応、ケア
プレミアムオールインワンブ
ラシヘッド搭載
最新ソニックケアアプリと連
動

HX9992/22

SenselQ (センス IQ) テクノロジーで一人ひとりに合わせ たオーラルケアを

一人ひとりに合った最高のケアを

SenselQ (センス IQ) テクノロジーを搭載したソニックケア 9900 プレステージは、一人ひとり磨き方に合わせて調整できる機能が充実したフィリップス最新¹の電動歯ブラシです。ソニックケアの音波テクノロジーに加えて、SenselQ (センス IQ) テクノロジーにより、使用者の磨き方を感知し、最適化し、一人ひとりに合わせたオーラルケアを実現します。 ¹2021年6月時点。

使いやすさ重視の設計

- スリムでコンパクトなデザイン

SenselQ を使って、いつでも最高のケアを

- ブラッシングが強すぎると、リアルタイムでユーザーに適応
- 強すぎるブラシ圧やハンドルの動かしすぎをリアルタイムフィードバック
- SenselQ (センス IQ) テクノロジーが感知、最適化し、一人ひとりに合わせたオーラルケアを提供
- あなたの磨き方の癖を感知
- ユーザー一人ひとりに合わせた歯と歯ぐきのケアを提供

PHILIPS

ソニックケア 9900 プレステージ

フィリップスの最新¹電動歯ブラシ SenselQ（センス IQ）テクノロジーが感知、適応、ケア、プレミアムオールインワンブラシヘッド搭載、最新¹ソニックケアアプリと連動

特長

SenselQ テクノロジー

歯を磨いているときに、SenselQ（センス IQ）テクノロジーが、毎秒最大 100 回の頻度でブラッシング圧力、動き、ブラッシング範囲を検知します。強く押し付けすぎた場合は、強度が調整されます。SenselQ テクノロジーにより、自分に合った強さ設定を選んでいるか迷うこともなくなり、ケアに手間がかからず、使うほどに上手に磨けるようサポートします。

プレミアムオールインワンブラシヘッド

プレミアムオールインワンブラシヘッドで、きれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所でも手磨きの最大 20 倍の歯垢を除去できます²。先端はトライアングルカットで、2 日間で最大 2 倍のステイン（着色汚れ）を除去できます³。そして長めの毛先は歯と歯ぐきの境目を洗浄し、2 週間で歯ぐきの健康を推進します⁴。ブラシヘッドの効果は 3 ヶ月ほどで低下していきますが、ブラシヘッド認識機能なら交換時期にお知らせします。毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、使用状況を把握して交換時期のタイミングを教えてください⁵。手磨きと比べ/フィリップス調べ。⁶プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較/クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用/当社調べ/実際の口内では異なる場合があります⁷。クリーンモード使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ。

一人ひとりに合ったガイダンス

フィリップスソニックケアアプリはハンドルとリアルタイムで連動して動作しま

す。アプリが提供するブラッシング圧力、動き、ブラッシング範囲、ブラッシング時間、回数に関するリアルタイムのガイダンスを利用して歯を磨けます。日、週、月、年ごとの上達レポートを表示できます。一人ひとりに合わせたおすすめと実行可能な手順を活用して、歯磨きの上達をサポートします。また、歯を磨くときにアプリを側に置いていなくても、自動同期機能によってアプリ内の歯磨きデータが最新に更新されます。

あなたの磨き方の癖を感知

フィリップスソニックケア 9900 プレステージは、ブラッシング中にセンサーを使用して、毎秒最大 100 回の頻度でブラッシング圧力、動き、ブラッシング範囲を検知します。また、センサーは歯磨きの時間や回数もトラッキングします。

リアルタイムでユーザーに適応

多くの人は、歯を磨くときにブラシを当てる力が強すぎる傾向があります。9900 プレステージは、当て方が強すぎるときに、自動的に強度を調整します。無料のフィリップスソニックケアアプリを使えば、オーダーメイドのガイダンスと一人ひとりに合わせたアドバイスで、歯磨きの上達をサポートします。

ユーザーに合わせたオーラルケア

フィリップスソニックケア 9900 プレステージは、使う人を中心に設計されています。SenselQ（センス IQ）テクノロジーがユーザーに自動的に合わせてくれます。楽々と使いこなしながら、効果的なブラッシングができます。

実績のあるソニックケアの音波テクノロジー

フィリップスの効果的で歯ぐきにやさしい音波テクノロジーが歯垢を除去します。毎分約 31,000 回の高速振動とお口の中の唾液の流れ「音波水流」がブラシの届きにくい部分の汚れまで落とします。磨き残しがなく、お口の中をすっきり快適に。

リアルタイムフィードバック

ブラシの当て方が強すぎたり、ハンドルを動かしすぎていることに気づかないときも、歯ブラシが検知してくれます。ハンドルの端にあるライトリングは、強すぎる圧力や動かしすぎをゆるめるように、やさしく注意を促します。

USB 付きのプレステージトラベルケース

エレガントでコンパクトなトラベルケースをバッグに忍び込ませ、外出中でも便利にお使いいただけます。耐久性に優れたケースは、ソフトタッチのヴィーガンレザーで包まれています。さらに、USB-C ポートと USB 充電ケーブルが内蔵されているため、ケースから歯ブラシを取り出さなくても簡単に充電できます。

充電も簡単

歯ブラシの充電が必要なときには、充電ベースに置くだけです。歯ブラシの洗練されたモダンなデザインをお楽しみください。

スリムでコンパクト

ソニックケア 9900 プレステージは、スタイリッシュでコンパクトなブラシに最先端のテクノロジーが搭載されています。歯ブラシはダイヤモンドクリーンより 18 mm 短く、高級素材を使用しています。見た目にも触り心地にもこだわっています。

ソニックケア 9900 プレステージ

フィリップスの最新「電動歯ブラシ SenseIQ (センス IQ) テクノロジーが感知、適応、ケア、プレミアムオールインワンブラシヘッド搭載、最新「ソニックケアアプリと連動

仕様

コネクティビティ

- Bluetooth®: Philips Sonicare アプリに接続

電源

- 電源: AC100-240V (海外電圧対応可能)

仕様

- 充電式: 充電式
- 使用時間: 2週間以上 ****
- 充電の種類: リチウムイオン充電電池

デザインと仕上げ

- 色: ミッドナイトブルー

サービス

- 本体保証: 2年間保証

互換性

- Android: Android OS 8.0 以降
- iOS: iOS 13.0 以降の iPhone

使いやすさ

- 充電表示ランプ: アイコンインジケータが点灯
- ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- ハンドル: スリムでコンパクトなデザイン, シームレスなタッチコントロール
- トラベルケース: エレガントでコンパクトな充電ケース, 人工レザ
- ブラシヘッド交換お知らせ機能: アプリやハンドルのランプでお知らせし, 効果的にブラッシング

内容

- ハンドル: ソニックケア 9900 プレステージ x 1
- ブラシヘッド: プレミアムオールインワン 1本, 舌磨きブラシヘッド 1本

- プレステージ USB 充電ケース: 1
- 充電スタンド: 1
- USB ケーブル: 1

洗浄性能

- ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分
- 健康上の利点: 歯垢を除去
- 性能: 歯垢を除去
- タイマー: ブラシペーサーとスマートタイマー
- ステイン除去効果: 自然な白い歯に
- 過圧に関するフィードバック: 紫色のライトリングが点灯, ハンドルが振動してお知らせ
- 擦り付けフィードバック: 橙色のライトリングが点灯, ハンドルの振動が変わりお知らせ, アプリでオン/オフを切り替えるオプション

SenseIQ テクノロジー

- 過圧防止センサー: ブラシヘッドを押し当てる強さが強すぎるときに警告
- 動かしすぎ検出機能: ハンドルの動かしすぎを検出しお知らせ
- 位置センサー: ブラッシング位置を, 検出
- 3D 口腔マップ: ブラッシングし残した場所をハイライト
- 自動強さ調整機能: 一定時間ブラシヘッドを強くあてすぎると, 自動で強度設定を一段階弱くする, 自動で強度設定を一段階弱くする
- ソニックケアアプリ: ブラッシング履歴を記録し, ブラッシングのコツをお知らせ

ソニックケアアプリと AI

- リアルタイムガイダンス: 一人ひとりに合わせたオーラルケアの方法とコツをお知らせ, 日/月/年ごとの進捗レポート
- モードのカスタマイズ可能: クリーン, ホワイトプラス, ガムヘルス, ディープクリーン, センシティブ



Philips Japan, Ltd.

発行日 2022-03-24

バージョン: 3.3.7

EAN: 08 71010 39686 34

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2022 Philips Japan, Ltd.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

* 手磨きと比較
** 6週間手磨きと比較
*** ラボテストと手磨きを比較
**** スタンダードモードで、2分間のブラッシングを1日2回