

# PHILIPS

## sonicare

ソニックケア ダイヤモンドクリーン  
ディープクリーン エディション  
2本組

DiamondClean

5つのモード

ブラシヘッド 8本付属

グラスで充電

ディープクリーンモード搭載



HX9399/17



## より自然に白く、健康な歯を保つ

優れたステイン除去効果を誇るフィリップスソニックケア充電式  
電動歯ブラシ

優れた歯垢除去力とステイン除去を誇る、エレガントなデザインのダイヤモンドクリーン  
ディープクリーン エディション

### お口の健康を推進

- ディープクリーン、センシティブなど、5つのモードから選べる
- 自然な白い歯に

### 使いやすさ重視の設計

- ソニックケアに慣れていただくためのイージースタート機能
- タイマーで2分のブラッシング時間をお知らせ

### An easy addition to your oral care routine

- 舌のあらゆる部分に届きやすい

### 優れた洗浄能力

- 歯垢を掻き出すディープクリーンモード
- 歯垢をしっかり除去


# 特長

## 自然な白い歯に




密集した中央のステイン除去ブラシが、わずか1週間\*1でステインを落として自然な白い歯に導きます。 \*1ホワイトプラスブラシヘッド使用時/2010年Colgan氏らの調査に基づく(個人差があります)

## 歯垢をしっかりと除去



ゴム素材の柔軟な形状により、届きにくい部分の歯垢も最大10倍除去\*。歯と歯ぐきの間に沿ってしっかりと磨けます。

## 5つのモード



クリーンモード(歯をキレイに)、ホワイトモード(自然な白さへ)、センシティブモード(歯と歯ぐきにやさしい)、ガムケアモード(歯ぐきを


ケア)、ディープクリーンモード(歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す)の5つのモードがさまざまなブラッシングのニーズに対応します。

## 歯垢を掻き出すディープクリーンモード




磨き残しやすい箇所、トラブルがある箇所がある方に最適なモード。洗浄する動きと心地よく刺激する動きが交互に作動。爽快なお口の洗浄を体験できます。歯ぐきをやさしくケアしながら、歯周病や歯肉炎の原因となる歯垢(プラーク)がたまりやすい箇所を効果的に磨き上げます。

## タイマーで2分のブラッシング時間をお知らせ




約2分間で歯をしっかりと磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏4箇所を均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマー機能は、専門家が推奨する2分間のブラッシング時間をお知らせします。

## ソニックケアに慣れていただくためのイージースタート機能



フィリップス ソニックケアでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから14回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

## 舌の汚れをしっかりと除去



舌をしっかりと洗浄するには、舌のあらゆる場所に届かなくてはなりません。人間工学に基づく形状の舌磨きブラシは、快適に隅々まで洗浄できます。コンパクトで柔軟なヘッドにより、口臭の原因となる汚れを奥まった部分や溝の間から簡単に除去できます。

# 仕様

## デザインと仕上げ

色: ブラック, ローズゴールド

## 電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

## 仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 約 3 週間\*

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池

## サービス

本体保証: 2年間保証

## 使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ディスプレイ: 照明付きディスプレイ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン

## 内容・付属品

ハンドル: ダイヤモンドクリーン 2 本

ブラシヘッド: C3 プレミアムクリーン 2 本, ホワイトプラス (レギュラー) 1 本, ホワイトプラス (コンパクト) 1 本, i インターケア (レギュラー) 1 本, センシティブ (レギュラー) 1 本, 舌磨きブラシヘッド (2 本組)

充電器用グラス: 1

充電器: 1

## 洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分  
健康上の利点: 歯垢を除去

性能: 歯垢を除去

タイマー: カドベーターとスマートタイマー

ステイン除去効果: 自然な白い歯に

## モード

クリーン: 歯をキレイに

ホワイト: 自然な白さへ

ディープクリーン: 歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す

ガムケア: 歯ぐきをケア

センシティブ: 歯と歯ぐきにやさしい



\* アダプティブクリーンブラシヘッド使用時/手磨きと比べ /Milleman J, Milleman K, Argosino K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014 \*\*ダイヤモンドクリーンブラシヘッド使用時/2010年Colgan氏らの調査に基づく (個人差があります) \*\*\*ダイヤモンドクリーンブラシヘッドとの比較。フィリップス調べ (2015年) \*\*\*\*クリーンモードの2分間のブラッシング1日2回を基準とした場合 \*\*\*\*\*ホワイトプラスブラシヘッド使用時/2010年Colgan氏らの調査に基づく (個人差があります)