

PHILIPS

sonicare

Grondige, zachte reiniging

10 keer meer tandplakverwijdering en gezonder tandvlees*

Met FlexCare Platinum is zelfs de diepste reiniging zacht genoeg om uw tanden en tandvlees te beschermen. Dankzij de AdaptiveClean-opzetborstel en intuïtieve druksensor, profiteert u van optimale tandplakverwijdering en een zachte ervaring, hoe u ook borstelt.

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Maakt het tandvlees in slechts 2 weken gezonder
- Verwijder tot wel 10x meer tandplak met AdaptiveClean*
- Veilige en zachte mondhygiëne

Ontworpen voor u

- Timers stimuleren u 2 minuten grondig te poetsen
- Lange levensduur van de batterij en reisetui
- Waarschuwt u wanneer u te hard drukt

Provides a superior clean

- AdaptiveClean-opzetborstel plooit zich langs de tandvleesrand
- Deep Clean-stand pakt uw probleemplekken aan

Optimaliseer het poetsen

- Onze unieke technologie biedt u een krachtige en toch zachte reiniging
- Kies uit 3 poetsstanden en 3 intensiteitsniveaus

Sonische, elektrische
tandenborstel

FlexCare Platinum

3 poetsstanden, 3 sterktes

2 opzetborstels

Met druksensor



HX9112/12

Kenmerken

Verwijder tot wel 10x meer tandplak




Gebruik de AdaptiveClean-opzetborstel om grondiger dan ooit te reinigen. U hebt 4x meer contact met het oppervlak** om tot wel 10 x meer plak te verwijderen op moeilijk bereikbare plekken*. U kunt bovendien echt diep reinigen tussen de tanden en langs de tandvleesrand.

Zorg voor uw tandvlees



Met optimale reiniging door uw FlexCare wordt uw tandvlees binnen 2 weken gezonder. Verwijdert tot 7x meer tandplak langs de tandvleesrand dan een handtandenborstel voor uw gezondste lach ooit.

3 poetsstanden, 3 intensiteitsniveaus



Met FlexCare Platinum Connected kunt u grondig reinigen. Onze 3 intensiteitsniveaus geven de reiniging een boost, terwijl 3


poetsstanden aan uw specifieke wensen voldoen: Clean - voor superieure dagelijkse reiniging, White - om vlekjes op het tandoppervlak te verwijderen en Deep Clean voor een optimaal verfrissend resultaat.

Extra diepe reiniging



Met onze Deep Clean-poetsstand kunt u echt focussen op specifieke gebieden en deze extra aandacht geven. We hebben de beweging van onze unieke opzetborstel gecombineerd met een verlengde poetsbeurt van 3 minuten, zodat uw tanden echt grondig worden gereinigd.

Poetst u te hard?




U merkt wellicht niet dat u te hard poetst maar uw FlexCare Platinum ontgaat dat niet. Als u te hard drukt, gaat het handvat licht pulseren en weet u dat u minder hard moet poetsen. Laat de borstel het werk doen. 7 van de 10 personen vonden deze functie handig en gingen daardoor beter hun tanden poetsen.

Philips Sonicare-technologie



Krachtige, sonische trillingen veranderen uw tandpasta in bubbels die tandplak verwijderen, en diep tussen uw tanden en langs uw tandvleesrand gaan dankzij 62.000 milde, maar effectieve poetsbewegingen. U krijgt een maand aan handmatig tandenpoetsen in slechts 2 minuten.


Tot 2x gezondere tanden



Gebruik onze AdaptiveClean-opzetborstel voor een diepe, zachte reiniging, waardoor uw tandvlees tot 2x gezonder wordt dan met een handtandenborstel. De zachte rubberen zijanten plooiën zich langs de contouren van uw tanden en tandvlees om eventuele overmatige druk te absorberen. De borstelharen kunnen dan diep tussen tanden doordringen voor een comfortabele, effectieve en grondige reiniging.

Kenmerken

Quadpacer en Smartimer



Het duurt slechts 2 minuten om uw tanden grondig te poetsen. Onze Quadpacer laat u weten wanneer u de optimale hoeveelheid tijd hebt besteed aan elk deel van uw mond en onze SmarTimer geeft een signaal wanneer de totale tijd is verlopen. Deze producten helpen u om uw aanbevolen poetstijd te behalen, iedere keer weer.

Poets vol zelfvertrouwen



Voor al uw specifieke wensen bent u verzekerd van een veilige poetservaring FlexCare Platinum. Onze sonische technologie is geschikt voor gebruik bij een beugel, vullingen, kronen en facings, en kan zelfs worden gebruikt voor de dagelijkse behandeling van ontstoken tandvlees.

Past perfect bij uw levensstijl



In ons premium reisetui kunt u uw tandenborstel hygiënisch bewaren en met onze compacte reisoplader kunt u onderweg opladen. Eén keer volledig opladen is genoeg voor twee weken regelmatig gebruik, dus ook onderweg kunt u genieten van een fris gevoel.

Specificaties

Vermogen

Spanning: 110 - 220 V

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

Maximaal 3 weken**

Batterijtype: Lithium-ion

Ontwerp en afwerking

Kleur: Slate gray

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk

opklikbare opzetborstels

Batterij-indicator: Het lampje geeft de

batterijstatus aan

Handvat: Slank, ergonomisch design

Display: Verlicht display

Poetstijd: Maximaal 3 weken***

Meegeleverde artikelen

Handvat: 1 FlexCare Platinum

Opzetborstels: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare-standaardborstel

Reisetui: 1

Docking station: 1

Reinigingsprestaties

Gezondheidsvoordelen: Verbetert gezondheid van tandvlees in slechts twee weken

Prestaties: Verwijdert tot wel 10 keer meer tandplak*

Poetsdruksensor: Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Timer: Quadpacer en SmarTimer

Wittere tanden: Helpt verkleuringen op natuurlijke wijze te verwijderen

Poetsstanden

3 sterktes: Laag, Medium, Hoog

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Deep Clean: Voor een verkwikkend grondige reiniging

Wit: Verwijdert oppervlaktevlekken

